




Marks	Designations	A	B	C	D	E	F	G	H		
30040	New Open + full seatplate	85.5 cm	56 cm	63 cm	71 cm	50 cm	40 cm	39 cm	49 cm	6.6 kg	130 kg
30042	New Open + standard seatplate										
3003**/3005**	Open + standard seatplate/+ full seatplate	86 cm	51.5 cm	60.5 cm	72 cm	52 cm	38 cm	39 cm	58 cm	6.6 kg	
30100	New Open adjustable + full seatplate	82.5/97 cm	55.5 cm	62.5 cm	67.5/83 cm	46/62 cm	40 cm	42 cm	49/52 cm	6.8 kg	
30102	New Open adjustable + standard seatplate										
3015**	Open Adjustable + standard seatplate	86/97 cm	51.5 cm	60.5 cm	72/83 cm	52/63 cm	38 cm	39 cm	58 cm	6.8 kg	
3014**	Open Adjustable + full seatplate										
3200**	New club + standard seatplate	84 cm	53 cm	61 cm	73 cm	52 cm	35 cm	40 cm	49 cm	7 kg	
3201**	New club + full seatplate										
3046**	Best Up	94.5 cm	44 cm	47 cm	54 cm	48.5 cm	50 cm	39.5 cm	45 cm	9.4kg	160 kg
3646**	Best Up XXL	88 cm	75 cm	87 cm	75 cm	56 cm	59 cm	44 cm	59 cm	9.5kg	
	Dimension of the hole: Width = 21 cm Depth = 25.5 cm										



	FR	EN	DE	NL	IT	ES
	Signification des symboles	Explanation of symbols	Zeichenerklärung	Verklaring van de symbolen	Significato dei simboli	Explicación de los símbolos
1	Dispositif médical	Medical Device	Medizinprodukt	Medisch hulpmiddel	Dispositivo Medico	Dispositivo médico
2	Lire le mode d'emploi avant l'utilisation.	Read the instruction manual before use	Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen!	Voor gebruik de handleiding lezen.	Prima dell'uso leggere le relative istruzioni!	Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo
3	Respecter les instructions de sécurité!	Observe the safety instructions!	Sicherheitshinweise beachten!	Veiligheidsinstructies respecteren	Osservare le istruzioni per la sicurezza	Siga las instrucciones de seguridad
4	Conformité CE	CE conformity	CE-Konformität	CE conformiteit	CE conformità	Conformidad con la normativa CE
	SI	HR	HU	PT	PL	TR
	Pomen simbolov	Objašnjenje simbola	Szimbólumok jelentése	Significado dos símbolos	Objaśnienia symboli	Sembollerin açıklamaları
1	Medicinski pripomoček	Medicinski uređaj	Orvosi eszköz	Dispositivo médico	Wyrób medyczny	Tıbbi cihaz
2	Pred uporabo preberite navodila	Pročitati korisničke upute prije uporabe	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual.	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz
3	Upošteвайте varnostna navodila!	Pažljivo pogledajte sigurnosne upute	Tartsa be a biztonsági utasításokat!	Siga as instruções de segurança	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız
4	CE Certifikat	CE-Deklaracija	CE megfeleléség	Certificado CE	Deklaracja CE	CE uygunluğu



FR- Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Suivre les indications et les conserver précieusement ! Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation.

1. Consignes de sécurité

- ♥ Toujours consulter votre revendeur spécialisé pour régler l'appareil et pour apprendre à l'utiliser de manière appropriée.
- ♥ Ne pas stocker dehors, ne pas laisser au soleil (Attention à ne pas laisser à l'intérieur d'une voiture en plein soleil !!).
- ♥ Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieures à environ 38°C ou 100°F ou inférieures à 0°C ou 32°F).
- ♥ Vérifier régulièrement l'ensemble des parties composant cet article (vis, tubes, cadre..).
- ♥ Attention à ne pas vous asseoir sans avoir installé l'assise au préalable.
- ♥ Vérifier si tous les raccords vissés sont serrés correctement. Ne pas s'asseoir sans avoir vérifié que l'assise était bien en place au préalable.
- ♥ Ne pas utiliser dans un autre but que celui pour lequel ce produit est prévu : ne pas se mettre debout sur la chaise par exemple!!
- ♥ TOUJOURS respecter les limitations de poids qui figurent sur l'étiquette ou la notice.
- ♥ Ne pas modifier cet article. En cas de nécessité, n'utiliser que des pièces originales pour le réparer. Seul un personnel qualifié est habilité à réparer cet article.
- ♥ Une fois que vous avez déplié ou assemblé le produit, assurez-vous que celui-ci est bloqué en position OUVERTE et qu'il est stable sur le sol avant de l'utiliser. Certains modèles sont livrés montés.
- ♥ Ne rien suspendre à votre chaise percée. Ceci pourrait vous déséquilibrer et vous faire chuter.
- ♥ En cas de non utilisation prolongée, faites vérifier votre appareil par votre revendeur spécialisé.
- ♥ La chaise est destinée à une utilisation en intérieur et ne doit pas être stockée dehors.
- ♥ Ne pas mettre ni enlever le seau lorsque le patient est assis sur la chaise : risque important de blessure au niveau du sexe !
- ♥ Sur les modèles avec accoudoirs relevables, soyez très prudent afin d'éviter des pincements de doigts.
- ♥ Vérifier la chaise avant de l'utiliser, en cas de doute, ne pas l'utiliser et demander conseil à votre revendeur spécialisé.
- ♥ N'utiliser la chaise que sur un sol horizontal et stable.
- ♥ Il est interdit de s'asseoir sur les accoudoirs de la chaise.
- ♥ Ne pas se pencher afin d'éviter de basculer.
- ♥ Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

2. Destination d'usage, indications et contre-indications

La chaise percée est destinée aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas se rendre aux toilettes. Elle est prévue pour un usage exclusivement en intérieur.

Indications :

La chaise percée est très utile aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se rendre aisément aux toilettes.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser ce produit en cas de
- Troubles cognitifs - troubles importants de l'équilibre
- Impossibilité de s'asseoir ou de rester assis

3. Installation

La mise en service de ce produit ne doit être réalisée que par du personnel qualifié. N'hésitez pas à questionner votre revendeur en cas de doute.

Installation du seau :

Open & Best up:

1. Par la droite ou la gauche de l'assise en l'emboitant sur le support prévu à cet effet (seule possibilité pour les modèles XXL).

2. En relevant l'assise vers le dossier et donc en sortant le seau par le haut [B].

New Open, New Club :

En relevant l'assise vers le dossier et donc en sortant le seau par le haut [B].

Il est conseillé de mettre le couvercle avant de transporter le seau.

Installation de l'assise

L'assise peut être facilement enlevée pour être nettoyée ou pour être remplacée car elle n'est fixée au cadre que par deux clips de fixation, photo [A].

Pour enlever l'assise, déclipser les deux clips, photo [B]. Pour la remettre en place, emboîter les deux clips sur le tube arrière de la chaise, photo [C].

En remettant le bouchon sur le trou, la chaise peut être utilisée comme une

chaise normale.

Location :

Ce produit est adapté à la location. Avant d'être réintroduit, il doit impérativement faire l'objet d'un entretien complet, et d'un nettoyage et d'une désinfection en profondeur. Les actions suivantes doivent être effectuées lors de l'entretien :

1-Evaluation visuelle : assurez-vous que le produit ne présente aucun défaut ou dommage.

2-Evaluation des fonctions : assurez-vous que le fonctionnement du produit n'a pas été altéré et réparez-le le cas échéant.

3-Nettoyage et désinfection: ce produit peut être nettoyé et désinfecté avec des produits ménagers conventionnels ne contenant pas de chlore tels que Surfanios (Laboratoires Anios).

N'utilisez JAMAIS de produits corrosifs ou de nettoyeur haute pression qui pourraient endommager le produit.

Utilisez uniquement des outils adaptés lors du montage, démontage, nettoyage et de la désinfection.

Le mode d'emploi est partie intégrante de ce produit et doit être fourni à chaque nouvel utilisateur.

4. Entretien

Attention car l'urine est très corrosive et attaque très rapidement les tubes en acier. Il importe donc de nettoyer et sécher quotidiennement la chaise.

5. Matériaux

Le produit se compose d'un châssis en acier recouvert de peinture époxy, d'une assise avec bouchon, et d'un seau avec couvercle, éventuellement sur certains modèles les accoudoirs sont rabattables vers l'arrière. Les garnitures sont en bois recouvert de mousse et de PVC.

6. Traitement des déchets

Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec la réglementation en vigueur.

7. Caractéristiques techniques

Vous reporter au tableau ci-dessus page 1.

Ce produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Ce produit est biocompatible. Durée d'utilisation: 2 ans. Date de première mise en circulation : 1998.

EN- Please read these safety instructions carefully before use, and keep them for future question.

1.Safety indications

- ♥ ALWAYS consult with your physician or supplier to determine proper adjustment and use of the device.
- ♥ Don't store outside and don't let under the sun (Beware : don't let the product in a car in case of high outside temperature !!).
- ♥ Don't use in extreme temperature (above 38°C or 100°F or below 0°C or 32°F).
- ♥ Before seating make sure that you have correctly placed the seatplate on the chair.
- ♥ Check carefully all parts of this item (screws, tubes, tips, grips)..
- ♥ Check regularly if all screws are tightened.
- ♥ Use only as a commode chair and in proper way : don't stand up on the chair.
- ♥ ALWAYS observe the weight limit on the labelling of your product.
- ♥ No modification must be made on this device. Use only original parts to replace the broken or defect one and let this be done by the technical staff.
- ♥ After unfolding or assembling the chair, make sure that it is securely locked in OPEN position and level to the ground before using. Some chairs are already mounted.
- ♥ DO NOT hang anything on the Chair.
- ♥ ALWAYS test to see that the chair and attachments are properly and securely locked in place before using.
- ♥ In case you didn't use your chair for a long time, let it checked by the technical staff, before using.
- ♥ Do not store outdoor, the chair must be used at home.
- ♥ Do not install or remove the pan while the patient is seating on the chair! High risk of sex injuries.
- ♥ Be carrefull when removing the armrests to avoid trapping your fingers.
- ♥ Check the chair before using, in case of doubt ask your physician or provider.
- ♥ Use only the chair on a flat and solid ground.
- ♥ It is forbidden to seat on the armrests.
- ♥ Do not lean out of the chair to avoid losing balance.
- ♥ Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member

State in which the user and/or the patient is established.

2. Intended use, Indication and Contraindication

Commode chairs can be used at home or in nursing homes to assist a person who has difficulty getting to the bathroom by bringing the toilet into the bedroom. Standard, foldable or on castors, they shall be use only indoor.

Indication

Used in the home when the patient is too debilitated to reach the bathroom.

Contraindication

Don't use the commode chair in case of:

- Cognitive disorder - Loss of balance - Sitting impairment

3. Installation

Only specialists can adjust the product and teach you how to use it. Ask the technical staff how to use this product and make sure that you understood clearly their explanation. In case of doubt, don't hesitate to ask again.

Installing/removing the bucket

Open & Best up:

1- from the left or right side under the seat, install the bucket onto the metal supports (only possibility for XXL models).

2- lift up the seatplate and remove the bucket from the top, see photo [B].

New Open, New Club:

Lift up the seatplate and remove the bucket from the top, see photo [B].

Close the bucket with the lid before transporting it.

Mounting the seatplate

The seatplate can be easily removed for cleaning or for replacement as it is only connected to the frame with 2 clips see photo [A].

To remove the seatplate, take out the clips from the frame by lifting them up, see photo [B].

To mount the seatplate, clip the two clips on the back pipe of the metal frame, see photo [C].

By adding the cover on the hole, the commode chair can be used as a regular chair.

Rental: This product can be rented to different patients. A thorough maintenance, cleaning and disinfection must be performed before the product is given to a new patient in accordance with the following steps:

1-Visual inspection: ensure that the product has not been damaged and check for any defect.

2-Functional inspection: ensure that the product functions properly and repair it if needed.

3-Cleaning and disinfection: this product can be cleaned and disinfected with mild, chlorine-free detergents such as Survanios (Anios laboratories). Do NOT use any abrasive cleaners or high-pressure cleaners that could damage the product.

Use only appropriate tools to perform the maintenance, cleaning and disinfection.

The user's manual is an integral part of the product and must be handed over to every new user.

4. Cleaning

The chair has to be cleaned regularly and after each use with a mild cleaning agent and a soft cloth.

5. Materials

The product is made up of steel tubing covered with epoxy painting. Upolsteries are in PVC. The chair is delivered with a pan. Some models are equipped with swinging armrests.

6. Disposal

Dispose of this product in accordance with your regional waste disposal regulations.

7. Technical specifications

See tabel page 1

This product has a 2 years warranty, form the date of purchase, against any manufacturing defect. This product is biocompatible. Duration of use: 2 years.

DE- Bitte lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung vor Benutzung. Sichern Sie sich, dass Sie diese Anweisungen befolgen und behalten Sie die in einer sicheren Stelle. Sollte dieses Produkt von anderen Leuten benutzt werden, müssen sie sich völlig über diese Sicherheitsanweisungen informieren.

1. Sicherheitsanweisungen

- ♥ Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal in die Benutzung und Pflege einweisen.
- ♥ Nicht draußen lagern und nicht in der Sonne liegen lassen (Vorsicht : nicht im Auto lassen bei hohen Temperaturen!)
- ♥ Nicht bei extremen Temperaturen benutzen (> 38°C/ 100°F oder < 0°C / 32°F).
- ♥ Alle mechanischen Teile regelmäßig überprüfen (Schrauben, Rohre, Griffe...).
- ♥ Sich nicht setzen, ohne die Sitzfläche montiert zu haben.
- ♥ Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verschraubungen fest angezogen sind.
- ♥ Nicht benutzen für andere Zwecke als ein Toilettenstuhl : z.B. nicht auf dem Stuhl stehen!
- ♥ Respektieren Sie das Maximalgewicht.
- ♥ Es dürfen keine Veränderungen auf dem Produkt vorgenommen werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile und lassen Sie die Reparatur durch Fachpersonal realisiert.
- ♥ Wenn Sie das Produkt in Einsatz gebracht haben, versichern Sie sich, dass dieses in geöffneter Position blockiert und stabil ist.
- ♥ Hängen Sie nichts an Ihren Toilettenstuhl.
- ♥ Wenn Sie das Produkt lange nicht verwendet haben, lassen Sie es erst durch qualifiziertes Fachpersonal geprüft werden.
- ♥ Das Produkt ist nur für eine innere Benutzung geeignet und muss nicht außer Haus verlagert werden.
- ♥ Installieren Sie nicht oder nehmen sie nicht den Eimer weg, wenn der Patient auf dem Toilettenstuhl sitzt, um Geschlechtsverletzungen zu vermeiden.
- ♥ Seien Sie beim Hochklappen der Armlehnen (wenn möglich) sehr vorsichtig, um ein Einklemmen der Finger vorzubeugen.
- ♥ Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob sich der Toilettenstuhl in einwandfreiem Zustand befindet.
- ♥ Verwenden Sie den Toilettenstuhl nur auf horizontalem, ebenem und festem Untergrund.
- ♥ Das Hinsetzen auf die Armlehnen ist strengstens untersagt.
- ♥ Sich nicht hinauslehnen, um nicht herunterzufallen.
- ♥ Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden sind.

2. Zweckbestimmung, Indikationen, Kontraindikationen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen starren, stabilen Toilettenstuhl mit festen Armlehnen, für Patienten die nicht mehr zur Toiletten gehen können.

Indikationen:

Krankheitsbilder oder Behinderungen, die die unmittelbare räumliche Nähe der Toiletteneinrichtung erforderlich machen.

Derartige Krankheitsbilder können sein:

- Drang- oder Stressinkontinenz, Stuhlinkontinenz, chronische Diarrhoe; wenn der Toilettenstuhl Inkontinenzhilfsmittel vollständig oder zumindest weitgehend ersetzt.
- Außergewöhnliche Gehbehinderung z.B. bei Beinamputation, wenn die Nutzung von Prothesen und Gehhilfen unverhältnismäßig ist.
- Lähmungszustände
- Herzinsuffizienz mit regelmäßig nächtlichem Wasserlassen
- Schwindel bei arteriellen Durchblutungsstörungen oder aus anderen Ursachen
- Medikamentös erzeugte Toilettenstuhldiurese
- Starker Kräfteverfall, z.B. Tumorkachexie

Kontraindikation:

Die Verwendung des Toilettenrollstuhls ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Dieses Produkt kann auch über genormte WC-Becken verwendet werden, in dem Sie den Eimer entfernen, und den Stuhl über das WC Becken setzen.

3. Installation

Dieses Produkt darf nur von Fachpersonal eingestellt werden. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal.

Den Eimer installieren.

*Open (3003**/3005** und 3014**/3015**) und Best Up (3046** und 3646**):*

Der Toilettenstuhl-Eimer kann auf zwei verschiedenen Weisen an den Toilettenstuhl angebracht bzw. dem Toilettenstuhl entnommen werden:

1. Schieben Sie den Eimer seitlich von links oder rechts in die Halterung, bzw. ziehen ihn aus der Halterung heraus (einzige Lösung für die XXL Modelle).
2. Klappen Sie die gesamte Sitzfläche des Toilettenstuhls hoch und platzieren bzw. entnehmen den Eimer von oben, siehe Abbildung [B].

*New Open (30040 und 30042) und New Club (3200** und 3201**):*

Klappen Sie die gesamte Sitzfläche des Toilettenstuhls hoch und platzieren bzw. entnehmen den Eimer von oben, siehe Abbildung [B].



Vor dem Entnehmen des benutzten Toilettenstuhl-Eimers empfiehlt es sich, den Eimer mit dem Deckel zu verschließen.

Die Sitzplatte installieren.

Der Sitz ist auf dem Rahmen durch 2 Klips [A] befestigt und kann leicht abgenommen werden, indem Sie ihn nach oben ziehen und die Klips aus dem Rahmen herausziehen. Siehe: Abbildung [B].

Um den Sitz wieder an den Rahmen zu montieren, benutzen Sie die zwei Klips Siehe: Abbildung [C].

Die Abdeckplatte legen Sie bei Nichtgebrauch des Toilettenstuhls auf die Sitzfläche. So kann er auch als normaler Stuhl verwendet werden.

Wiedereinsatz: Nach einer gründlichen Reinigung und regelmäßiger Wartung kann dieses Produkt weitergegeben werden.

Bei der Wartung müssen folgende Prüfungen bzw. Arbeiten erledigt werden:

1- Sichtprüfung des Produktes: stellen Sie sicher, dass das Produkt keine Defekte bzw. Beschädigungen aufweist.

2- Prüfung der Funktionstüchtigkeit: stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt funktioniert und reparieren Sie es wenn nötig.

3- Reinigung und Desinfektion: dieses Produkt kann mit herkömmlichen Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden. Dafür können chlorfreie Mittel wie Surfanios (Anios Laboratorien) verwendet werden.

Verwenden Sie KEINE ätzenden, scheuernden Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, die das Produkt beschädigen könnten.

Während der Wartung müssen ordnungsgemäße und sichere Werkzeuge verwendet werden, um das Produkt zu reinigen bzw. demontieren oder zusammenzubauen. Die Gebrauchsanweisung muss beim Wiedereinsatz unbedingt weitergegeben werden.

4. Reinigung

Aufgrund seiner Konstruktion und der verwendeten Materialien ist dieses Produkt gegen Korrosion geschützt. Es kann mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und desinfiziert werden. Der Toilettenstuhl soll mit nichtschleifenden Reinigungsmitteln gereinigt werden, und mit einem sauberen Lappen getrocknet werden.

Achtung: Urin ist sehr aggressiv und beschädigt sehr schnell die Metallrohre des Rahmens, eine tägliche Reinigung ist deshalb notwendig.

5. Materialien

Der Toilettenstuhl besteht aus einem Stahlrahmen mit Pulverbeschichtung, einer Sitzfläche mit Deckel, und einem Eimer mit Deckel.

Die Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus PVC und Schaumstoff.

Einige Modelle sind mit hochklappbaren Armlehnen versehen, um laterale Transfer zu ermöglichen.

6. Entsorgung

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften.

7. Technische Daten

Siehe Tabelle Seite 1. Nutzungsdauer: 2 Jahre. Dieses Produkt wird 2 Jahre, ab Kaufdatum, gegen jeden Fabrikationsfehler garantiert. Dieses Produkt ist biokompatibel.

ES- Por favor leer estas instrucciones antes de utilizar el producto, y guardarlas para posibles preguntas en el futuro. Si el producto está utilizado por otras personas, tienen que estar avisadas de los consejos de seguridad aquí abajo antes de cada uso.

1. Consignas de seguridad

- ♥ Siempre consultar su vendedor especializado para instalar el producto y para aprender cómo utilizarlo de manera adaptada.
- ♥ El producto no debe usarse o guardarse fuera. No dejar el producto al sol durante mucho tiempo (Cuidado : ¡no dejar el producto en un coche al sol!).
- ♥ No utilizar el producto con temperaturas extremas (superiores a 38°C o 100°F e inferiores a 0°C o 32°F).
- ♥ Compruebe las diferentes partes del producto regularmente (tornillos, tubos, estructura...).
- ♥ Compruebe si todas las conexiones están apretadas firmemente.
- ♥ El producto no debe usarse con otro objetivo que el por cual el producto está hecho : ¡no ponerse de pie en el producto por ejemplo!
- ♥ Respete SIEMPRE el peso máximo escrito en la etiqueta, las instrucciones de uso o en el embalaje de su producto.
- ♥ Usted no debe modificar este producto. Si está necesario, solo utilice piezas de recambio originales para repararlo. Solo el personal calificado está autorizado para reparar esta silla.
- ♥ Una vez el producto instalado, asegúrese que el asiento sanitario sea bloqueado en posición abierta y estable en el suelo antes de utilizarlo.
- ♥ No sentarse en la silla si no está instalado el asiento.
- ♥ No colocar nada en el producto. Eso le podría desequilibrar y provocar

una caída.

- ♥ Si usted no utiliza su asiento durante mucho tiempo, procede a la verificación del producto por un personal calificado.
- ♥ El asiento de inodoro está concebido para un uso interior, no debe ser guardado fuera.
- ♥ No colocar ni quitar el cubo cuando el paciente está en el asiento: ¡hay un riesgo de lesiones del sexo!
- ♥ En los modelos con reposabrazos amovibles, cuide a no pellizcar los dedos cuando los sube.
- ♥ Compruebe el asiento antes cada utilización. Si usted tiene cualquier duda, no vacila a preguntar su vendedor especializado.
- ♥ Utilizar el producto solo en un suelo plano y estable.
- ♥ No inclinarse en el asiento para no oscilar.
- ♥ El usuario o paciente deberá comunicar al fabricante y a la autoridad competente de su Estado miembro de la Unión Europea cualquier incidente grave relacionado con el producto.

2. Indicaciones y contraindicaciones

La silla de inodoro está concebida para personas con movilidad reducida que no pueden ir al baño. Está diseñada exclusivamente para uso en interior.

Indicaciones:

Falta de control del tronco - Trastornos del equilibrio - Parálisis - Dificultades para desplazarse - Debilidad general - Incontinencia de esfínter - Incontinencia fecal - Diarrea crónica

Contraindicaciones:

No utilice este producto en caso de:
Trastornos cognitivos - Trastornos importantes del equilibrio - Imposibilidad de sentarse o levantarse

3. Instrucciones de instalación

Solo personas calificadas pueden instalar el producto y enseñarle como utilizarlo. Un establecimiento malo puede generar una mala utilización y un riesgo de accidente. Por esta razón es muy importante que el producto sea adaptado al usador, por un personal calificado. Por cualquier duda no vacila a preguntar su vendedor.

El asiento se puede quitar fácilmente gracias a dos clips de fijación, entre el asiento y la estructura

El cubo puede ser instalado o quitado de dos maneras diferentes:

Open & Best Up :

1-Por la izquierda o por la derecha, colocándolo el cubo en la estructura de la silla debajo del asiento, en el soporte previsto (única solución para los modelos XXL);

2-Subiendo el asiento contra el respaldo, se puede quitar el cubo por arriba [B]

New Club & New Open :

Subiendo el asiento contra el respaldo, se puede quitar el cubo por arriba [B].

Aconsejamos de cerrar el cubo con su tapa antes de desplazarlo.

El asiento se puede quitar fácilmente gracias a dos clips de fijación, entre el asiento y la estructura. Es muy cómodo para limpiar lo o ganar espacio cuando el paciente no utiliza la silla.

Alquiler: Esa silla se puede alquilar, pero tiene que ser limpiada y desinfectada antes de cada alquiler. El asiento y la tapa se pueden reemplazar si es necesario. Este manual del usuario pertenece a ese producto y debe ser entregado a cada nuevo usuario con la silla.

4. Entretenimiento

Limpiar el producto regularmente con un trapo limpio y seco. Cuidado con la orina, es muy corrosiva y ataca los tubos de acero muy rápido. Por eso es muy importante limpiar y secar la silla diariamente.

5. Materiales

El producto consiste de una estructura de acero recubierta de pintura epoxi, de un asiento con tapa, y de un cubo con tapa. Según los modelos, algunos pueden llegar con reposabrazos abatibles. Los rellenos son de madera, recubierta de espuma y de PVC.

6. Tratamiento de los residuos

Dispone de este producto de acuerdo a su norma regional sobre tratamiento y disposición final de los residuos.

7. Características técnicas

Mirar la tabla de abajo (al fin de las instrucciones). Su producto está garantizado 2 años de no tener defectos en los materiales y la fabricación, desde la fecha de compra. Este producto está biocompatible. Duración de uso: dos años.

TR- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Talimatlara uyulmalı ve özenle saklanmalıdır! Ürün başka kişiler tarafından kullanıldığı takdirde, kullanacak kişiler herhangi bir kullanımdan

Önce aşağıdaki talimatlardan haberdar edilmelidirler.

1. Güvenlik uyarıları

- ♥ Cihazı ayarlamak ve uygun şekilde kullanmak için her zaman uzman satıcınıza danışınız.
- ♥ Ürün dışarıda saklanmamalı, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır (Araba içerisinde güneşe maruz bırakmamaya dikkat edilmelidir!!).
- ♥ Aşırı sıcaklıklarda (yaklaşık 38°C veya 100°F üzerinde ya da 0°C veya 32°F altında) kullanılmamalıdır.
- ♥ Ürünü oluşturan parçaların tamamı (vidalar, borular, çerçeve..) düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- ♥ Oturağı yerleştirmeden oturmamaya dikkat ediniz.
- ♥ Bütün eklemlerin iyice sıkıştırılmış olduğunu kontrol ediniz. Oturağın yerinde olduğunu kontrol etmeden oturmayınız.
- ♥ Öngörülen amacı dışında ürünü kullanmayınız: örneğin sandalye üzerinde ayağa kalkmayınız.
- ♥ Etiket üzerinde veya kılavuzda belirtilen ağırlık kısıtlamalarına HER ZAMAN uyunuz.
- ♥ Ürün modifiye edilmemelidir. İhtiyaç duyulduğunda, onarım için yalnızca orijinal parçaları kullanılmalıdır. Yalnızca ehil bir personel, ürünü tamir etmek için yetkilidir.
- ♥ Ürünü açıp monte ettikten sonra, AÇIK pozisyonda kilitli olduğundan ve kullanımdan önce zemin üzerinde sabit olduğundan emin olunuz. Bazı modeller monte edilmiş halde teslim edilir.
- ♥ Klozetli sandalyenizin üzerine HIÇBİR ŞEY asmayınız. Bu, dengeyi kaybetmenize ve düşmenize neden olabilir.
- ♥ Uzun süreli kullanılmadığı takdirde, ürününüzü uzman satıcınıza kontrol ettiriniz.
- ♥ Sandalye içeride kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve dışarıda muhafaza edilmemelidir.
- ♥ Hasta, sandalye üzerinde oturduğu esnada kovanı takmayınız ne de çıkarmayınız: cinsel organında ciddi yaralanma riski bulunmaktadır!
- ♥ Kolçakları katlanabilen modellerde, parmak kısırmalarını önlemek için çok dikkatli olunuz.
- ♥ Kullanmadan önce sandalyeyi kontrol ediniz, tereddüt ettiğinizde kullanmayınız ve uzman satıcınız ile konu hakkında iletişime geçiniz.
- ♥ Sandalyeyi yalnızca yatay ve sabit bir zemin üzerinde kullanınız.
- ♥ Sandalyenin kolçakları üzerine oturmak yasaktır.
- ♥ Devrilmeyi önlemek için üzerindeyken eğilmeyiniz.
- ♥ Bu tıbbi cihaz ile bağlantılı tüm ciddi kazalar cihaz üreticisine ve kullanıcının bulunduğu ülkenin yetkili mercilerine bildirilmelidir.

2. Kullanım amacı, Endikasyonlar, Kontraendikasyonlar

Kullanım amacı:

Klozetli sandalyeler, tuvalete ulaşmakta güçlük çeken kişilerin ihtiyaçlarını bulundukları yerde giderebilmeleri için evlerde ya da bakım evlerinde kullanılabilir. Standart, katlanabilir ve tekerlekli tüm modeller iç mekan kullanımı içindir.

Endikasyonlar:

Ev içerisinde tuvalete ulaşamayacak durumda olan kişiler için kullanılır. Beden kontrolünde zorluk - Denge kaybı - Felç - Yürüme güçlüğü - Genel zayıflık - Strese bağlı idrar inkontinansı - Dışkı inkontinansı - Kronik diyare

Kontraendikasyonlar:

Kullanılmaması gereken durumlar:

Ciddi kognitif bozukluk - Ciddi denge kaybı - Oturma bozukluğu

3. Kurulum

Ürünün hizmete sunulması, yalnızca ehil bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Emin olmadığınız bir konu hakkında bilgi almak için satıcınız ile iletişime geçiniz.

Kova kurulumu

Kova iki şekilde takılabilir ve çıkartılabilir:

1. Çıkarma/takma desteğine geçirerek oturağın sağ veya sol tarafından (XXL modeller için tek olanak budur).
 2. Oturağı sırtlığa doğru kaldırarak yukarıdan.
- Kovayı taşımadan önce kapağı ile örtülmesi tavsiye edilir.

Oturak kurulumu

Çerçeveye iki klips ile sabitlenmiş oturak, temizlenmek veya değiştirilmek için kolaylıkla çıkar, resim [A].

Oturağı çıkarmak için klipsleri açınız, resim [B]. Tekrar yerleştirmek için iki klipsleri sandalyenin arkasında bulunan boruya geçiriniz, resim [C]. Kapak ile deliği kapatarak sandalye normal bir sandalye olarak kullanılabilir.

Kiralama: Sandalye, bakımı düzenli ve doğru bir şekilde tutulduysa, eksiksiz bir temizlenmenin ve dezenfeksiyonun ardından tekrar kiralamaya verilebilmektedir. İhtiyaç durumunda oturağı ve kovayı değiştiriniz. Dikkat: kullanım kılavuzu bu ürüne dahildir ve tekrar kiralama işleminde ürün ile teslim

edilmelidir.

4. Bakım

Ürün, temiz ve kuru bir bez ile düzenli olarak temizlenmelidir. Dikkat: İdrar oldukça aşındırıcıdır ve çelik boruları hızlıca bozar. Dolayısıyla, sandalyeyi günlük temizlemeyi ve kurutmayı gerektirir.

5. Malzeme

Ürün, epoksi boya kaplama bir çerçeveden, kapaklı bir oturaktan ve kapaklı bir kovadan oluşmaktadır. Bazı modellerde kolçakları katlanabilmektedir. Pamuk kaplı ağaçtan ve PVC ile donatılmıştır.

6. Atık Arıtma

Geçerli mevzuata uygun olarak ürünü atık yerine bırakınız.

7. Teknik Özellikler

1. sayfada bulunan çizelgeye bakınız.

Ürün, satın alma tarihinden itibaren üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Biyouyumludur. Kullanım süresi : 2 sene.

NL- Let op! Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze voor toekomstige vragen.

1. Veiligheidsinstructies

- ♥ Overleg altijd met uw arts of leverancier of dit hulpmiddel geschikt is voor gebruik in uw situatie.
- ♥ Niet buitenshuis gebruiken en niet blootstellen aan de zon. (Let op: dit product niet in de auto achterlaten bij een hoge buitentemperatuur!).
- ♥ Niet gebruiken bij extreme temperaturen (boven 38°C of lager dan 0°C).
- ♥ Controleer zorgvuldig of alle onderdelen van dit product aanwezig zijn en in goede staat verkeren (schroeven, buizen, armleggers, voetdoppen, etc.).
- ♥ Controleer regelmatig of alle schroeven zijn aangedraaid.
- ♥ Gebruik dit product alleen als toiletstoel en op de juiste manier: ga niet op de stoel staan.
- ♥ Neem altijd het maximale gewicht in acht wat op het etiket van het product staat weergegeven.
- ♥ Niet de stoel gebruiken als het zitje niet geplaatst is.
- ♥ Wijzig niets zelfstandig aan dit product. Gebruik alleen originele onderdelen om gebroken of defect geraakte onderdelen te vervangen en laat dit door een erkende monteur uitvoeren.
- ♥ Zorg ervoor dat na montage van de toiletstoel de beveiligingsvergrendeling in de juiste positie staat.
- ♥ Sommige stoelen zijn reeds gemonteerd.
- ♥ NOOIT iets aan de stoel hangen.
- ♥ Controleer voor gebruik altijd de toiletstoel om na te gaan of alle vergrendelingen goed zitten.
- ♥ Laat uw stoel controleren door een erkende monteur, indien u uw stoel voor een lange tijd niet gebruikt heeft.
- ♥ De toiletstoel niet buitenshuis opbergen.
- ♥ Plaats of verwijder de ondersteek nooit terwijl er iemand op de toiletstoel zit! Er is dan een verhoogd risico op blessures.
- ♥ Wees voorzichtig bij het verwijderen van de armsteunen om te voorkomen dat uw vingers knel raken.
- ♥ Controleer de toiletstoel voor gebruik, in geval van twijfel raadpleeg uw leverancier.
- ♥ Gebruik de toiletstoel alleen op een vlakke en stevige ondergrond.
- ♥ De armleuningen zijn niet bedoeld om op te zitten.
- ♥ Leun niet op de stoel, om te voorkomen dat u uw evenwicht verliest.
- ♥ Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.

2. Beoogde doeleind, indicaties en contra-indicaties

Beoogde doeleind:

De toiletstoel kan thuis of in instellingen worden gebruikt als de patiënt niet in staat is om de toilet zelf te gebruiken.

Al onze toiletstoelen, zowel vrijstaand, opklapbaar of met wielen, kunnen alleen binnen worden gebruikt.

Indicaties:

Verlies van controle over de romp - Evenwichtsstoornissen - Verlamming - Moelijkheden met lopen - Zwakheid - Stress-incontinentie - Ontlastingsverlies (fecale incontinentie) - Chronische diarree

Contra-indicaties:

Niet gebruiken bij :

- Dementie - Acute evenwichtsstoornissen - Verminderde of niet genoeg kracht om te zitten.

3 . Installatie

Alleen erkende monteurs kunnen dit product installeren en aangeven hoe dit product gebruikt dient te worden.



Vraag uw dealer hoe u dit product dient te gebruiken en zorg ervoor dat u de uitleg begrijpt.

In geval van twijfel, aarzel dan niet om extra uitleg te vragen.

De emmer installeren:

Open & Best up:

1- vanaf de linker- of rechterkant onder de stoel, plaats de emmer in de metalen beugel (enkele optie voor XXL-modellen).

2- til de zitplaat op en verwijder de emmer van bovenaf, zie foto [B].

New Open, New Club:

Til de zitplaat op en verwijder de emmer van bovenaf, zie foto [B].

4 . Schoonmaken

De stoel dient na elk gebruik gereinigd te worden met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek.

5 . Materiaal

Het product bestaat uit geëpoxeerde stalen buizen. De bekleding is gemaakt van PVC.

De toiletstoel wordt geleverd met een ondersteek. Sommige modellen zijn uitgerust met wegzwenkbare armleuningen.

6 . Instructies voor verwijdering

Breng dit product naar een afvalverwerkingstation indien het niet meer bruikbaar is.

7 . Technische specificaties

De garantie op fabricagefouten bedraagt twee jaar na de datum van aankoop. Dit product is biocompatibel. Duur van het gebruik: 2 jaar.

PL- Prosimy o dokładne przeczytanie tych instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem i zachowanie ich w razie przyszłych pytań.

1. Instrukcja bezpieczeństwa

- ♥ Zawsze konsultuj się z twoim lekarzem lub dostawcą aby określić właściwe ustawienie i stosowanie przyrządu.
- ♥ Nie magazynować na zewnątrz i nie wystawiać na długotrwałe działanie słońca (Uwaga: nie pozostawiać produktu w samochodzie w przypadku wysokiej temperatury na zewnątrz!!!).
- ♥ Nie używać urządzenia w ekstremalnie wysokich temperaturach (powyżej 38°C lub poniżej 0°C)
- ♥ Przed użyciem upewnij się, że masz właściwie umieszczone siedzisko na krześle.
- ♥ Sprawdź dokładnie wszystkie części tego produktu (śruby, rurki, podkładki)
- ♥ Sprawdzaj regularnie czy wszystkie śruby są dokręcone
- ♥ Korzystaj z produktu tylko w właściwy sposób. Nie stawaj na krześle.
- ♥ ZAWSZE przestrzegaj limitu wagi wskazanego na opisie produktu.
- ♥ Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w tym urządzeniu. Stosuj tylko oryginalne części zamienne i pozwól to zrobić serwisowi technicznemu.
- ♥ Po rozłożeniu lub złożeniu krzesła, upewnij się przed zastosowaniem, że jest bezpiecznie rozłożone w pozycji „OTWARTE” oraz wypoziomowane to podłoża. Niektóre krzesła są już zmontowane.
- ♥ NIE ZAWIESZAJ niczego na krześle.
- ♥ ZAWSZE przetestuj aby upewnić się, że krzesło i łączniki są właściwie i bezpiecznie zmontowane w miejscu zastosowania.
- ♥ W przypadku dłuższego nie używania krzesła pracownik techniczny powinien je sprawdzić przed ponownym zastosowaniem.
- ♥ Nie korzystać za zewnątrz, krzesła powinno być użytkowane w domu.
- ♥ Nie instaluj i nie usuwaj wiaderka jeżeli pacjent siedzi na krześle! Wysokie ryzyko urazu.
- ♥ Zachować ostrożność podczas usuwania poręczy aby nie uszkodzić palców.
- ♥ Sprawdź krzesło przed zastosowaniem, w przypadku wątpliwości zapytaj twojego lekarza lub dostawcy.
- ♥ Korzystaj z krzesła tylko na płaskim i stabilnej podłożu.
- ♥ Nie wolno siadać na poręczach.
- ♥ Nie wychylaj się aby zapobiec utracie równowagi.
- ♥ O vsakem resnem incidentu, ki se je zgodil v povezavi s pripomočkom, je treba obvestiti proizvajalca in pristojni organ države članice, katere prebivalec je uporabnik in/ali bolnik.

2. Indikacija-Kontraindikacija

Toaletne stolice mogu se koristiti kod kuće ili u domovima za njegu kako bi se pomoglo osobi koja ima poteškoća doći do kupaonice donoseći WC u spavaću sobu. Standardne, sklopive ili na kotačima, one će se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Indikacija

Koristi se u kući kad je pacijent previše slab da bi došao do kupaonice.

Kontraindikacija

Nemojte koristiti stolicu za toalet u slučaju:

- Kognitivni poremećaj
- Gubitak ravnoteže
- Utvrđivanje oštećenja

3.Montaž

Tylko specjalista powinien dopasować produkt do Twoich indywidualnych potrzeb oraz nauczyć Cię z niego korzystać. Zapytaj obsługę techniczną jak użytkować produkt i upewnij się, że zrozumiałeś ich instrukcje. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie wahaj się spytać ponownie.

Open & Best Up

Są dwa sposoby wkładania / wyjmowania wiaderka:

- 1 – z lewej lub prawej strony siedziska należy wsunąć w metalowy wspornik (Dostępne tylko w wersji XXL).
- 2 – podnieś siedzisko i wyjmij wiaderko od góry.

New Club & New Open

podnieś siedzisko i wyjmij wiaderko od góry.

Zamknij wiaderko pokrywą przed jego przeniesieniem. Siedzisko może być łatwo usunięte do czyszczenia lub wymiany ponieważ jest połączone tylko dwoma klipsami. Po założeniu pokryw na otwór, krzesło toaletowe może być użytkowane jako zwykłe krzesło.

4. Czyszczenie

Produkt powinien być czyszczony regularnie używając łagodnych środków czyszczących oraz miękkiej szmatki.

5.Materiały

Produkt wykonany jest ze stalowych rurek pokrytych epoksydową farbą oraz PVC. Krzesło dostarczane jest wraz z wiaderkiem. Niektóre modele wyposażone są w przesuwane poręcze.

6.Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

7.Specyfikacja techniczna

Produkt jest biokompatybilny.

HR- Molimo pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute prije upotrebe, i sačuvajte ih u slučaju budućih pitanja.

1.Sigurnosne upute

- ♥ UVIJEK se konzultirajte sa svojim fizijatrom ili dobavljačem da utvrdite pravilnu prilagodbu i upotrebu opreme.
- ♥ Ne skladištiti vani i ostavljati na suncu (pazite, ne ostavljajte proizvod u autu u slučaju visokih vanjskih temperatura!).
- ♥ Ne koristiti u ekstremnim temperaturnim uvjetima (iznad 38°C ili ispod 0°C).
- ♥ Pažljivo provjerite sve dijelove na opremi (vijke, cijevi, drške i sl.).
- ♥ Redovito provjeriti da li su svi vijci učvršćeni.
- ♥ Koristite samo kao toaletni stolac, nemojte stajati na stolcu
- ♥ Uvijek vodite računa da se pridržavate ograničenja o nosivosti stolca
- ♥ Nikakve modifikacije ne smiju se raditi na opremi. Koristiti samo originalne dijelove za zamjenu potrganih ili oštećenih dijelova, i prepustiti zamjenu tehničkom osoblju.
- ♥ Nakon rasklapanja ili sastavljanja pomagala, uvjeriti se da je sigurno postavljeno u otvorenu poziciju i poravnato sa podlogom prije upotrebe. Neka pomagala dolaze već spremna za uporabu.
- ♥ NIKADA nemojte objesiti ništa na pomagalo.
- ♥ UVIJEK provjerite prije upotrebe da li su pomagalo i svi pripadajući dijelovi pravilno i sigurno u pravom položaju i na svom mjestu.
- ♥ U slučaju da duže vrijeme niste koristili svoje pomagalo, neka ga pregleda tehničko osoblje prije ponovne upotrebe.
- ♥ Ne skladištiti vani, proizvod je namijenjen za unutarnju uporabu.
- ♥ Nemojte uzimati ili stavljati posudu dok osoba sjedi na stolcu zbog opasnosti od ozljede spolovila.
- ♥ Budite oprezni prilikom uklanjanja oslonaca za ruke da ne ozlijedite prste.
- ♥ Prije uporabe provjerite svoje pomagalo; u slučaju nedoumice upitajte svog liječnika ili dobavljača za pomoć.
- ♥ Stolicu koristite samo na ravnim površinama.
- ♥ Zabranjeno je sjediti na osloncu za ruke.
- ♥ Ne oslanjajte se na stolicu kako ne biste izgubili ravnotežu.
- ♥ O svakom ozbiljnom incidentu koji se dogodio u vezi s uređajem treba se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj su korisnik i / ili pacijent osnovani.

2. Namjena uporabe, indikacije i kontraindikacije

Namjena uporabe:

Toaletni stolci mogu se koristiti kod kuće ili u staračkim domovima kao pomoć osobi kojoj je teško otići u kupaonicu, toaletni stolac može se odnijeti u spavaću sobu. Standardan, sklopivi ili na kotačima, namjenjen je za korištenje samo u unutarnjim prostorima.

Indikacije

Koristite ga kod kuće kada je pacijent previše slab otići u kupaonicu. Nedostatak kontrole-Gubitak ravnoteže-Paraliza-Problemi s hodom-Slabost-Inkontinencija uzrokovana stresom i fekalijama-Kronična diareja

Kontraindikacija

Ne koristite u slučaju:

- Teški kognitivni poremećaji - Teški gubitak ravnoteže - Nemogućnost sjedenja

3. Sastavljanje

Samo ovlaštena osoba može prilagoditi proizvod i naučiti vas kako ga koristiti. Pogrešna prilagodba i upotreba mogu dovesti do preopterećenja proizvoda ili pacijenta. Proizvod mora biti prilagođen individualno pojedincu od strane tehničkog osoblja kako bi odgovarao vašim potrebama. Pitajte tehničko osoblje kako koristiti proizvod i budite sigurni da ste dobro shvatili njihove upute. U slučaju nedoumice, nemojte se ustručavati ponovo pitati.

Montaža kante

Postoje dva načina za instalaciju / uklanjanje kantu:

1 s lijeve ili desne strane ispod sjedala, umetnite posudu u metalic podrška (jedna mogućnost za XXL modele).

2 Podignite poklopac i uklonite kantu s vrha, vidi sliku [B]. Zatvorite kantu s poklopcem prije Transport.

Montaža poklopca

Poklopac se može lako ukloniti radi čišćenja ili zamjene kao što je samo spojen na okvir s 2 klipova vidi sliku [A].

Za uklanjanje poklopca, izvaditi klipove iz okvira tako da ih se podigne, vidi sliku [B].

Za montiranje poklopca, dva klipa na stražnjoj strani umetnite u metalni okvir cijevi, slika vidi [C].

Dodavanjem poklopac na otvor, stolica može se prikladno koristiti kao standardno sjedalo.

Iznajmljivanje:

Ovaj se proizvod može iznajmiti različitim pacijentima. Potrebno je temeljito održavanje, čišćenje i dezinfekcija prije davanja proizvoda novom pacijentu u skladu sa sljedećim koracima:

1- Vizualni pregled: provjerite je li proizvod oštećen i provjerite ima li kakvih kvarova.

2- Funkcionalna provjera: osigurajte da proizvod ispravno funkcionira, u slučaju oštećenja potrebno je oštećene dijelove popraviti.

3 - Čišćenje i dezinfekcija: ovaj proizvod se može očistiti i dezinficirati s blagim deterdžentima bez klora, kao što su Survanios (Anios laboratoriji).

NEMOJTE koristiti abrazivne sredstva za čišćenje ili visokotlačne čistače koji mogu oštetiti proizvod.

Koristite samo odgovarajuće alate za održavanje, čišćenje i dezinfekciju.

Korisnički priručnik sastavni je dio proizvoda i mora se predati svakom novom korisniku.

4. Čišćenje

Stolica mora biti očišćen redovito i nakon korištenja čistiti s blagim sredstvom za čišćenje i mekom krpom.

5. Materijali

Proizvod je sačinjen od čeličnih cijevi prekrivene epoksi slikarstva. Presvake su u PVC. Stolica se isporučuje s posudom. Neki modeli su opremljeni pomičnim naslonima za ruke.

6. Zbrinjavanje

Odožite ovaj proizvod u skladu s regionalnim propisima o odlaganju otpada.

7. Tehničke specifikacije

Pogledajte tablice sa stranica 1.

Ovaj proizvod: ima 2 godine jamstva, formira u trenutku kupnje, contre proizvodne mane. Ovaj proizvod je biokompatibilni. Razdoblje uporabe: 2 godine.

Mjesto i datum isporuke :

Broj računa:

Potpis i pečat prodavatelja:

PT- Leia por favor as instruções cuidadosamente antes de utilizar.

Certifique-se de seguir as instruções e mantêlas num lugar seguro!

Se o produto for usado por outra pessoa, deve estar totalmente informado

acerca destas instruções de segurança antes de usar.

1. Indicações de segurança

- ♥ Consulte SEMPRE o seu médico ou fornecedor para determinar o ajuste e o uso do dispositivo.
- ♥ Não armazene no exterior e sob o sol (Cuidado: não deixe o produto num carro exposto a altas temperaturas!).
- ♥ Não utilize em temperaturas extremas (acima de 38°C ou 100°F ou abaixo de 0°C ou 32°F).
- ♥ Verifique cuidadosamente todos os componentes do produto (parafusos, tubos, pontas, apertos, ...).
- ♥ Verifique regularmente se todas as peças estão apertadas (clipes, punho, ponta de borracha, ...).
- ♥ Antes de usar, verifique que colocou o assento na cadeira.
- ♥ Utilize apenas como uma cadeira normal, de forma adequada; não se coloque em pé em cima da cadeira.
- ♥ Observe SEMPRE o limite de peso no rótulo do produto.
- ♥ Nenhuma modificação deve ser efetuada neste produto. Utilize apenas peças originais para substituir o defeito e deixe ser um técnico a efetuar a modificação.
- ♥ Depois de montar o produto, certifique-se que está bem colocado e aberto e nivelado com o chão. Algumas cadeiras vêm logo montadas.
- ♥ Teste SEMPRE o produto para verificar que todos os constituintes estão bem presos e no lugar.
- ♥ Não pendure nada no produto.
- ♥ No caso de não utilizar durante um longo período de tempo, permita a sua análise pelo técnico, antes de utilizar.
- ♥ Não armazene no exterior, a cadeira deve ser usada no interior.
- ♥ Não coloque ou tire a panela enquanto o paciente estiver sentado, sérios riscos de acidente.
- ♥ Não se sente na cadeira se o assento não estiver no local correto.
- ♥ Atenção quando remover o apoio de braços, para não ficar com os dedos presos.
- ♥ Verifique a cadeira antes de utilizar, em caso de dúvidas consulte o técnico.
- ♥ Utilize a cadeira apenas em chão sólido e plano.
- ♥ É proibido sentar no apoio de braços.
- ♥ Não se incline na cadeira, poderá perder o equilíbrio.
- ♥ Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser notificado ao fabricante e à autoridade competente.

2. Uso pretendido, indicações e contraindicações

Uso pretendido:

As cadeiras higiénicas podem ser usadas em casa ou em casas de repouso para ajudar pessoas com dificuldades em utilizar a casa de banho, possibilitando a utilização da sanita no quarto. Padrão, dobráveis ou com rodízios, devem ser usadas apenas no interior.

Indicações

Utilizado em casa quando o paciente está muito debilitado para chegar à casa de banho.

- Falta de controlo de tronco
- Perda de equilíbrio
- Paralisia
- Problemas de marcha
- Fraqueza geral
- Incontinência de esforço
- Incontinência fecal
- Diarreia crónica

Contraindicações

Não utilize em caso de:

- Transtorno cognitivo grave
- Perda severa de equilíbrio
- Instabilidade ao ficar sentado

3. Instalação

Apenas especialistas podem ajustar o produto e ensinar a utilizar. Um uso errado ou um mau ajuste do produto pode levar a pressão incorreta no produto ou no paciente. Pergunte ao técnico como usar o produto e tenha a certeza que entende perfeitamente a explicação, não ficando com dúvidas. A cadeira pode ser usada na sanita, remova a panela antes.

Montagem do balde

Existem 2 maneiras diferentes de instalar/remover o balde:

1. Do lado esquerdo ou direito, por debaixo do assento, insira a panela na armação de metal (única possibilidade para modelos XXL).
 2. Levante a placa do assento e remova o balde da parte superior, foto [B].
- Feche o balde com a tampa antes de transportar.

Montar a placa de assento:

A placa de assento pode ser removida facilmente para limpeza ou para substituição. Esta conectada à armação com 2 cliques, foto [A].

Para remover a placa de assento, tire os cliques da armação, levantando-os até, foto [B].

Para montar a placa de assento, prenda os dois cliques no tubo traseiro da armação de metal, foto [C].

Το προϊόν αποτελείται από ένα χαλύβδινο πλαίσιο επικαλυμμένο με εποξική ρητίνη, ένα κάθισμα με καπάκι και ένα δοχείο με καπάκι. Σε ορισμένα μοντέλα,

τα μπράτσα είναι πτυσσόμενες προς τα πίσω. Οι επενδύσεις είναι από ξύλο επικαλυμμένο με αφρό και PVC.

6. Διαχείριση αποβλήτων

Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

7. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα, στη σελίδα 1.

Αυτό το προϊόν διαθέτει εγγύηση διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Αυτό το προϊόν είναι βιοσυμβατό. Διάρκεια χρήσης: 2 έτη.

IT Leggere attentamente il manuale per l'utente prima dell'utilizzo. Seguire le indicazioni e conservare questo libretto con cura! Se questo ausilio è utilizzato da terzi, questi devono essere ben informati sulle seguenti indicazioni prima dell'utilizzo.

1. Avvertenze di sicurezza

- ♥ Consultare sempre il proprio rivenditore specializzato per regolare il dispositivo e imparare ad utilizzarlo in maniera corretta.
- ♥ Non conservarlo all'esterno, non lasciare il prodotto al sole (Attenzione a non lasciare il prodotto all'interno di un'auto esposta al sole!).
- ♥ Non utilizzare in caso di temperature estreme (superiori a 38°C o 100°F o inferiori a 0°C o 32°F).
- ♥ Verificare regolarmente l'insieme delle componenti di questo articolo (viti, tubi, struttura...)
- ♥ Attenzione a non sedersi senza aver installato la seduta precedentemente.
- ♥ Verificare che tutti i giunti avvitati siano saldati correttamente. Non sedersi prima di essersi accertati che le sedutia sia perfettamente stabile.
- ♥ Non utilizzare questo prodotto con uno scopo diverso da quello per cui è previsto: non mettersi in piedi sulla sedia, per esempio!
- ♥ Rispettare sempre i limiti di peso indicati sull'etichetta o sul manuale per l'utente.
- ♥ Non modificare questo articolo. In caso di necessità, utilizzare esclusivamente dei ricambi originali per ripararlo. Solo un tecnico qualificato è abilitato a riparare questo articolo.
- ♥ Una volta che il prodotto è aperto o assemblato, assicurarsi che questo sia bloccato in posizione aperta e che sia stabile al pavimento prima dell'utilizzo. Alcuni modelli sono consegnati già montati.
- ♥ Non appendere niente alla propria sedia da comodo. Questo potrebbe far perdere l'equilibrio e rischiare di cadere.
- ♥ In caso di inutilizzo prolungato, far verificare il dispositivo dal proprio rivenditore specializzato.
- ♥ Questa sedia è destinata ad un uso interno e non dev'essere conservata all'esterno.
- ♥ Non mettere o estrarre il secchio mentre il paziente è seduto sulla sedia: elevato rischio di ferite nella zona genitale!
- ♥ Sul modello con braccioli ripiegabili, fare attenzione al rischio di incastramento delle dita.
- ♥ Controllare la sedia prima di utilizzarla, in caso di dubbi, non utilizzarla e chiedere consulenza al proprio rivenditore specializzato.
- ♥ Utilizzare la sedia solo su un pavimento orizzontale e stabile.
- ♥ È vietato sedersi sui braccioli della sedia.
- ♥ Non sporgersi dalla sedia. Rischio di cadute.
- ♥ Ogni incidente grave sopraggiunto in relazione con questo dispositivo deve fare l'oggetto di una notifica al produttore e alle autorità competenti dello stato membro in cui l'utente e/o il paziente sono stabiliti.

2. Destinazione d'uso, indicazioni e controindicazioni

La sedia da comodo è destinata a persone a mobilità ridotta che non possono rendersi alle toilette. È prevista per un uso esclusivamente interno.

Indicazioni:

La sedia da comodo è utile alle persone a mobilità ridotta che non possono recarsi alle toilette in autonomia.

Controindicazioni:

- Non utilizzare questo prodotto in caso di
- disturbi cognitivi - gravi disturbi dell'equilibrio
- Impossibilità di sedersi o di rimanere seduti

3. Installazione

La messa in funzione di questo prodotto dev'essere realizzata esclusivamente da un tecnico qualificato. Si prega di chiedere consulenza al proprio rivenditore specializzato in caso di dubbi.

Installazione del secchio

Open & Best Up: Il secchio può essere installato e rimosso in due modi:

1. Dalla destra o dalla sinistra della seduta, agganciandolo sull'apposito supporto (unica possibilità sui modelli XXL);
2. Alzando la seduta verso lo schienale, estraendo il secchio dall'alto.

Si consiglia di mettere il coperchio prima di trasportare la sedia.

Installazione della seduta

La seduta può essere rimossa facilmente per pulirla o per sostituzione poiché è montata solo su due clip di fissaggio, foto [A]. Per rimuovere la seduta, aprire le due clip, foto [B]. Per rimetterla, agganciare le due clip sul tubo posteriore della sedia, foto [C]. Riposizionando il tappo sul foro, la sedia può essere utilizzata come una sedia normale.

Noleggio:

Questo prodotto è idoneo al noleggio. Prima di essere rimesso in commercio, deve obbligatoriamente essere sottoposto ad una manutenzione completa, ad un lavaggio e un'igienizzazione completi. Bisognerà dunque effettuare le seguenti azioni durante la manutenzione:

- 1- Valutazione visiva: assicurarsi che il prodotto non presenti alcuni danno o difetto.
- 2- Valutazione funzionale: assicurarsi che il funzionamento del prodotto non sia stato alterato e ripararlo se necessario.
- 3- Pulizia e igienizzazione: questo prodotto può essere pulito e igienizzato con dei detergenti convenzionali purché non contengano cloro, come per esempio Surfanios (Laboratori Anios). Non utilizzare mai dei prodotti corrosivi o pulitori ad alta pressione poiché potrebbero danneggiare il prodotto. Utilizzare solo degli attrezzi adatti durante il montaggio, lo smontaggio, la pulizia e l'igienizzazione.

4. Manutenzione

Il prodotto deve essere pulito regolarmente con un panno pulito e asciutto. Fare attenzione poiché l'urina è molto corrosiva e intacca rapidamente i tubi in acciaio. È molto importante quindi pulire e asciugare quotidianamente la sedia.

5. Materiali

Il prodotto è composto da una struttura in acciaio trattato epoxy, di una seduta con tappo, e di un secchio con coperchio. In alcuni modelli i braccioli sono ripiegabili. Le guarnizioni sono in legno ricoperto di schiuma espansa e di PVC.

6. Smaltimento dei rifiuti

Si prega di smaltire questo prodotto in conformità con la regolamentazione in vigore.

7. Caratteristiche tecniche

Vedere la tabella a pag.1.

Questo prodotto ha una garanzia di due anni, a partire dalla data d'acquisto, contro ogni difetto di fabbrica. Questo prodotto è biocompatibile. Durata d'utilizzo: 2 anni.

SI- Prosimo, natančno preberite ta navodila pred prvo uporabo izdelka ter jih shranite za primer kasnejših vprašanj.

1. Varnostna opozorila

- ♥ VEDNO se posvetujte z zdravnikom ali prodajalcem glede pravilnih nastavitvev in uporabe pripomočka.
- ♥ Izdelka ne shranjujte zunaj, niti ga ne puščajte na soncu (Pozor: ne puščajte ga v avtu ob visokih zunanjih temperaturah!!!)
- ♥ Ne uporabljajte ga pri ekstremnih temperaturah (nad 38°C ali pod 0°C).
- ♥ Preden se usedete preverite, če je deska pravilno nameščena.
- ♥ Natančno preverite vse dele stola (vijake, cevi, natiše, oprijemala)...
- ♥ Preverite, če so vsi vijaki priviti.
- ♥ Izdelek uporabljajte le kot toaletni stol – ne stopajte nanj.
- ♥ VEDNO upoštevajte omejitve glede deklarirane teže.
- ♥ Izdelka ne spreminjajte oz. prilagajajte. Uporabite le originalne dele za zamenjavo obrabljenih ali poškodovanih delov. Zamenjavo naj izvede usposobljena oseba.
- ♥ Po razstavitvi ali sestavitvi stola vedno preverite, da je stol varen za uporabo in stoji trdno na tleh. Nekateri stoli so predhodno sestavljeni.
- ♥ NE obešajte ničesar na stol.
- ♥ VEDNO preverite, da so pred uporabo stol in njegovi dodatki pravilno nameščeni in varni za uporabo.
- ♥ V primeru, da stola niste dlje časa uporabljali, naj ga pred ponovno uporabo pregleda za to usposobljena oseba.
- ♥ Ne shranjujte na prostem, stol morate uporabljati v notranjih prostorih.
- ♥ Ne nameščajte ali odstranjujte toaletne posode medtem ko bolnik sedi na stol! Velika nevarnost poškodbe spolovil.
- ♥ Bodite previdni pri dvigovanju naslonov za roke, da si ne priščipnete prstov.
- ♥ Pred uporabo stol pregledajte in v primeru dvoma kontaktirajte zdravnika ali prodajalca.
- ♥ Stol uporabljajte samo na ravnih in trdnih tleh.
- ♥ Prepovedano je sedeti na naslonih za roke.

- ♥ Ne nagibajte se preko stola, da ne izgubite ravnotežja.
- ♥ O vsaki resni nezdobi, ki se zgodi v povezavi s pripomočkom, je potrebno obvestiti proizvajalca in pristojni organ v državni članici, kjer ima uporabnik in/ali bolnik sedež.

2. Predvidena uporaba, indikacije in kontraindikacije

Predvidena uporaba:

Toaletni stoli se lahko uporabljajo doma ali v domovih za ostarele kot pomoč osebam, ki težko pridejo do kopalnice ali stranišča. Standardni, zložljivi ali na kolesih se lahko uporabljajo samo v zaprtih prostorih.

Indikacije:

Uporablja se doma, ko je bolnik preveč oslavljen, da bi zmožni priti do kopalnice.

Pomanjkanje kontrole trupa. - Izguba ravnotežja. - Paraliza. - Težave s hojo. - Splošna oslabelost. - Stresna inkontinenca. - Inkontinenca blata. - Kronična driska.

Kontraindikacije:

Ne uporabljajte v primeru:

- Resnih kognitivnih težav. - Hude izgube ravnotežja. - Slabega sedenja. Samo specialist lahko prilagaja izdelek in vas pouči o njegovi uporabi. Vprašajte tehnično osebo, kako izdelek uporabljati in se pripravite, da navodila natančno razumete. V primeru nejasnosti ponovno prosite za pojasnilo.

Nameščanje/odstranjevanje posode

Open & Best up:

1. namestite vedro z leve ali desne strani pod sedežem na kovinske nosilce (možnost samo pri modelih XXL).

2. dvignite sedežno ploščo in odstranite vedro z vrha, glejte fotografijo [B].

New Open, New Club:

Dvignite sedežno ploščo in odstranite vedro z vrha, glejte fotografijo [B]. Pred pranašanjem vedro pokrijte s pokrovom.

Nameščanje deske

Deska za sedenje se zelo enostavno odstrani, kadar jo čistimo ali jo menjamo z novo, saj je z okvirjem povezana zgolj z dvema klipoma (glej sliko (A)).

Za odstranitev deske klipe le izvlecite z okvirja tako, da desko dvignete navzgor, glej sliko (B).

Za namestitev deske namestite oba klipa na zadnjo cev okvirja, glej sliko (C).

Z namestitvijo pokrova na odprtino na deski lahko toaletni stol uporabljate kot običajen stol.

Izposoja:

Ta izdelek je mogoče posoditi različnim bolnikom. Preden izdelek damo novemu bolniku, je treba opraviti temeljito vzdrževanje, čiščenje in dezinfekcijo v skladu z naslednjimi koraki:

1- Vizualni pregled: zagotovite, da izdelek ni poškodovan in preverite, ali je prišlo do kakršnekoli napake.

2- Pregled delovanja: zagotovite, da izdelek pravilno deluje in ga po potrebi popravite.

3- Čiščenje in dezinfekcija: ta izdelek je mogoče čistiti in razkužiti z blagimi detergenti brez klora, kot je Survanios (Anios laboratoriji). NE uporabljajte abrazivnih čistil ali visokotlačnih čistil, ker lahko poškodujete izdelek.

Za vzdrževanje, čiščenje in dezinfekcijo uporabljajte samo ustrezne pripomočke.

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka in morajo biti predana vsakemu novemu uporabniku.

3. Čiščenje

Stol je treba čistiti redno in po vsaki uporabi z blagim čistilnim sredstvom in mehko krpo.

4. Materiali

Stol je izdelan iz jeklenih cevi z epoksi barvanjem. Oblazinjenje je iz PVC. Stolu je priložena toaletna posoda. Nekateri modeli so opremljeni z dviznimi nasloni za roke.

5. Uničenje

Izdelek uničite v skladu z lokalno zakonodajo.

6. Tehnične lastnosti

Glejte tabelo na strani 1.

Izdelek ima garancijo za proizvodne napake 2 leti od dneva nakupa. Izdelek je biokompatibilen. Obdobje uporabe: 2 leti.

HU- Kérjük figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat mielőtt használná a terméket.

1. Biztonsági figyelmeztetések MAGYAR

- ♥ Mindig kérje az orvosa vagy az eladó segítségét a megfelelő beállítások és a termék használatával kapcsolatban.
- ♥ Tilos a termék szabadban tárolása, ne hagyja a terméket a napon (Vigyázat: ne hagyja a terméket a kocsiban, magas külső hőmérséklet esetében)!
- ♥ Ne használja extrém időjárási körülmények esetében (38°C felett vagy 0° C alatt)!
- ♥ Mielőtt leülne győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezte az ülőlapot a székre.
- ♥ Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket (csavarok rögzítése, váz, markolat, háttámla, stb...!)
- ♥ Rendszeresen ellenőrizze a csavarok rögzítését!
- ♥ Csak rendeltetésének megfelelően szobai wc székként használja a terméket, ne álljon a termékre.
- ♥ Mindig tartsuk be a maximális súlyhatárt!
- ♥ Semmilyen átalakítás sem szükséges a terméken. Csak eredeti alkatrészeket használjon a törött vagy meghibásodott részek cseréjére, melyet szakértővel végeztesen el.
- ♥ A termék összeszerelése, kinyitása után mindig győződjön meg, hogy minden láb egyforma magasságúra van állítva és biztonságosan használható.
- ♥ Ne akasszunk semmit sem a termékre.
- ♥ A termék használata előtt mindig bizonyosodjunk meg a termék megfelelő stabilitásáról.
- ♥ Ha sokáig nem használja a terméket, akkor használat előtt ellenőrizze a terméket.
- ♥ Ne tárolja kültéren a terméket, csak otthonában használja.
- ♥ Ne tegye be és ne is vegye ki a vedret, ha rajta ülnek a széken, fokozottan balesetveszélyes!
- ♥ Karfát óvatosan hajtja fel, figyeljen oda, hogy ne csípje be az ujját.
- ♥ Ellenőrizze a terméket használat előtt, kétség esetén kérdezze orvosát vagy az eszköz eladóját.
- ♥ Csak sima és egyenletes felületen használja a széket.
- ♥ Tilos a kartartóra ülni!
- ♥ Ne hajoljon ki a termékből, egyensúlyát veszítheti!
- ♥ Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményeket jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságának, amelyben a felhasználó és / vagy a beteg letelepedett.

2. Indikáció és ellenjavallat

Rendeltetésszerű használat:

A szobai wc otthon vagy otthonokban használható, hogy segítsenek személyeknek, akik nehezen jutnak el a fürdőszobába, lehetővé teszi, hogy a szobai wc-t ágyához közel használja. Lehet fix vagy állítható magasságú és lehet gördíthető. Csak beltéren használja!

Indikáció

Otthonban használják, ha a beteg túl gyenge ahhoz, hogy elérje a fürdőszobát. Ellenjavallat

Ne használja az alábbiak esetén:

- Kognitív zavar - egyensúlyvesztés – helymeghatározás zavar

3. Telepítés

Csak szakemberek állíthatják be a terméket és taníthatják meg a használatára. Kérdezze meg a műszaki személyzetet a termék használatáról, és győződjön meg arról, hogy világosan megértette a magyarázatukat. Kétség esetén ne habozzon újra kérdezni.

A vödör behelyezése és kivétele

Open & Best up:

A vödör felszerelésének/eltávolításának 2 különböző módja van:

1- balról vagy jobbról az ülés alatt helyezze be a vödört a fém tartóba (XXL modelleknél egyetlen lehetőség).

2 - emelje fel az ülőlapot, és vegye ki a vödört, lásd a [B] képet.

New Open, New Club:

Emelje fel az ülőlapot, és vegye ki a vödört, lásd a [B] képet.

Szállítás előtt zárja le a vödört a fedéllel.

Az ülőlap felszerelése

Az ülőlap könnyen eltávolítható tisztításhoz vagy cseréhez, mivel csak 2 klipsz segítségével csatlakozik a kerethez, lásd az [A] fotót.

Az ülőlap eltávolításához emelje ki a klipszeket a keretből, lásd a [B] fotót.

Az ülőlap felszereléséhez rögzítse a két klipszt a fémkeret hátsó csövéhez, lásd a [C] fényképet.

A fedelet az ülőlapra helyezve a szobai wc rendes székként használható.

Bérlés: Ez a termék különböző betegeknek kibérelhető. Előtte alapos karbantartást, tisztítást és fertőtlenítést kell végezni. A terméket a következő lépések elvégzése után adják át egy új betegnek:

1- Szemrevételezés: ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e és ellenőrizze az esetleges hibákat.

2- Működési ellenőrzés: győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően működik és szükség esetén javítsa meg.

3- Tisztítás és fertőtlenítés: ez a termék tisztítható és enyhe, klórmentes mosószerekkel, például Survanios-szal (Anios laboratóriumok) fertőtlenítik. NE használjon súroló hatású tisztítószerrel vagy nagynyomású tisztítót, amely károsíthatja a terméket.

A karbantartáshoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez csak megfelelő eszközöket használjon.

A használati útmutató a termék szerves részét képezi, és minden új felhasználónak át kell adni.

4. Tisztítás

A széket rendszeresen és minden használat után meg kell tisztítani enyhe tisztítószerrel és puha ruhával.

5. Anyagok

A termék epoxi festéssel borított acélcsövekből áll. A kárpit PVC-ből készül. A szobai wc-hez tartozék a fedéllel ellátott veder. Néhány modellt felhajtható kartartóval szereltek fel.

6. Hulladék

A terméktől való megszabadulás esetén tartsuk be a helyi hulladék kezelési szabályokat.

7. Műszaki leírás

Lásd 1. oldalon lévő táblázat

Gyártási hibákra 2 év garancia, a termék megvásárlásától számítva. Termék biokompatibilis.

Várható használat 2év.