



KING FOLDING BARS

POWDER COATED, POLISHED AND BRUSHED

EN USER MANUAL
DE BENUTZERHANDBUCH
FR MANUEL DE L'UTILISATEUR
ES MANUAL DE USUARIO
IT MANUALE D'USO
PT MANUAL DO USUÁRIO
SL NAVODILA ZA UPORABO
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
SK POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
CS UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LT VARTOTOJO VADOVAS
ET KASUTUSJUHEND
LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
FI OHJEKIRJA
SV ANVÄNDARMANUAL
NL HANDLEIDING

MADE IN ITALY



KING-FB60**-KN



KING-PH**-KN



KING-FB70**-KN



KING-FB80**-KN

● **: PC = WHITE POWDER COATED

● **: BPC = BLACK POWDER COATED

● **: IP = POLISHED

● **: IB = BRUSHED



EN	USER MANUAL	4-5
DE	BENUTZERHANDBUCH	6-7
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR	8-9
ES	MANUAL DE USUARIO	10-11
IT	MANUALE D'USO	12-13
PT	MANUAL DO USUÁRIO	14-15
SL	NAVODILA ZA UPORABO	16-17
HR	KORISNIČKI PRIRUČNIK	18-19
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	20-21
RO	MANUAL DE UTILIZARE	22-23
UK	ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА	24-25
SK	POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	26-27
CS	UŽIVATELSKÝ MANUÁL	28-29
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	30-31
LT	VARTOTOJO VADOVAS	31-33
ET	KASUTUSJUHEND	34-35
LV	LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	36-37
FI	OHJEKIRJA	38-39
SV	ANVÄNDARMANUAL	40-41
NL	HANDLEIDING	42-43

KING FOLDING BARS

POWDER COATED, POLISHED AND BRUSHED

INTENDED USAGE:

The Folding Bars KING line products allow the user to increase independence and stability during the daily use of the bathroom or the toilet bowl, more specifically. They work as a robust and safe handle, on which the user can hold on to relieve part of the body weight from the legs, reducing muscle fatigue due to standing position as well as slip and injury risks. After use, the folding bar can be easily put back in the vertical position and locked by its safety hook, preventing accidental falls in the horizontal position. The folding bar is available in different materials and lengths, and thanks to the folding and locking mechanisms, it is also suitable for compact bathrooms. The folding bar can be provided with a roll holder, keeping it in a more accessible position and avoiding spine-twisting movements to reach it.

INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS:

The products of the Folding Bars KING are aimed towards elderly people, wheelchair users, and to all those who need further support during the use of the bathroom. The user is required to have sufficient ability to grip firmly the folding bar as well as sufficient autonomy.

SAFETY WARNING AND INDICATIONS:

- The maximum user weight indicated in the fitting instructions must not be exceeded.
- Before every use, be sure the folding bar is firmly fixed to the wall.
- During assembly, strictly adhere to what is shown in the User Manual.
- Do not modify the folding bar in any way.
- Do not use the folding bar if damaged or altered in any way.
- Do not touch the folding bar with greasy hands. A slippery surface may reduce the grip and could cause a fall.
- Do not use the folding bar for a different purpose from the intended one: it must not be used to replace a stair.
- The folding bar must not be stored outdoors.
- Do not place your head or arms in the U-shaped tube; some entrapment risk may occur.
- Do not place your hands and fingers close to the folding mechanisms; always move the bar by grabbing the U-shaped tube only.
- Always lead the bar gently when moving it from the vertical to the horizontal position and vice versa.

MAINTENANCE INFO:

Product maintenance consists of cleaning and sanitation procedures. In order to guarantee safe use and an adequate standard of hygiene, the user should perform these procedures before every use. The user has to make certain of the structural integrity of the device and its components, and the tightness of the screws must be checked. For cleaning and sanitation procedures, follow the steps below:

1. Gloves should be worn.
2. Remove the evident dirt before proceeding with the most accurate disinfection.
3. Use water or non-aggressive detergent for the cleaning procedure.
4. Wipe with a dry and clean cloth.

REUSE REQUIREMENTS:

The product is suitable for reuse by other users. Before reusing by others, the product must be correctly cleaned and sanitized. Before the transfer of the product to others, the product must be checked by qualified dealers.

CORRECT DISPOSAL PROCEDURE:

Do not dispose of the product in the regular household waste. Ask your local authority beforehand for the correct and environmentally friendly way to dispose of it.

INCIDENT REPORTING:

If there is a serious incident involving this device, contact the manufacturer of this product at info@kingbathrooms.com and the responsible authority in your country.

ITEM CODE	DESCRIPTION	PAGE
KING-FB60PC-KN	Folding bar 60 cm/24in powder coated steel white King	44-45
KING-FB70PC-KN	Folding bar 70 cm/28in powder coated steel white King	44-45
KING-FB80PC-KN	Folding bar 80 cm/32in powder coated steel white King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Folding bar 60 cm/24in powder coated steel black King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Folding bar 70 cm/28in powder coated steel black King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Folding bar 80 cm/32in powder coated steel black King	44-45
KING-FB60IP-KN	Folding bar 60 cm/24in polished stainless steel King	44-45
KING-FB70IP-KN	Folding bar 70 cm/28in polished stainless steel King	44-45
KING-FB80IP-KN	Folding bar 80 cm/32in polished stainless steel King	44-45
KING-FB60IB-KN	Folding bar 60 cm/24in brushed stainless steel King	44-45
KING-FB70IB-KN	Folding bar 70 cm/28in brushed stainless steel King	44-45
KING-FB80IB-KN	Folding bar 80 cm/32in brushed stainless steel King	44-45
KING-PHPC-KN	Toilet paper holder for folding bar powder coated steel black King	46-47
KING-PHBPC-KN	Toilet paper holder for folding bar powder coated steel black King	46-47
KING-PHIP-KN	Toilet paper holder for folding bar polished stainless steel King	46-47
KING-PHIB-KN	Toilet paper holder for folding bar brushed stainless steel King	46-47

ICON	DESCRIPTION
	Made in Italy
	Easy to assembly
	Max User Weight
	2 Years Warranty

KING KLAPPBÜGEL

PULVERBESCHICHTETER, POLIERTER UND GEBÜRSTETER

VERWENDUNGSZWECK:

Die Produkte der Serie *Klappbügel KING* ermöglichen dem Benutzer, die Unabhängigkeit und Stabilität während des täglichen Gebrauchs des Badezimmers oder der Toilette zu erhöhen. Sie wirken als robuster und sicherer Haltegriff, an dem sich der Benutzer festhalten kann, um einen Teil des Körpergewichts von den Beinen zu entlasten, wodurch Muskelermüdung durch eine Stehposition sowie Rutsch- und Verletzungsrisiken reduziert werden. Nach Gebrauch lässt sich der Klappbügel einfach wieder in die senkrechte Position bringen und durch seinen Sicherheitshaken arretieren, wodurch ein versehentliches Herunterfallen in die waagrechte Position verhindert wird. Der Klappbügel ist in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich und dank der Klapp- und Verriegelungsmechanismen auch für kleinere Badezimmer geeignet. Der Klappbügel kann mit einem Toilettenrollenhalter versehen werden, der diese zugänglicher macht und rückenverdrehende Bewegungen verhindert.

INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN:

Die Produkte der Klappbügel KING richten sich an ältere Menschen, Rollstuhlfahrer und an alle, die weitere Unterstützung bei der Benutzung des Badezimmers benötigen. Der Benutzer muss über eine ausreichende Fähigkeit verfügen, den Klappbügel fest zu greifen, sowie über eine ausreichende Eigenständigkeit verfügen.

SICHERHEITSHINWEISE UND HINWEISE:

- Das in der Montageanleitung angegebene maximale Benutzergewicht darf nicht überschritten werden.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Klappbügel fest an der Wand angebracht ist.
- Halten Sie sich bei der Montage strikt an die Angaben in der Bedienungsanleitung.
- Verändern Sie den Klappbügel in keiner Weise.
- Verwenden Sie den Klappbügel nicht, wenn er beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert wurde.
- Fassen Sie den Klappbügel nicht mit fettigen Händen an. Eine rutschige Oberfläche kann die Griffestigkeit verringern und zu einem Sturz führen.
- Verwenden Sie den Klappbügel nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck: Er darf nicht als Ersatz für eine Treppe verwendet werden.
- Der Klappbügel darf nicht im Freien gelagert werden.
- Stecken Sie Ihren Kopf oder Ihre Arme nicht in das U-förmige Rohr; Es besteht eine Einklemmgefahr.
- Bringen Sie Ihre Hände und Finger nicht in die Nähe der Klappmechanismen; Bewegen Sie die Stange immer, indem Sie nur das U-förmige Rohr greifen.
- Bewegen Sie die Stange immer langsam, wenn Sie sie von der vertikalen in die horizontale Position und umgekehrt bringen.

WARTUNGSMANUAL:

Die Produktwartung besteht aus Reinigungs- und Hygieneverfahren. Um eine sichere Verwendung und einen angemessenen Hygienestandard zu gewährleisten, sollte der Benutzer diese Verfahren vor jeder Verwendung durchführen. Der Benutzer muss sich von der strukturellen Unversehrtheit des Geräts und seiner Komponenten überzeugen und den festen Sitz der Schrauben überprüfen. Befolgen Sie für Reinigungs- und Hygieneverfahren die folgenden Schritte:

1. Es sollten Handschuhe getragen werden.
2. Entfernen Sie offensichtlichen Schmutz, bevor Sie mit einer gründlichen Desinfektion fortfahren.
3. Verwenden Sie für die Reinigung Wasser oder ein nicht aggressives Reinigungsmittel.
4. Mit einem trockenen und sauberen Tuch abwischen.

ANFORDERUNGEN ZUR WIEDERVERWENDUNG:

Das Produkt ist zur Wiederverwendung durch andere Benutzer geeignet. Vor der Wiederverwendung durch andere muss das Produkt ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden. Vor der Weitergabe des Produkts an Dritte muss das Produkt von qualifizierten Händlern überprüft werden.

KORREKTE ENTSORGUNG:

Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich vorher bei Ihrer Gemeinde in Bezug auf eine richtige und umweltgerechte Entsorgung.

SCHADENSMELDUNG:

Wenden Sie sich bei einem schwerwiegenden Zwischenfall mit diesem Gerät an den Produkthersteller unter info@kingbathrooms.com und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

PRODUKTCODE	BESCHREIBUNG	SEITE
KING-FB60PC-KN	Klappbügel 60 cm/24in pulverbeschichteter stahl weiss King	44-45
KING-FB70PC-KN	Klappbügel 70 cm/28in pulverbeschichteter stahl weiss King	44-45
KING-FB80PC-KN	Klappbügel 80 cm/32in pulverbeschichteter stahl weiss King	44-45
KING-FB60BPC-KN	klappbügel 60 cm/24in pulverbeschichteter stahl schwarz King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Klappbügel 70 cm/28in pulverbeschichteter stahl schwarz King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Klappbügel 80 cm/32in pulverbeschichteter stahl schwarz King	44-45
KING-FB60IP-KN	Klappbügel 60 cm/24in polierter edelstahl King	44-45
KING-FB70IP-KN	Klappbügel 70 cm/28in polierter edelstahl King	44-45
KING-FB80IP-KN	Klappbügel 80 cm/32in polierter edelstahl King	44-45
KING-FB60IB-KN	Klappbügel 60 cm/24in gebürsteter edelstahl King	44-45
KING-FB70IB-KN	Klappbügel 70 cm/28in gebürsteter edelstahl King	44-45
KING-FB80IB-KN	Klappbügel 80 cm/32in gebürsteter edelstahl King	44-45
KING-PHPC-KN	Toilettenpapierhalter für klappbügel pulverbeschichteter stahl weissking King	46-47
KING-PHBPC-KN	Toilettenpapierhalter für klappbügel pulverbeschichteter stahl schwarz King	46-47
KING-PHIP-KN	Toilettenpapierhalter für klappbügel edelstahl glänzend King	46-47
KING-PHIB-KN	Toilettenpapierhalter für klappbügel edelstahl gebürstet King	46-47

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Hergestellt in Italien
	Einfache Montage
	Maximales Benutzergewicht
	2 Jahre Garantie

KING BARRES PLIANTES

PEINT PAR POUDRAGE, POLI ET BROSSÉ

UTILISATION PRÉVUE :

Les produits de la gamme des *Barres Pliantes KING* permettent à l'utilisateur d'augmenter son autonomie et sa stabilité lors de l'utilisation quotidienne de la salle de bains ou de la cuvette des toilettes, plus précisément. Elles fonctionnent comme une poignée robuste et sûre, sur laquelle l'utilisateur peut s'appuyer pour soulager une partie du poids du corps des jambes, réduisant ainsi la fatigue musculaire due à la position debout ainsi que les risques de glissade et de blessure. Après utilisation, la barre pliante peut être facilement remise en position verticale et verrouillée par son crochet de sécurité, évitant ainsi les chutes accidentelles en position horizontale. La barre pliante est disponible dans différents matériaux et longueurs, et grâce à ses mécanismes de pliage et de verrouillage, elle convient également aux salles de bains de petite taille. La barre pliante peut être équipée d'un porte-rouleau, le maintenant dans une position plus accessible et évitant ainsi les mouvements de torsion du dos pour l'atteindre.

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS :

Les produits de la gamme des Barres Pliantes KING sont destinés aux personnes âgées, aux utilisateurs de fauteuils roulants et à tous ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire lors de l'utilisation de la salle de bains. L'utilisateur doit être capable de saisir fermement la barre pliante et avoir une autonomie suffisante.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INDICATIONS :

- Le poids maximal de l'utilisateur indiqué dans les instructions de montage ne doit pas être dépassé.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que la barre pliante est solidement fixée au mur.
- Lors de l'assemblage, suivez strictement ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Ne modifiez pas la barre pliante de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas la barre pliante si elle est endommagée ou modifiée de quelque manière que ce soit.
- Ne touchez pas la barre pliante avec des mains grasses. Une surface glissante peut réduire la prise et provoquer une chute.
- N'utilisez pas la barre pliante à des fins différentes de celle prévue : elle ne doit pas être utilisée pour remplacer un escalier.
- La barre pliante ne doit pas être stockée à l'extérieur.
- Ne placez pas votre tête ou vos bras dans le tube en forme de U ; il peut y avoir un risque d'enfermement.
- Ne placez pas vos mains et vos doigts près des mécanismes de pliage ; déplacez toujours la barre en saisissant uniquement le tube en forme de U.
- Dirigez toujours la barre avec précaution lorsque vous la déplacez de la position verticale à la position horizontale et vice versa.

INFORMATIONS D'ENTRETIEN :

L'entretien du produit consiste en des procédures de nettoyage et de désinfection. Afin de garantir une utilisation sûre et un niveau d'hygiène adéquat, l'utilisateur doit effectuer ces procédures avant chaque utilisation. L'utilisateur doit s'assurer de l'intégrité structurelle de l'appareil et de ses composants, et le serrage des vis doit être vérifié. Pour les procédures de nettoyage et de désinfection, suivez les étapes ci-dessous :

1. Portez des gants.
2. Retirez la saleté évidente avant de procéder à la désinfection la plus précise.
3. Utilisez de l'eau ou un détergent non agressif pour la procédure de nettoyage.
4. Essuyez avec un chiffon sec et propre.

EXIGENCES DE RÉUTILISATION :

Le produit convient à une réutilisation par d'autres utilisateurs. Avant la réutilisation par d'autres personnes, le produit doit être correctement nettoyé et désinfecté. Avant le transfert du produit à d'autres personnes, le produit doit être vérifié par des revendeurs qualifiés.

RECYCLAGE DU PRODUIT :

Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Demandez à votre autorité locale la manière correcte et respectueuse de l'environnement de le jeter.

SIGNALEMENT DES INCIDENTS :

En cas d'incident grave impliquant cet appareil, contactez le fabricant de ce produit à l'adresse info@kingbathrooms.com et l'autorité responsable de votre pays.

CODE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION	PAGE
KING-FB60PC-KN	Barre pliante 60 cm/24in acier peint par poudrage blanc King	44-45
KING-FB70PC-KN	Barre pliante 70 cm/28in acier peint par poudrage blanc King	44-45
KING-FB80PC-KN	Barre pliante 80 cm/32in acier peint par poudrage blanc King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Barre pliante 60 cm/24in acier peint par poudrage noir King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Barre pliante 70 cm/28in acier peint par poudrage noir King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Barre pliante 80 cm/32in acier peint par poudrage noir King	44-45
KING-FB60IP-KN	Barre pliante 60 cm/24in acier inoxydable poli King	44-45
KING-FB70IP-KN	Barre pliante 70 cm/28in acier inoxydable poli King	44-45
KING-FB80IP-KN	Barre pliante 80 cm/32in acier inoxydable poli King	44-45
KING-FB60IB-KN	Barre pliante 60 cm/24in acier inoxydable brossé King	44-45
KING-FB70IB-KN	Barre pliante 70 cm/28in acier inoxydable brossé King	44-45
KING-FB80IB-KN	Barre pliante 80 cm/32in acier inoxydable brossé King	44-45
KING-PHPC-KN	Porte-papier hygiénique pour barre pliante acier peint par poudrage blanc King	46-47
KING-PHBPC-KN	Porte-papier hygiénique pour barre pliante acier peint par poudrage noir King	46-47
KING-PHIP-KN	Porte-papier hygiénique pour barre pliante acier inoxydable poli King	46-47
KING-PHIB-KN	Porte-papier hygiénique pour barre pliante acier inoxydable brossé King	46-47

ICÔNE	DESCRIPTION
	Fabriqué en Italie
	Facile à assembler
	Poids maximum de l'utilisateur
	2 ans de garantie

KING BARRA ABATIBLE

RECUBIERTO EN POLVO, PULIDO Y CEPILLADO

USO PREVISTO:

Los productos de la línea *Folding Bars KING* permiten al usuario aumentar su independencia y estabilidad durante el uso diario del cuarto de baño o de la taza del inodoro, más concretamente. Funcionan como un asidero robusto y seguro, al que el usuario puede agarrarse para descargar parte del peso corporal de las piernas, reduciendo la fatiga muscular debida a la posición de pie, así como los riesgos de resbalones y lesiones. Después de su uso, la barra abatible puede colocarse fácilmente en posición vertical y bloquearse mediante su gancho de seguridad, evitando caídas accidentales en posición horizontal. La barra abatible está disponible en distintos materiales y longitudes, y gracias a los mecanismos de plegado y bloqueo, también es adecuada para cuartos de baño pequeños. La barra abatible puede ir provista de un portarrollos, el cual se mantiene en una posición más accesible y evita movimientos de torsión de la columna vertebral para alcanzarlo.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

Los productos de la línea *Folding Bars KING* están pensados para las personas mayores, los usuarios de sillas de ruedas y todos aquellos que necesitan un mayor apoyo durante el uso del cuarto de baño. Se requiere que el usuario tenga suficiente habilidad para agarrar firmemente la barra abatible, así como autonomía suficiente.

ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No debe superarse el peso máximo del usuario indicado en las instrucciones de montaje.
- Antes de cada uso, asegúrese de que la barra abatible esté firmemente fijada a la pared.
- Durante el montaje, respete estrictamente lo indicado en el Manual del usuario.
- No modifique en modo alguno la barra abatible.
- No utilice la barra abatible si está dañada o alterada de algún modo.
- No toque la barra abatible con las manos grasientas. Una superficie resbaladiza puede reducir el agarre y provocar una caída.
- No utilice la barra abatible para un fin distinto del previsto: no debe utilizarse para sustituir una escalera.
- La barra abatible no debe almacenarse al aire libre.
- No coloque la cabeza ni los brazos en el tubo en forma de U; puede producirse cierto riesgo de atrapamiento.
- No acerque las manos ni los dedos a los mecanismos de plegado; mueva siempre la barra agarrando únicamente el tubo en forma de U.
- Guíe siempre la barra con suavidad cuando la mueva de la posición vertical a la horizontal y viceversa.

INFORMACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO:

El mantenimiento de los productos consiste en procedimientos de limpieza e higienización. Para garantizar un uso seguro y un nivel de higiene adecuado, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso. El usuario debe asegurarse de la integridad estructural del dispositivo y sus componentes, y debe comprobarse el ajuste de los tornillos. Para los procedimientos de limpieza e higienización, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Deben utilizarse guantes.
2. Elimine la suciedad evidente antes de proceder a la desinfección más precisa.
3. Utilice agua o detergente no agresivo para el procedimiento de limpieza.
4. Limpiar con un paño seco y limpio.

REQUISITOS DE REUTILIZACIÓN:

El producto es apto para su reutilización por otros usuarios. Antes de ser reutilizado por otras personas, el producto debe limpiarse y desinfectarse correctamente. Antes de transferir el producto a terceros, este debe ser revisado por distribuidores cualificados.

PROCEDIMIENTO CORRECTO DE ELIMINACIÓN:

No deseche el producto en los desechos domésticos regulares. Pregunte antes a las autoridades locales cuál es la forma correcta y respetuosa con el medio ambiente de deshacerse del producto.

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES:

Si se produce un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el fabricante de este producto en info@kingbathrooms.com y con la autoridad responsable de su país.

CÓDIGO DEL OBJETO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
KING-FB60PC-KN	Barra abatible 60 cm/24in de acero recubierto en polvo blanco King	44-45
KING-FB70PC-KN	Barra abatible 70 cm/28in de acero recubierto en polvo blanco King	44-45
KING-FB80PC-KN	Barra abatible 80 cm/32in de acero recubierto en polvo blanco King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Barra abatible 60 cm/24in de acero recubierto en polvo negro King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Barra abatible 70 cm/28in de acero recubierto en polvo negro King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Barra abatible 80 cm/32in de acero recubierto en polvo negro King	44-45
KING-FB60IP-KN	Barra abatible 60 cm/24in de acero inoxidable pulido King	44-45
KING-FB70IP-KN	Barra abatible 70 cm/28in de acero inoxidable pulido King	44-45
KING-FB80IP-KN	Barra abatible 80 cm/32in de acero inoxidable pulido King	44-45
KING-FB60IB-KN	Barra abatible 60 cm/24in de acero inoxidable cepillado King	44-45
KING-FB70IB-KN	Barra abatible 70 cm/28in de acero inoxidable cepillado King	44-45
KING-FB80IB-KN	Barra abatible 80 cm/32in de acero inoxidable cepillado King	44-45
KING-PHPC-KN	Portarrollos de papel higiénico para barra abatible de acero recubierto en polvo blanco King	46-47
KING-PHBPC-KN	Portarrollos de papel higiénico para barra abatible de acero recubierto en polvo negro King	46-47
KING-PHIP-KN	Portarrollos de papel higiénico para barra abatible de acero inoxidable pulido King	46-47
KING-PHIB-KN	Portarrollos de papel higiénico para barra abatible de acero inoxidable cepillado King	46-47

ICONO	DESCRIPCIÓN
	Made in Italy
	Easy to assembly
	Max User Weight
	2 Years Warranty

KING BARRE RIBALTABILI

LACCATE, LUCIDE E SATINATE

DESTINAZIONE D'USO:

I prodotti della linea *Barre Ribaltabili KING* consentono all'utente di aumentare l'indipendenza e la stabilità durante l'uso quotidiano della stanza da bagno o, nello specifico, del wc. Funzionano come un sostegno robusto e sicuro, alla quale l'utilizzatore può aggrapparsi per scaricare parte del peso corporeo dalle gambe, riducendo l'affaticamento muscolare, dovuto alla posizione eretta, così come il rischio di scivolare e di infortunio. Dopo l'uso, la barra ribaltabile può essere facilmente rimessa in posizione verticale e bloccata grazie al suo gancio di sicurezza, evitando cadute accidentali della barra in posizione orizzontale. La barra ribaltabile è disponibile in diversi materiali e lunghezze e, grazie ai meccanismi di ribaltamento e bloccaggio, è adatta anche per bagni compatti. La barra ribaltabile può essere dotata di portarotolo, così che quest'ultimo sia in una posizione più accessibile, evitando movimenti di torsione della colonna vertebrale per prenderlo.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI:

I prodotti della linea Barre Ribaltabili KING sono un valido sostegno per gli anziani, gli utilizzatori di sedia a rotelle, e tutti coloro che hanno bisogno di un valido aiuto durante l'utilizzo della stanza da bagno. L'utilizzatore deve avere sufficiente capacità di impugnare saldamente la barra ribaltabile e autonomia.

AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA:

- Il peso massimo dell'utente, indicato su queste istruzioni di montaggio, non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, è necessario verificare che la barra ribaltabile sia saldamente fissata al muro.
- Durante il montaggio del prodotto, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Manuale d'uso.
- Non modificare in alcuno modo la barra ribaltabile.
- Non toccare la barra ribaltabile con le mani unte. Una superficie scivolosa può ridurre la presa ed essere causa di cadute.
- Non utilizzare la barra ribaltabile per uno scopo diverso da quello previsto: non deve essere utilizzata al posto di una scala.
- La barra ribaltabile non deve essere risposta all'aperto.
- Non inserire la testa o le braccia all'interno del tubo a forma di U; c'è il rischio di rimanere intrappolati.
- Non avvicinare le mani e le dita ai meccanismi di ribaltamento; muovere la barra sempre afferrando solo il tubo a forma di U.
- Muovere sempre con accortezza la barra quando la si sposta dalla posizione verticale a quella orizzontale e viceversa.

INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:

La manutenzione del prodotto consiste nelle procedure di pulizia e sanificazione. A fine di garantire un utilizzo sicuro e adeguato a rispettare gli standard di igiene, è necessario che l'utente esegua queste procedure prima di ogni utilizzo. L'utente deve accertarsi dell'integrità strutturale sia del dispositivo che di tutti i suoi componenti e controllare il fissaggio delle viti. Per la pulizia e sanificazione, è necessario attenersi alle seguenti procedure:

1. Indossare i guanti
2. Prima di procedere ad un'accurata sanificazione, rimuovere lo sporco evidente.
3. Utilizzare acqua o detergenti non aggressivi per la procedura di pulizia.
4. Pulire con un panno asciutto e pulito.

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:

Il prodotto è idoneo per essere riutilizzato da altri utenti. Prima di essere utilizzato da altri utenti, il prodotto deve essere correttamente pulito e igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, il prodotto deve essere controllato da rivenditori qualificati.

CORRETTA PROCEDURA DI SMALTIMENTO:

Non smaltire il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle autorità locali per la corretta procedura di smaltimento.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI:

Se si dovesse verificare un grave incidente che coinvolge questo dispositivo, contattare il produttore all'indirizzo e-mail info@kingbathrooms.com e l'autorità competente del proprio paese.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PAGINA
KING-FB60PC-KN	Barra ribaltabile 60cm /24in in acciaio laccato bianco King	44-45
KING-FB70PC-KN	Barra ribaltabile 70 cm/28in in acciaio laccato bianco King	44-45
KING-FB80PC-KN	Barra ribaltabile 80 cm/32in in acciaio laccato bianco King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Barra ribaltabile 60cm /24in in acciaio laccato nero King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Barra ribaltabile 70 cm/28in in acciaio laccato nero King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Barra ribaltabile 80 cm/32in in acciaio laccato nero King	44-45
KING-FB60IP-KN	Barra ribaltabile 60 cm/24in in acciaio inox lucido King	44-45
KING-FB70IP-KN	Barra ribaltabile 70 cm/28in in acciaio inox lucido King	44-45
KING-FB80IP-KN	Barra ribaltabile 80 cm/32in in acciaio inox lucido King	44-45
KING-FB60IB-KN	Barra ribaltabile 60 cm/24in in acciaio inox satinato King	44-45
KING-FB70IB-KN	Barra ribaltabile 70 cm/28in in acciaio inox satinato King	44-45
KING-FB80IB-KN	Barra ribaltabile 80 cm/32in in acciaio inox satinato King	44-45
KING-PHPC-KN	Portarotolo per barra ribaltabile in acciaio laccato bianco King	46-47
KING-PHBPC-KN	Portarotolo per barra ribaltabile in acciaio laccato nero King	46-47
KING-PHIP-KN	Portarotolo per barra ribaltabile in acciaio inox lucido King	46-47
KING-PHIB-KN	Portarotolo per barra ribaltabile in acciaio inox satinato King	46-47

ICONA	DESCRIZIONE
	Fabbricato in Italia
	Facile da assemblare
	Peso Massimo Utente
	2 Anni di Garanzia

KING BARRAS DOBRÁVEIS

PULVERIZADO, POLIDO E ESCOVADO

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

Os produtos da linha *Barras Dobráveis KING* permitem ao utilizador aumentar a independência e a estabilidade durante a utilização diária da casa de banho ou da sanita, mais especificamente. Funcionam como uma pega robusta e segura, na qual o utilizador se pode agarrar para aliviar parte do peso do corpo das pernas, reduzindo a fadiga muscular devido à posição de pé, bem como os riscos de escorregamento e de lesões. Após a utilização, a barra dobrável pode ser facilmente recolocada na posição vertical e bloqueada pelo seu gancho de segurança, evitando quedas acidentais na posição horizontal. A barra dobrável está disponível em diferentes materiais e comprimentos e, graças aos mecanismos de dobragem e de bloqueio, também é adequada para casas de banho compactas. A barra dobrável pode ser equipada com um suporte para rolos, mantendo-o numa posição mais acessível e evitando movimentos de torção da coluna para a alcançar.

INDICAÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES:

Os produtos da linha Barras Dobráveis KING destinam-se a pessoas idosas, utilizadores de cadeiras de rodas e a todos aqueles que necessitam de apoio adicional durante a utilização da casa de banho. O utilizador deve ter capacidade suficiente para agarrar firmemente a barra dobrável, bem como autonomia suficiente.

AVISOS E INDICAÇÕES DE SEGURANÇA:

- O peso máximo do utilizador indicado nas instruções de montagem não deve ser ultrapassado.
- Antes de cada utilização, certifique-se de que a barra dobrável está firmemente fixada à parede.
- Durante a montagem, respeitar rigorosamente o que é indicado no manual do utilizador.
- Não modificar a barra de dobragem de forma alguma.
- Não utilizar a barra de dobragem se estiver danificada ou alterada de alguma forma.
- Não tocar na barra de dobragem com as mãos gordurosas. Uma superfície escorregadia pode reduzir a aderência e provocar uma queda.
- Não utilizar a barra dobrável para um fim diferente daquele a que se destina: não deve ser utilizada para substituir uma escada.
- A barra dobrável não deve ser guardada ao ar livre.
- Não colocar a cabeça ou os braços no tubo em forma de U; pode ocorrer algum risco de entalamento.
- Não coloque as mãos e os dedos perto dos mecanismos de dobragem; mova sempre a barra agarrando apenas no tubo em forma de U.
- Mover sempre a barra cuidadosamente ao deslocá-la da posição vertical para a horizontal e vice-versa.

INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO:

A manutenção dos produtos consiste em procedimentos de limpeza e higienização. A fim de garantir uma utilização segura e um nível de higiene adequado, o utilizador deve efetuar estes procedimentos antes de cada utilização. O utilizador deve certificar-se da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes, e o aperto dos parafusos deve ser verificado. Para procedimentos de limpeza e higienização, siga os passos abaixo:

1. Devem ser usadas luvas.
2. Remover a sujidade evidente antes de proceder à desinfecção mais precisa.
3. Utilizar água ou um detergente não agressivo para o procedimento de limpeza.
4. Limpar com um pano seco e limpo.

REQUISITOS DE REUTILIZAÇÃO:

O produto pode ser reutilizado por outros utilizadores. Antes de ser reutilizado por outras pessoas, o produto deve ser corretamente limpo e higienizado. Antes da transferência do produto para outras pessoas, o produto deve ser verificado por revendedores qualificados.

PROCEDIMENTO DE DESCARTE CORRECTO:

Não deitar o produto no lixo doméstico normal. Informe-se previamente junto das autoridades locais sobre a forma correta e ecológica de o eliminar.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - N°:

Se ocorrer um incidente grave com este dispositivo, contacte o fabricante deste produto em info@kingbathrooms.com e a autoridade responsável no seu país.

CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
KING-FB60PC-KN	Barra dobrável 60 cm/24in em aço pulverizado branco King	44-45
KING-FB70PC-KN	Barra dobrável 70 cm/28in em aço pulverizado branco King	44-45
KING-FB80PC-KN	Barra dobrável 80 cm/32in em aço pulverizado branco King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Barra dobrável 60 cm/24in em aço pulverizado preto King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Barra dobrável 70 cm/28in em aço pulverizado preto King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Barra dobrável 80 cm/32in em aço pulverizado preto King	44-45
KING-FB60IP-KN	Barra dobrável 60 cm/24in em aço inoxidável polido King	44-45
KING-FB70IP-KN	Barra dobrável 70 cm/28in em aço inoxidável polido King	44-45
KING-FB80IP-KN	Barra dobrável 80 cm/32in em aço inoxidável polido King	44-45
KING-FB60IB-KN	Barra dobrável 60 cm/24in em aço inoxidável escovado King	44-45
KING-FB70IB-KN	Barra dobrável 70 cm/28in em aço inoxidável escovado King	44-45
KING-FB80IB-KN	Barra dobrável 80 cm/32in em aço inoxidável escovado King	44-45
KING-PHPC-KN	Suporte para papel higiênico para barra dobrável em aço pulverizado branco King	46-47
KING-PHBPC-KN	Suporte para papel higiênico para barra dobrável em aço pulverizado preto King	46-47
KING-PHIP-KN	Suporte de papel higiênico para barra dobrável em aço inoxidável polido King	46-47
KING-PHIB-KN	Suporte de papel higiênico para barra dobrável em aço inoxidável escovado King	46-47

ÍCONE	DESCRIÇÃO
	Feito na Itália
	Fácil de montar
	Peso máximo do usuário
	2 anos de garantia

KING ZLOŽLJIVIH OPRIJEMALNIH PALIC

PRAŠKASTIM PREMAZOM, POLIRANO IN ŠČETKANO

PREDVIDENA UPORABA:

Izdelki iz linije *zložljivih oprijemalnih palic KING* omogočajo uporabniku večjo samostojnost in stabilnost pri vsakodnevni uporabi kopalnice ali natančneje straniščne školjke. Delujejo kot močan in varen ročaj, za katerega se lahko uporabnik oprime in tako zmanjša obremenitev nog zaradi telesne teže, kar zmanjša utrujenost mišic zaradi stoječega položaja ter nevarnost zdrsa in poškodb. Po uporabi lahko zložljivo oprijemalno palico preprosto postavite nazaj v navpični položaj in jo zaklenete z varnostno kljuko, kar preprečuje nenamerne padce v vodoravni položaj. Zložljiva oprijemalna palica je na voljo iz različnih materialov in v različnih dolžinah, zaradi mehanizmov za zlaganje in zaklepanje pa je primerna tudi za manjše kopalnice. Zložljiva oprijemalna palica je lahko opremljena z držalom za toaletni papir, tako da je na bolj dostopnem položaju in nam ni treba zvijati hrbtenice, da bi ga dosegli.

INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE:

Izdelki v seriji *zložljivih oprijemalnih palic KING* so namenjeni starejšim ljudem, uporabnikom invalidskih vozičkov in vsem, ki potrebujejo dodatno podporo pri uporabi kopalnice. Uporabnik mora biti dovolj sposoben, da trdno drži zložljivo oprijemalno palico, in mora biti dovolj samostojen.

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVEDBE:

- Največja teža uporabnika, navedena v navodilih za namestitev, ne sme biti presežena.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je zložljiva oprijemalna palica trdno pritrjena na steno.
- Med sestavljanjem strogo upoštevajte navodila iz uporabniškega priročnika.
- Zložljive oprijemalne palice nikakor ne spreminjajte.
- Zložljive oprijemalne palice ne uporabljajte, če je poškodovana ali kakor koli spremenjena.
- Zložljive oprijemalne palice se ne dotikajte z mastnimi rokami. Zaradi spolzke površine se lahko zmanjša oprijem in pride do padca.
- Zložljive oprijemalne palice ne uporabljajte v druge namene razen predvidenega: ne sme se uporabljati namesto stopnice.
- Zložljive oprijemalne palice ne smete shranjevati na prostem.
- V cev v obliki črke U ne polagajte glave ali rok, lahko namreč pride do nevarnosti, da se vanjo ujamete.
- Ne približujte rok in prstov zložljivim mehanizmom; palico vedno premikajte le z oprijemanjem cevi v obliki črke U.
- Palico iz navpičnega v vodoravni položaj in obratno vedno premikajte nežno.

INFORMACIJE O VZDRŽEVANJU:

Vzdrževanje izdelkov je sestavljeno iz postopkov čiščenja in zagotavljanja higienske ustreznosti. Za zagotovitev varne uporabe in ustreznega higienskega standarda mora uporabnik pred vsako uporabo opraviti te postopke. Uporabnik se mora prepričati o strukturni celovitosti naprave in njenih sestavnih delov ter preveriti tesnost vijakov. Pri postopkih čiščenja in zagotavljanja higienske ustreznosti sledite spodnjim korakom:

1. Nositi je treba rokavice.
2. Preden nadaljujete z najbolj natančnim razkuževanjem, odstranite vidno umazanijo.
3. Za čiščenje uporabite vodo ali neagresivno čistilno sredstvo.
4. Obrišite s suho in čisto krpo.

ZAHTEVJE ZA PONOVRNO UPORABO:

Izdelek je primeren, da ga ponovno uporabijo drugi uporabniki. Preden izdelek ponovno uporabijo drugi, ga je treba pravilno očistiti in poskrbeti za njegovo higiensko ustreznost. Pred prenosom izdelka na druge osebe morajo izdelek preveriti usposobljeni prodajalci.

PRAVILEN POSTOPEK ODSTRANJEVANJA:

Izdelka ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Za pravilen in okolju prijazen način odstranjevanja se predhodno pozanimajte pri organih lokalne oblasti.

POROČANJE O INCIDENTIH:

Če pride do resnega incidenta v zvezi s to napravo, pišite proizvajalcu tega izdelka na info@kingbathrooms.com in stopite v stik s pristojnim organom v vaši državi.

ŠIFRA ARTIKLA	OPIS	STRAN
KING-FB60PC-KN	Zložljiva oprijemalna palica 60 cm/24" jeklo s praškastim premazom bela king	44-45
KING-FB70PC-KN	Zložljiva oprijemalna palica 70 cm/28" jeklo s praškastim premazom bela king	44-45
KING-FB80PC-KN	Zložljiva oprijemalna palica 80 cm/32" jeklo s praškastim premazom bela king	44-45
KING-FB60BPC-KN	Zložljiva oprijemalna palica 60 cm/24" jeklo s praškastim premazom črna king	44-45
KING-FB70BPC-KN	Zložljiva oprijemalna palica 70 cm/28" jeklo s praškastim premazom črna king	44-45
KING-FB80BPC-KN	Zložljiva oprijemalna palica 80 cm/32" jeklo s praškastim premazom črna king	44-45
KING-FB60IP-KN	Zložljiva oprijemalna palica 60 cm/24" polirano nerjavno jeklo king	44-45
KING-FB70IP-KN	Zložljiva oprijemalna palica 70 cm/28" polirano nerjavno jeklo king	44-45
KING-FB80IP-KN	Zložljiva oprijemalna palica 80 cm/32" polirano nerjavno jeklo king	44-45
KING-FB60IB-KN	Zložljiva oprijemalna palica 60 cm/24" ščetkano nerjavno jeklo king	44-45
KING-FB70IB-KN	Zložljiva oprijemalna palica 70 cm/28" ščetkano nerjavno jeklo king	44-45
KING-FB80IB-KN	Zložljiva oprijemalna palica 80 cm/32" ščetkano nerjavno jeklo king	44-45
KING-PHPC-KN	Držalo za toaletni papir za zložljivo oprijemalno palico jeklo s praškastim premazom bela kralj king	46-47
KING-PHBPC-KN	Držalo za toaletni papir za zložljivo oprijemalno palico jeklo s praškastim premazom črna kralj king	46-47
KING-PHIP-KN	Držalo za toaletni papir za zložljivo oprijemalno palico polirano nerjavno jeklo king	46-47
KING-PHIB-KN	Držalo za toaletni papir za zložljivo oprijemalno palico ščetkano nerjavno jeklo king	46-47

IKONA

OPIS



Izdelano v Italiji



Enostaven za montažo



Največja teža uporabnika



2 leti garancije

KING SKLOPIVI RUKOHVATI

OBLOŽEN PRAHOM, POLIRANI ILI BRUŠENI

PREDVIĐENA NAMJENA

Proizvodi linije *Sklopivih rukohvata KING* omogućavaju korisniku povećanje stabilnosti tijekom svakodnevne upotrebe kupaonice ili toaleta. Ovaj čvrsti i sigurni rukohvat omogućuje korisniku potporu prilikom podizanja, stajanja ili spuštanja u sjedeći položaj. Pridržavanjem rukohvata smanjuje se opterećenje s nogu, umanjuje se umor mišića zbog stojećeg položaja, a isto tako smanjen je rizik od klizanja i ozljeda. Nakon upotrebe, sklopivi rukohvat se lako može vratiti u okomiti položaj i zaključati pomoću sigurnosne kopče dok se ne koristi. Sklopivi rukohvat je dostupan u različitim materijalima i duljinama, a zahvaljujući mehanizmima za sklapanje i zaključavanje, pogodan je i za kompaktne kupaonice. Sklopivi rukohvat može biti nadopunjen držačem za toaletni papir. Na taj način toaletni papir može biti postavljen u pristupačniji položaj kako bi se izbjeglo zakretanje kralježnice i drugi nezgodni položaji.

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE

Proizvodi iz linije *Sklopivih rukohvata KING* pružaju podršku starijim osobama, korisnicima invalidskih kolica i svima kojima je potrebna dodatna podrška tijekom korištenja kupaonice. Korisnik treba imati dovoljno sposobnosti za čvrsto držanje sklopivog rukohvata, kao i dovoljnu razinu samostalnosti.

UPOZORENJA I UPUTE ZA KORIŠTENJE

- Maksimalna težina korisnika navedena u uputama za sastavljanje ne smije biti prekoračena.
- Prije svake uporabe, provjerite jesu li sklopivi rukohvati čvrsto pričvršćeni na zid.
- Tijekom sastavljanja, strogo se pridržavajte onoga što je prikazano u korisničkom priručniku.
- Ne modificirajte sklopive rukohvate na bilo koji način.
- Ne koristite sklopive rukohvate ako su oštećeni ili modificirani na bilo koji način.
- Ne dodirujte sklopive rukohvate masnim rukama. Klizava površina može smanjiti prijanjanje i uzrokovati pad.
- Ne koristite sklopive rukohvate za druge svrhe osim za namijenjene. Ne koristite ih u zamjenu za stepenice.
- Sklopivi rukohvati se ne smiju čuvati na otvorenom.
- Ne stavljajte glavu ili ruke u prazninu oblika slova U kako ne bi zapeli u nezgodnom položaju.
- Ne stavljajte ruke i prste blizu mehanizama sklopivog rukohvata; uvijek premještajte rukohvate držeći se samo oblika slova U.
- Uvijek nježno spustite sklopivi rukohvat prilikom prebacivanja iz vertikalnog u horizontalni položaj i obrnuto.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

Održavanje proizvoda sastoji se od postupaka čišćenja i dezinfekcije. Kako bi se zajamčila sigurna uporaba i adekvatna higijena, korisnik bi trebao obaviti ove postupke prije svake uporabe. Korisnik mora provjeriti sigurnost proizvoda i njegovih komponenti, te zategnutost vijaka. Za postupke čišćenja i dezinfekcije slijedite korake u nastavku:

1. Treba nositi rukavice.
2. Uklonite vidljivu prljavštinu prije dezinficiranja.
3. Za čišćenje koristite vodu ili neagresivni deterdžent.
4. Obrišite suhom i čistom krpom.

PONOVNA UPORABA

Proizvod je pogodan za ponovnu uporabu od strane drugih korisnika. Prije ponovne uporabe od strane drugih, proizvod se mora ispravno očistiti i dezinficirati te biti pregledan od strane ovlaštenih prodavatelja.

ISPRAVNI POSTUPAK ODLAGANJA

Proizvod nije pogodan za odlaganje u redovni kućni otpad. Prije odlaganja provjerite ispravan i ekološki prihvatljiv način odlaganja s nadležnom lokalnom vlasti.

PRIJAVA INCIDENTA

Ako se dogodi ozbiljan incident u vezi s ovim proizvodom, obratite se proizvođaču na info@kingbathrooms.com ili ovlaštenom distributertu.

ŠIFRA ARTIKLA	OPIS	STRANICA
KING-FB60PC-KN	Sklopivi rukohvat 60 cm/24in čelik obložen prahom bijeli King	44-45
KING-FB70PC-KN	Sklopivi rukohvat 70 cm/28in čelik obložen prahom bijeli King	44-45
KING-FB80PC-KN	Sklopivi rukohvat 80 cm/32in čelik obložen prahom bijeli King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Sklopivi rukohvat 60 cm/24in čelik obložen prahom crni King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Sklopivi rukohvat 70 cm/28in čelik obložen prahom crni King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Sklopivi rukohvat 80 cm/32in čelik obložen prahom crni King	44-45
KING-FB60IP-KN	Sklopivi rukohvat 60 cm/24in polirani nehrđajući čelik King	44-45
KING-FB70IP-KN	Sklopivi rukohvat 70 cm/28in polirani nehrđajući čelik King	44-45
KING-FB80IP-KN	Sklopivi rukohvat 80 cm/32in polirani nehrđajući čelik King	44-45
KING-FB60IB-KN	Sklopivi rukohvat 60 cm/24in brušeni nehrđajući čelik King	44-45
KING-FB70IB-KN	Sklopivi rukohvat 70 cm/28in brušeni nehrđajući čelik King	44-45
KING-FB80IB-KN	Sklopivi rukohvat 80 cm/32in brušeni nehrđajući čelik King	44-45
KING-PHPC-KN	Držac toaletnog papira za sklopivi rukohvat čelik obložen prahom bijeli King	46-47
KING-PHBPC-KN	Držac toaletnog papira za sklopivi rukohvat čelik obložen prahom crni King	46-47
KING-PHIP-KN	Držac toaletnog papira za sklopivi rukohvat polirani nehrđajući čelik King	46-47
KING-PHIB-KN	Držac toaletnog papira za sklopivi rukohvat brušeni nehrđajući čelik King	46-47

IKONA

OPIS



Proizvedeno u Italiji



Jednostavan za sastavljanje



Maksimalna težina korisnika



2 godine jamstva

KING FELHAJTHATÓ FALI KAPASZKODÓ

PORSZÓRT, POLÍROZOTT ÉS CSISZOLT

RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A KING FELHAJTHATÓ FALI KAPASZKODÓ termékcsalád termékei elősegítik a felhasználó függetlenségét és stabilitását a fürdőszobában a mindennapi tisztálkodás és egyéb higiénias tevékenység során. Masszív és biztonságos fogantyúként szolgálnak, amelyben a felhasználó meg tud kapaszkodni, hogy a testsúly egy részét levegye a lábáról, csökkentve az álló helyzet miatti izomfáradtságot, valamint a csúszás- és sérülésveszélyt. Használat után a kapaszkodó könnyen visszahelyezhető függőleges helyzetbe, és a biztonsági kampó segítségével rögzíthető, megakadályozva a vízszintes helyzetbe történő véletlen visszaesést. A felhajtható kapaszkodók, különböző anyagokból és hosszúságokban kapható, és az összecusukható és reteszelő mechanizmusoknak köszönhetően kisebb fürdőszobákban is használható

JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK:

A KING felhajtható kapaszkodók termékei az idősek, a kerekesszékesek és mindazok számára készültek, akiknek több segítségre van szükségük a fürdőszoba használata során. A felhasználónak elegendő képességgel és önállósággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy szilárdan meg tudja fogni az összecusukható rudat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ÉS JELZÉSEK:

- A felszerelési útmutatóban megadott maximális felhasználói súlyt nem szabad túllépni.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a kapaszkodó szilárdan rögzítve van a falhoz.
- Az összeszerelés során szigorúan tartsa be a Használati útmutatóban leírtakat.
- Ne alakítsa át semmilyen módon a felhajtható kapaszkodót.
- Ne használja a felhajtható kapaszkodót, ha az bármilyen módon sérült vagy át van alakítva.
- Ne érintse meg a felhajtható kapaszkodót zsíros kézzel. A csúszós felület csökkentheti a tapadást, és esést okozhat.
- Ne használja a felhajtható kapaszkodót a rendeltetésétől eltérő célra: nem szabad lépcső helyettesítésére használni.
- A felhajtható kapaszkodót nem szabad kültéren tárolni.
- Ne helyezze a fejét vagy a karját az U alakú csőbe; fennállhat a beszorulás veszélye.
- Ne helyezze kezét és ujjait az összecusukó mechanizmusok közelébe; a rudat mindig csak az U alakú cső megfogásával mozgassa.
- Mindig óvatosan mozgassa a kapaszkodót, amikor függőleges helyzetből vízszintesbe és fordítva fordítja el.

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:

A termék karbantartása tisztítási és fertőtlenítési eljárásokból áll. A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt el kell végeznie ezeket az eljárásokat. A felhasználónak meg kell győződnie a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről, és ellenőrizni kell a csavarok szorosságát. A tisztítási és fertőtlenítési eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Vegyen fel kesztyűt
2. A legpontosabb fertőtlenítés megkezdése előtt távolítsa el a nyilvánvaló szennyeződések.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy nem agresszív tisztítószert.
4. Száraz és tiszta ruhával törölje le.

ÚJRAFELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK:

A termék alkalmas más felhasználók általi újrafelhasználásra. Mielőtt mások újra felhasználnák, a terméket megfelelően meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. A termék másnak történő átadása előtt a terméket szakképzett kereskedőknek ellenőrizniük kell.

HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS:

Ne dobja a terméket a szokásos háztartási hulladékba. Előzetesen érdeklődjön a helyi hatóságnál a helyes és környezetbarát ártalmatlanítási módokról.

INCIDENSEK JELENTÉSE:

Ha a készülékkel kapcsolatban súlyos incidens történik, forduljon a termék gyártójához a következő címen info@kingbathrooms.com és az országában illetékes hatósághoz.

TERMÉKKÓD	LEÍRÁS	OLDAL
KING-FB60PC-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 60 cm/24in king porszórt acél fehér	44-45
KING-FB70PC-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 70 cm/28in king porszórt acél fehér	44-45
KING-FB80PC-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 80 cm/32in porszórt acél fehér	44-45
KING-FB60BPC-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 60 cm/24in king porszórt acél fekete	44-45
KING-FB70BPC-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 70 cm/28in king porszórt acél fekete	44-45
KING-FB80BPC-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 80 cm/32in porszórt acél fekete	44-45
KING-FB60IP-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 60 cm/24in polírozott rozsdamentes acél	44-45
KING-FB70IP-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 70 cm/28in polírozott rozsdamentes acél	44-45
KING-FB80IP-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 80 cm/32in polírozott rozsdamentes acél	44-45
KING-FB60IB-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 60 cm/24in csiszolt rozsdamentes acél	44-45
KING-FB70IB-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 70 cm/28in csiszolt rozsdamentes acél	44-45
KING-FB80IB-KN	King felhajtható fali kapaszkodó 80 cm/32in csiszolt rozsdamentes acél	44-45
KING-PHPC-KN	King wc-papír tartó king felhajtható fali kapaszkodóhoz porszórt acél fehér	46-47
KING-PHBPC-KN	King wc-papír tartó king felhajtható fali kapaszkodóhoz porszórt acél fekete	46-47
KING-PHIP-KN	King wc-papír tartó king felhajtható fali kapaszkodóhoz polírozott rozsdamentes acélból	46-47
KING-PHIB-KN	King wc-papír tartó king felhajtható fali kapaszkodóhoz csiszolt rozsdamentes acélból	46-47

IKON

LEÍRÁS



Olaszországban készült



Könnyen összeszerelhető



Max felhasználói súly



2 év garancia

KING BARE PLIABILE

ACOPERIT CU PULBERE, LUSTRUIT ȘI ȘLEFUIT

UTILIZAREA INTENȚIONATĂ:

Produsele din linia *Bare Pliabile KING* permit utilizatorului să își sporească independența și stabilitatea în timpul utilizării zilnice a băii sau a vasului de toaletă, mai exact. Acestea funcționează ca un mâner robust și sigur, de care utilizatorul se poate ține pentru a elibera o parte din greutatea corpului de pe picioare, reducând oboseala musculară datorată poziției în picioare, precum și riscurile de alunecare și rănire. După folosire, bara pliabilă poate fi pusă cu ușurință înapoi în poziție verticală și blocată cu ajutorul cârligului de siguranță, prevenind astfel căderile accidentale în poziție orizontală. Bara pliabilă este disponibilă în diferite materiale și lungimi și, datorită mecanismelor de pliere și de blocare, este potrivită și pentru băile compacte. Bara pliabilă poate fi prevăzută cu un suport pentru rola de hârtie igienică, menținând-o într-o poziție mai accesibilă și evitând mișcările de răsucire a coloanei vertebrale pentru a ajunge la ea.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Produsele *Bare Pliabile KING* se adresează persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu roțile și tuturor celor care au nevoie de sprijin suplimentar în timpul utilizării băii. Utilizatorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru a prinde ferm bara pliabilă, precum și o autonomie suficientă.

AVERTISMENTE ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

- Greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiunile de montare nu trebuie depășită.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că bara pliabilă este bine fixată de perete.
- În timpul asamblării, respectați cu strictețe indicațiile din manualul de utilizare.
- Nu modificați în niciun fel bara pliabilă.
- Nu utilizați bara pliabilă dacă este deteriorată sau modificată în vreun fel.
- Nu atingeți bara pliabilă cu mâinile unsuroase. O suprafață alunecoasă poate reduce aderența și poate provoca o cădere.
- Nu utilizați bara pliabilă în alt scop decât cel prevăzut: nu trebuie să fie folosită pentru a înlocui o scară.
- Bara pliabilă nu trebuie depozitată în aer liber.
- Nu vă puneți capul sau brațele în tubul în formă de U; poate apărea riscul de prindere.
- Nu vă apropiați mâinile și degetele de mecanismele de pliere; deplasați întotdeauna bara apucând numai de tubul în formă de U.
- Întotdeauna conduceți ușor bara atunci când o mutați din poziția verticală în cea orizontală și invers.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA:

Întreținerea produsului constă în proceduri de curățare și igienizare. Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale și trebuie verificată etanșeitatea șuruburilor. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați următorii pași:

1. Trebuie să se poarte mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a trece la dezinfecția riguroasă.
3. Utilizați apă sau detergent neagresiv pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.

CERINȚELE PENTRU REFOLOSIRE:

Produsul poate fi refolosit de alți utilizatori. Înainte de a fi refolosit de alte persoane, produsul trebuie spălat și dezinfectat corect. Înainte de transferul produsului către alte persoane, produsul trebuie verificat de către distribuitorii calificați.

PROCEDURA CORECTĂ DE ELIMINARE:

Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite. Adresați-vă în prealabil autorităților locale pentru a afla care este modalitatea corectă și ecologică de a le elimina.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

În cazul unui incident grav în care este implicat acest dispozitiv, contactați producătorul produsului la adresa de e-mail info@kingbathrooms.com și autoritatea responsabilă din țara dumneavoastră.

CODUL PRODUSULUI	DESCRIERE	PAGINĂ
KING-FB60PC-KN	Bară pliabilă 60 cm/24in oțel acoperit cu pulbere alb King	44-45
KING-FB70PC-KN	Bară pliabilă 70 cm/28in oțel acoperit cu pulbere alb King	44-45
KING-FB80PC-KN	Bară pliabilă 80 cm/32in oțel acoperit cu pulbere alb King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Bară pliabilă 60 cm/24in oțel acoperit cu pulbere negru King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Bară pliabilă 70 cm/28in oțel acoperit cu pulbere negru King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Bară pliabilă 80 cm/32in oțel acoperit cu pulbere negru King	44-45
KING-FB60IP-KN	Bară pliabilă 60 cm/24in din oțel inoxidabil lustruit King	44-45
KING-FB70IP-KN	Bară pliabilă 70 cm/28in oțel inoxidabil lustruit King	44-45
KING-FB80IP-KN	Bară pliabilă 80 cm/32in oțel inoxidabil lustruit King	44-45
KING-FB60IB-KN	Bară pliabilă 60 cm/24in din oțel inoxidabil șlefuit King	44-45
KING-FB70IB-KN	Bară pliabilă 70 cm/28in oțel inoxidabil șlefuit King	44-45
KING-FB80IB-KN	Bară pliabilă 80 cm/32in oțel inoxidabil șlefuit King	44-45
KING-PHPC-KN	Suport de hârtie igienică pentru bara pliabilă din oțel acoperit cu pulbere alb King	46-47
KING-PHBPC-KN	Suport de hârtie igienică pentru bara pliabilă din oțel acoperit cu pulbere negru King	46-47
KING-PHIP-KN	Suport de hârtie igienică pentru bara pliabilă din oțel inoxidabil lustruit King	46-47
KING-PHIB-KN	Suport de hârtie igienică pentru bara pliabilă din oțel inoxidabil șlefuit King	46-47

ICONA	DESCRIERE
	Fabricat in Italia
	Usor de asamblat
	Greutatea maximă a utilizatorului
	2 ani garanție

KING ВІДКИДНА СТІЙКА

З ПОРОШКОВИМ ПОКРИТТЯМ, ПОЛІРОВАНОЇ І МАТОВОЇ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

Вироби серії *Folding Bars KING* надають користувачеві незалежність і стабільність під час щоденного використання ванної кімнати, зокрема, під час користування унітазом. Це міцні і безпечні опори для рук, за які користувач може триматися, щоб зняти частину ваги тіла з ніг, зменшуючи втому м'язів у положенні стоячи, а також ризику ковзання і травмування. Після використання відкидну стійку можна легко повернути у вертикальне положення і зафіксувати запобіжним гачком, щоб запобігти випадковому переведенню в горизонтальне положення. Відкидна стійка випускається у різних матеріалах і різної довжини, а завдяки механізмам складання і фіксації вона також підходить для компактних ванних кімнат. Відкидна стійка може бути оснащена тримачем для туалетного паперу, що дозволяє тримати її в більш доступному положенні й уникати необхідності викривлення хребта, щоб дотягнутися до неї.

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ.

Вироби *Folding Bars KING* призначені для людей похилого віку, людей на інвалідних візках та тих, хто потребує додаткової підтримки під час користування ванною кімнатою. Користувач повинен мати достатню здатність міцно триматися за відкидну стійку, а також достатню автономність.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

- Забороняється використання, якщо вага користувача перевищує максимальну вагу, зазначену в інструкції з монтажу.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що відкидна стійка надійно закріплена на стіні.
- Під час збирання суворо дотримуйтесь вказівок, наведених у Посібнику користувача.
- Забороняється вносити у конструкцію відкидної стійки будь-які зміни.
- Забороняється використовувати відкидну стійку, якщо вона пошкоджена або змінена будь-яким чином.
- Забороняється торкатися відкидної стійки руками, якщо вони забруднені жиром. Слизька поверхня може зменшити зчеплення з виробом і призвести до падіння.
- Забороняється використовувати відкидну стійку не за призначенням, зокрема, замість сходів.
- Відкидну стійку не можна зберігати на відкритому повітрі.
- Забороняється класти голову або руки в U-подібну трубку, оскільки це загрожує защемленням.
- Забороняється тримати руки й пальці близько до механізмів складання; рухайте штангу, тримаючись лише за U-подібну трубку.
- Дотримуйтесь обережності під час відкидання стійки: коли переводите її з вертикального положення в горизонтальне і навпаки.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Технічне обслуговування виробу складається з процедур очищення й санітарної обробки. Для забезпечення безпечного використання й належного рівня гігієни, користувач повинен виконувати ці процедури перед кожним використанням. Користувач повинен переконаватися в структурній цілісності виробу і його компонентів, а також перевірити затягування гвинтів. Для очищення й санітарної обробки виконайте наведені нижче дії.

1. Вдягніть рукавички.
2. Перш ніж приступати до повної дезінфекції, видаліть видимі забруднення.
3. Для очищення використовуйте воду або неагресивний миючий засіб.
4. Протріть сухою і чистою ганчіркою.

ВИМОГИ ДО ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Виріб придатний для повторного використання іншими користувачами. Перед повторним використанням виріб необхідно належним чином очистити й продезінфікувати. Перед передачею виробу іншим особам, виріб повинен бути перевірений кваліфікованими дилерами.

ПРАВИЛЬНА ПРОЦЕДУРА УТИЛІЗАЦІЇ.

Забороняється викидати виріб разом зі звичайними побутовими відходами. Заздалегідь поцікавтеся у місцевому органі влади про правильний та екологічно безпечний спосіб утилізації.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ІНЦИДЕНТИ.

У разі серйозного інциденту, пов'язаного з цим виробом, зверніться до виробника за адресою info@kingbathrooms.com та до відповідального органу у вашій країні.

КОД ТОВАРУ	ОПИС	PAGE
KING-FB60PC-KN	Відкидна стійка King 60 см/24 дюйма сталь з порошковим покриттям білий	44-45
KING-FB70PC-KN	Відкидна стійка King 70 см/28 дюймів сталь з порошковим покриттям білий	44-45
KING-FB80PC-KN	Відкидна стійка King 80 см/32 дюйма сталь з порошковим покриттям білий	44-45
KING-FB60BPC-KN	Відкидна стійка King 60 см/24 дюйма сталь з порошковим покриттям чорний	44-45
KING-FB70BPC-KN	Відкидна стійка King 70 см/28 дюймів сталь з порошковим покриттям чорний	44-45
KING-FB80BPC-KN	Відкидна стійка King 80 см/32 дюйма сталь з порошковим покриттям чорний	44-45
KING-FB60IP-KN	Відкидна стійка King 60 см/24 дюйма з полірованої нержавіючої сталі	44-45
KING-FB70IP-KN	Відкидна стійка King 70 см/28 дюймів з полірованої нержавіючої сталі	44-45
KING-FB80IP-KN	Відкидна стійка King 80 см/32 дюйма з полірованої нержавіючої сталі	44-45
KING-FB60IB-KN	Відкидна стійка King 60 см/24 дюйма з матової нержавіючої сталі	44-45
KING-FB70IB-KN	Відкидна стійка King 70 см/28 дюймів з матової нержавіючої сталі	44-45
KING-FB80IB-KN	Відкидна стійка King 80 см/32 дюйма з матової нержавіючої сталі	44-45
KING-PHPC-KN	Тримач для туалетного паперу для відкидної стійки зі сталі King з порошковим покриттям білий	46-47
KING-PHBPC-KN	Тримач для туалетного паперу для відкидної стійки зі сталі King з порошковим покриттям чорний	46-47
KING-PHIP-KN	Тримач для туалетного паперу для відкидної стійки King з полірованої нержавіючої сталі	46-47
KING-PHIB-KN	Тримач для туалетного паперу для відкидної стійки King з шліфованої нержавіючої сталі	46-47

ІКОНА	ОПИС
	Зроблено в Італії
	Легко збирається
	Максимальна вага користувача
	2 роки гарантії

KING SKLADACIE TYČE

PRÁŠKOVANÁ, LEŠTENÁ A BRÚSENÁ

URČENÉ POUŽITIE:

Výrobky radu *Skladacie Tyče KING* umožňujú používateľovi zvýšiť nezávislosť a stabilitu pri každodennom používaní kúpeľne alebo konkrétne záchodovej misy. Fungujú ako robustná a bezpečná rukoväť, za ktorú sa používateľ môže držať, aby odľahčil časť telesnej hmotnosti nôh, čím sa znižuje svalová únava spôsobená stojacou polohou, ako aj riziko pošmyknutia a zranenia. Po použití možno skladaciu tyč ľahko vrátiť do vertikálnej polohy a zaistiť ju bezpečnostným háčikom, čím sa zabráni náhodnému pádu v horizontálnej polohe. Skladacia tyč je k dispozícii v rôznych materiáloch a dĺžkach a vďaka skladacím a uzamykacím mechanizmom je vhodná aj do kompaktných kúpeľní. Skladacia tyč môže byť vybavená držiakom na kotúče, ktorý ju udržiava v prístupnejšej polohe a zabraňuje krúteniu chrčtice pri jej dosahovaní.

INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE:

Výrobky Skladacích Tyčí KING sú určené starším ľuďom, osobám na invalidnom vozíku a všetkým, ktorí potrebujú ďalšiu podporu pri používaní kúpeľne. Od používateľa sa vyžaduje dostatočná schopnosť pevne uchopiť skladaciu tyč, ako aj dostatočná samostatnosť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY:

- Maximálna hmotnosť používateľa uvedená v návode na montáž nesmie byť prekročená.
- Pred každým použitím sa uistite, že skladacia tyč je pevne pripevnená k stene.
- Pri montáži prísne dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie.
- Skladaciu tyč nijako neupravujte.
- Nepoužívajte skladaciu tyč, ak je poškodená alebo akokoľvek upravená.
- Skladacej tyči sa nedotýkajte masťnými rukami. Klzký povrch môže znížiť príľnavosť a spôsobiť pád.
- Skladaciu tyč nepoužívajte na iný účel, než na aký je určená: nesmie sa používať namiesto schodov.
- Skladacia tyč sa nesmie skladovať vonku.
- Do trubice v tvare U nevkladajte hlavu ani ruky, môže vzniknúť riziko zachytenia.
- Nedávajte ruky a prsty do blízkosti skladacích mechanizmov; tyčou vždy pohybujte len uchopením rúrky v tvare písmena U.
- Pri presúvaní tyče z vertikálnej do horizontálnej polohy a naopak ju vždy jemne vedte.

INFORMÁCIE O ÚDRŽBE:

Údržba výrobku pozostáva z čistiacich a hygienických postupov. Aby sa zaručilo bezpečné používanie a primeraný hygienický štandard, používateľ by mal tieto postupy vykonať pred každým použitím. Používateľ sa musí presvedčiť o konštrukčnej celistvosti zariadenia a jeho komponentov a musí skontrolovať tesnosť skrutiek. Pri čistení a sanitácii postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Mali by ste mať na rukách rukavice.
2. Odstráňte zjavné nečistoty skôr, ako pristúpите k čo najpresnejšej dezinfekcii.
3. Na čistenie používajte vodu alebo neagresívny čistiaci prostriedok.
4. Utierať suchou a čistou handričkou.

POŽIADAVKY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE:

Výrobok je vhodný na opätovné použitie inými používateľmi. Pred opätovným použitím inými osobami musí byť výrobok správne vyčistený a dezinfikovaný. Pred odovzdaním výrobku iným osobám musí byť výrobok skontrolovaný kvalifikovanými predajcami.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDÁCIE:

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vopred sa informujte na miestnom úrade o správnom a ekologickom spôsobe likvidácie.

NAHLASOVANIE INCIDENTOV:

Ak dôjde k závažnej udalosti týkajúcej sa tohto zariadenia, kontaktujte výrobcu tohto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a príslušný orgán vo vašej krajine.

KÓD POLOŽKY	POPIS	PAGE
KING-FB60PC-KN	Skladacia tyč 60 cm/24 palcov práškovaná ocel' biela King	44-45
KING-FB70PC-KN	Skladacia tyč 70 cm/28 palcov práškovaná ocel' biela King	44-45
KING-FB80PC-KN	Skladacia tyč 80 cm/32 palcov práškovaná ocel' biela King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Skladacia tyč 60 cm/24 palcov práškovaná ocel' čierna King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Skladacia tyč 70 cm/28 palcov práškovaná ocel' čierna King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Skladacia tyč 80 cm/32 palcov práškovaná ocel' čierna King	44-45
KING-FB60IP-KN	Skladacia tyč 60 cm/24 palcov leštená nerezová ocel' King	44-45
KING-FB70IP-KN	Skladacia tyč 70 cm/28 palcov leštená nerezová ocel' King	44-45
KING-FB80IP-KN	Skladacia tyč 80 cm/32 palcov leštená nerezová ocel' King	44-45
KING-FB60IB-KN	Skladacia tyč 60 cm/24 palcov brúsená nerezová ocel' King	44-45
KING-FB70IB-KN	Skladacia tyč 70 cm/28 palcov brúsená nerezová ocel' King	44-45
KING-FB80IB-KN	Skladacia tyč 80 cm/32 palcov brúsená nerezová ocel' King	44-45
KING-PHPC-KN	Držiak toaletného papiera na skladáciu tyč práškovaná ocel' biely King	46-47
KING-PHBPC-KN	Držiak toaletného papiera na skladáciu tyč práškovaná ocel' čierny King	46-47
KING-PHIP-KN	Držiak toaletného papiera na skladáciu tyč leštená nerezová ocel' King	46-47
KING-PHIB-KN	Držiak toaletného papiera na skladáciu tyč brúsená nerezová ocel' King	46-47

IKONA	POPIS
	Vyrobené v Taliansku
	Jednoduchá montáž
	Maximálna hmotnosť užívateľa
	2 roky záruka

KING SKLÁDACÍCH TYČÍ

PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ, LEŠTĚNÁ A BROUŠENÁ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Výrobky řady *Skládacích tyčí KING* umožňují uživateli zvýšit nezávislost a stabilitu při každodenním používání koupelny, konkrétně záchodové mísy. Fungují jako robustní a bezpečná rukojeť, za kterou se uživatel může přidržet a odlehčit tak část tělesné váhy nohou, čímž se snižuje svalová únava způsobená stáním i riziko uklouznutí a zranění. Po použití lze skládací tyč snadno vrátit do svislé polohy a zajistit ji bezpečnostním háčkem, který zabraňuje náhodnému pádu ve vodorovné poloze. Skládací tyč je k dispozici v různých materiálech a délkách a díky skládacímu a zajišťovacímu mechanismu je vhodná i do kompaktních koupelen. Skládací tyč může být opatřena držákem na role, a udržovat ji tak v přístupnější poloze a bez nutnosti otáčení páteře, abyste na ni dosáhli.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:

Výrobky skládacích tyčí KING jsou určeny starším lidem, vozíčkářům a všem, kteří potřebují další podpěru při používání koupelny. Uživatel musí být schopen pevně skládací tyč a musí být dostatečně samostatný.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY:

- Maximální hmotnost uživatele uvedená v návodu k montáži nesmí být překročena.
- Před každým použitím se ujistěte, že je skládací tyč pevně připevněna ke stěně.
- Při montáži striktně dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
- Skládací tyč nijak neupravujte.
- Nepoužívejte skládací tyč, pokud je poškozená nebo jakkoli upravená.
- Nedotýkejte se skládací tyče mastnými rukama. Kluzký povrch může snížit přilnavost a způsobit pád.
- Nepoužívejte skládací tyč k jinému než určenému účelu: nesmí být použita jako madlo schodů.
- Skládací tyč nesmí být skladována venku.
- Do trubice ve tvaru písmene U nevkládejte hlavu ani ruce, hrozí nebezpečí zaklínění.
- Nedávejte ruce a prsty do blízkosti skládacích mechanismů; tyčí vždy pohybujte pouze uchopením trubice ve tvaru písmene U.
- Při přesouvání tyče ze svislé do vodorovné polohy a naopak ji vždy ved'te opatrně.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:

Údržba výrobku spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel před každým použitím provést tyto kroky. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí zkontrolovat těsnost šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících pokynů:

1. Používejte rukavice.
2. Před zahájením co nejdůkladnější dezinfekce odstraňte viditelné nečistoty.
3. K čištění používejte vodu nebo neagresivní čisticí prostředky.
4. Otřete je suchým a čistým hadříkem.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:

Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před dalším použitím musí být výrobek řádně vyčištěn a vydezinfikován. Před předáním výrobku jiným osobám musí být výrobek zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:

Výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Informujte se předem na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.

HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Dojde-li u tohoto zařízení k závažnému incidentu, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a příslušný úřad ve vaší zemi.

KÓD POLOŽKY	POPIS	STRANA
KING-FB60PC-KN	Skládací tyč 60 cm/24 palců práškově lakovaná ocel bílá King	44-45
KING-FB70PC-KN	Skládací tyč 70 cm/28 palců práškově lakovaná ocel bílá King	44-45
KING-FB80PC-KN	Skládací tyč 80 cm/32in práškově lakovaná ocel bílá King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Skládací tyč 60 cm/24 palců práškově lakovaná ocel černá King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Skládací tyč 70 cm/28 palců práškově lakovaná ocel černá King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Skládací tyč 80 cm/32in práškově lakovaná ocel černá King	44-45
KING-FB60IP-KN	Skládací tyč 60 cm/24 palců leštěná nerezová ocel King	44-45
KING-FB70IP-KN	Skládací tyč 70 cm/28 palců leštěná nerezová ocel King	44-45
KING-FB80IP-KN	Skládací tyč 80 cm/32in leštěná nerezová ocel King	44-45
KING-FB60IB-KN	Skládací tyč 60 cm/24 palců broušená nerezová ocel King	44-45
KING-FB70IB-KN	Skládací tyč 70 cm/28 palců broušená nerezová ocel King	44-45
KING-FB80IB-KN	Skládací tyč 80 cm/32in broušená nerezová ocel King	44-45
KING-PHPC-KN	Držák toaletního papíru pro skládací tyč práškově lakovaná ocel bílá King	46-47
KING-PHBPC-KN	Držák toaletního papíru pro skládací tyč práškově lakovaná ocel černá King	46-47
KING-PHIP-KN	Držák toaletního papíru pro skládací tyč leštěná nerezová ocel King	46-47
KING-PHIB-KN	Držák toaletního papíru pro skládací tyč broušená nerezová ocel King	46-47

IKONY	POPIS
	Vyrobeno v Itálii
	Snadná montáž
	Maximální hmotnost uživatele
	2 roky záruka

KING DRAŻEK SKŁADANY

MALOWANA PROSZKOWO, POLEROWANA I SZCZOTKOWANA

PRZEZNACZENIE:

Produkty z linii *Folding Bars KING* pozwalają użytkownikowi zwiększyć niezależność i stabilność podczas codziennego korzystania z łazienki, a dokładniej z muszli klozetowej. Stanowią one solidny i bezpieczny uchwyt, którego użytkownik może się przytrzymać, aby odciążyć część ciała od nóg, zmniejszając zmęczenie mięśni spowodowane pozycją stojącą, a także ryzyko poślizgnięcia się i obrażeń. Po użyciu składany drążek można łatwo ustawić z powrotem w pozycji pionowej i zablokować za pomocą haka zabezpieczającego, zapobiegając przypadkowym upadkom w pozycji poziomej. Składany drążek jest dostępny w różnych materiałach i długościach, a dzięki mechanizmom składania i blokowania nadaje się również do kompaktowych łazienek. Składany drążek można wyposażyć w uchwyt na rolkę, utrzymujący go w bardziej dostępnej pozycji i pozwalający uniknąć skręcania kręgosłupa w celu osiągnięcia go.

WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA:

Produkty *Folding Bars KING* skierowane są do osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wszystkich tych, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia podczas korzystania z łazienki. Od użytkownika wymagana jest wystarczająca zdolność do stabilnego trzymania składanego drążka, a także wystarczająca autonomia.

OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie wolno przekraczać maksymalnej wagi użytkownika wskazanej w instrukcji montażu.
- Przed każdym użyciem należy upewnić się, że składany drążek jest dobrze przymocowany do ściany.
- Podczas montażu należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować składanego drążka.
- Nie używaj składanego drążka, jeśli jest uszkodzony lub zmodyfikowany w jakikolwiek sposób.
- Nie dotykaj składanej listwy tłustymi rękami. Śliska powierzchnia może zmniejszyć przyczepność i spowodować upadek.
- Nie wolno używać składanego drążka do celów innych niż zamierzone: nie wolno go używać do zastępowania schodów.
- Składany drążek nie może być przechowywany na zewnątrz.
- Nie wkładaj głowy ani ramion do rurki w kształcie litery U; może wystąpić ryzyko uwięzienia.
- Nie należy zbliżać rąk ani palców do mechanizmów składania; drążek należy zawsze przesuwając, chwytając wyłącznie za rurkę w kształcie litery U.
- Podczas przesuwania drążka z pozycji pionowej do poziomej i odwrotnie należy zawsze prowadzić go delikatnie.

INFORMACJE O KONSERWACJI:

Konserwacja produktu obejmuje procedury czyszczenia i dezynfekcji. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie i odpowiedni standard higieny, użytkownik powinien wykonać te procedury przed każdym użyciem. Użytkownik musi upewnić się co do integralności strukturalnej urządzenia i jego komponentów, a także sprawdzić dokręcenie śrub. W celu przeprowadzenia procedur czyszczenia i dezynfekcji należy wykonać poniższe czynności:

1. Należy nosić rękawice.
2. Przed przystąpieniem do najdokładniejszej dezynfekcji należy usunąć widoczne zabrudzenia.
3. Do czyszczenia należy używać wody lub nieagresywnego detergentu.
4. Przetrzeć suchą i czystą szmatką.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO UŻYCIA:

Produkt nadaje się do ponownego użycia przez innych użytkowników. Przed ponownym użyciem przez inne osoby produkt musi zostać prawidłowo wyczyszczony i zdezynfekowany. Przed przekazaniem produktu innym osobom produkt musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanych sprzedawców.

PRAWIDŁOWA PROCEDURA UTYLIZACJI:

Nie wyrzucać produktu do zwykłych odpadów domowych. Należy wcześniej zapytać lokalne władze o prawidłowy i przyjazny dla środowiska sposób utylizacji.

ZGŁASZANIE INCYDENTÓW:

W przypadku poważnego incydentu związanego z użytkowaniem tego produktu należy skontaktować się z producentem tego produktu pod adresem info@kingbathrooms.com oraz odpowiedzialnym organem w danym kraju.

KOD PRODUKTU	OPIS	STRONA
KING-FB60PC-KN	Drążek składany 60 cm/24 cale stal malowana proszkowo biała King	44-45
KING-FB70PC-KN	Drążek składany 70 cm/28 cali stal malowana proszkowo biały King	44-45
KING-FB80PC-KN	Drążek składany 80 cm/32 cale stal malowana proszkowo biały King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Drążek składany 60 cm/24 cale stal malowana proszkowo czarna King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Drążek składany 70 cm/28 cali stal malowana proszkowo czarny King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Drążek składany 80 cm/32 cale stal malowana proszkowo czarny King	44-45
KING-FB60IP-KN	Drążek składany 60 cm/24 cale stal nierdzewna polerowana King	44-45
KING-FB70IP-KN	Drążek składany 70 cm/28 cali stal nierdzewna polerowana King	44-45
KING-FB80IP-KN	Drążek składany 80 cm/32 cale stal nierdzewna polerowana King	44-45
KING-FB60IB-KN	Drążek składany 60 cm/24 cale stal nierdzewna szczotkowana King	44-45
KING-FB70IB-KN	Drążek składany 70 cm/28 cali stal nierdzewna szczotkowana King	44-45
KING-FB80IB-KN	Drążek składany 80 cm/32 cale stal nierdzewna szczotkowana King	44-45
KING-PHPC-KN	Uchwyt na papier toaletowy do składanego drążka stal malowana proszkowo biała King	46-47
KING-PHBPC-KN	Uchwyt na papier toaletowy do składanego drążka stal malowana proszkowo czarna King	46-47
KING-PHIP-KN	Uchwyt na papier toaletowy do składanego drążka stal nierdzewna polerowana King	46-47
KING-PHIB-KN	Uchwyt na papier toaletowy do składanego drążka stal nierdzewna szczotkowana King	46-47

IKONA

OPIS



Wyprodukowane we Włoszech



Łatwy w montażu



Maksymalna waga użytkownika



2 lata gwarancji

KING SULANKSTOMŲJŲ TURĖKLŲ

MILTELINIU BŪDU DENGTA, POLIRUOTO IR BRAUKYTO

NAUDOJIMO PASKIRTIS:

„KING“ linijos *sulankstomųjų turėklų* gaminiai suteikia naudotojui daugiau savarankiškumo ir stabilumo kasdien naudojantis vonios kambariu ar tualetu. Jie veikia kaip tvirta ir saugi rankena, už kurios naudotojas gali laikytis, kad nuo kojų nuimtų dalį kūno svorio, taip sumažindamas raumenų nuovargį dėl stovimos padėties, mažina paslydimo ir susižalojimo riziką. Po naudojimo sulankstomą turėklą galima lengvai grąžinti į vertikalią padėtį ir užfiksuoti apsauginiu kabliu, kad būtų išvengta atsitiktinio kritimo horizontalioje padėtyje. Sulankstomas laikiklis gali būti įvairių medžiagų ir ilgių, o dėl sulankstymo ir fiksavimo mechanizmų jis tinka ir kompaktiškiems vonios kambariams. Sulankstomoji juosta gali būti su ritinio laikikliu, kad ji būtų lengviau pasiekama ir nereikėtų sukti stuburo, norint ją pasiekti.

INDIKACIJOS IR KONTRAINDIKACIJOS:

„KING“ sulankstomųjų turėklų gaminiai skirti pagyvenusiems žmonėms, neįgaliųjų vežimėliais judantiems žmonėms ir visiems, kuriems reikia papildomos pagalbos naudojantis vonios kambariu. Naudotojas turi būti pakankamai pajėgus tvirtai suimti sulankstomą turėklą ir pakankamai savarankiškas.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR NURODYMAI:

- Negalima viršyti montavimo instrukcijose nurodyto didžiausio naudotojo svorio.
- Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad sulankstomas turėklas tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Montuodami griežtai laikykitės naudotojo vadove pateiktų nurodymų.
- Jokiais būdais nekeiskite sulankstomo turėklo.
- Nenaudokite sulankstomo turėklo, jei ji yra pažeista arba kaip nors pakeista.
- Nelieskite sulankstomo turėklo riebaluotomis rankomis. Slidus paviršius gali sumažinti sukibimą ir sukelti kritimą.
- Nenaudokite sulankstomo turėklo ne pagal paskirtį: jo negalima naudoti vietoj laiptų.
- Sulankstomo turėklo negalima laikyti lauke.
- Nedėkite galvos ar rankų į U formos vamzdelį; gali kilti pavojus įstrigti.
- Nelieskite rankų ir pirštų prie sulankstymo mechanizmų; visada turėklą judinkite tik paėmę už U formos vamzdžio.
- Perkeldami turėklą iš vertikalios padėties į horizontalią ir atvirkščiai, visada švelniai judinkite turėklą.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA:

Produkto priežiūrą sudaro valymo ir sanitarijos procedūros. Kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir tinkamas higienos standartas, naudotojas turėtų atlikti šias procedūras prieš kiekvieną naudojimą. Naudotojas turi įsitikinti prietaiso ir jo sudedamųjų dalių konstrukcijos vientisumu ir patikrinti varžtų priveržimą. Valymo ir sanitarinio valymo procedūros atliekamos taip, kaip nurodyta toliau:

1. Reikėtų mūvėti pirštines.
2. Prieš atlikdami dezinfekciją, pašalinkite akivaizdžius nešvarumus.
3. Valymui naudokite vandenį arba neagresyvų ploviklį.
4. Nuvalykite sausa ir švaria šluoste.

PAKARTOTINIO NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

Produktą galima pakartotinai naudoti kitiems naudotojams. Prieš pakartotinai panaudojant kitiems asmenims, gaminį reikia tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti. Prieš perduodant gaminį kitiems asmenims, gaminį turi patikrinti kvalifikuoti pardavėjai.

TEISINGA ŠALINIMO PROCEDŪRA:

Neišmeskite gaminio į įprastas buitines atliekas. Iš anksto pasiteiraukite vietos valdžios institucijos, kaip teisingai ir ekologiškai jį išmesti.

Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus

Jei įvyko rimtas incidentas, susijęs su šiuo prietaisu, kreipkitės į šio gaminio gamintoją adresu info@kingbathrooms.com ir su savo šalies atsakinga atstovą.

PREKĖS KODAS	APIBŪDINIMAS	PUSLAPIS
KING-FB60PC-KN	Sulankstomas turėklas 60 cm/24 colių milteliniu būdu dengtas plienas baltas King	44-45
KING-FB70PC-KN	Sulankstomas turėklas 70 cm/28 colių milteliniu būdu dengtas plienas baltas King	44-45
KING-FB80PC-KN	Sulankstomas turėklas 80 cm/32 colių milteliniu būdu dengtas plienas baltas King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Sulankstomas turėklas 60 cm/24 colių milteliniu būdu dengtas plienas juodas King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Sulankstomas turėklas 70 cm/28 colių milteliniu būdu dengtas plienas juodas King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Sulankstomas turėklas 80 cm/32 colių milteliniu būdu dengtas plienas juodas King	44-45
KING-FB60IP-KN	Sulankstomas turėklas 60 cm/24 colių poliruoto nerūdijančio plieno King	44-45
KING-FB70IP-KN	Sulankstomas turėklas 70 cm/28 colių poliruoto nerūdijančio plieno King	44-45
KING-FB80IP-KN	Sulankstomas turėklas 80 cm/32 colių poliruoto nerūdijančio plieno King	44-45
KING-FB60IB-KN	Sulankstomas turėklas 60 cm/24 colių braukyto nerūdijančio plieno King	44-45
KING-FB70IB-KN	Sulankstomas turėklas 70 cm/28 colių braukyto nerūdijančio plieno King	44-45
KING-FB80IB-KN	Sulankstomas turėklas 80 cm/32 colių braukyto nerūdijančio plieno King	44-45
KING-PHPC-KN	Tualetinio popieriaus laikiklis sulankstomam barui plieninis milteliais dengtas laikiklis baltas King	46-47
KING-PHBPC-KN	Tualetinio popieriaus laikiklis sulankstomam barui plieninis milteliais dengtas laikiklis juodas King	46-47
KING-PHIP-KN	Tualetinio popieriaus laikiklis sulankstomam barui iš poliruoto nerūdijančio plieno King	46-47
KING-PHIB-KN	Tualetinio popieriaus laikiklis sulankstomam barui iš šlifuoto nerūdijančio plieno King	46-47

PIKTOGRAMA
APIBŪDINIMAS


Pagaminta Italijoje



Lengva surinkti



Maksimalus vartotojo svoris



2 metų garantija

KING KOKKUPANDAVAD KÄETOED

PULBERVÄRVITUD TERAHEST, POLEERITUD JA HARJATUD

ETTENÄHTUD KASUTUSVIIS:

KING sarja kokkupandavad käetoed võimaldavad kasutajal suurendada iseseisvust ja stabiilsust igapäevase vannitoa või täpsemalt tualettpoti kasutamise ajal. Need toimivad tugeva ja turvalise käepidemena, millest kasutaja saab kinni hoida, et osa keharaskusest jälgadelt maha võtta, vähendades nii seismisest tingitud lihaskasutust kui ka libastumis- ja vigastusohu. Pärast kasutamist saab kokkupandava käetoet hõlpsasti tagasi vertikaalsesse asendisse lükata ja selle turvakonksu abil lukustada, vältides juhuslikku vajumist horisontaalsesse asendisse. Kokkupandav käetugi on saadaval erinevates materjalides ja pikkustes ning tänu kokkuklapitavale omadusele ja lukustusmehhanismile sobib see ka kompaktsetesse vannitubadesse. Kokkupandav käetugi võib olla varustatud tualettpaberi hoidikuga, mis hoiab seda kättesaadavamas asendis, mis väldib selgroo väändumist, et selleni jõuda.

NÄIDUSTUSED JA VASTUNÄIDUSTUSED:

KING sarja kokkupandavad käetoed on suunatud eakatele inimestele, ratastooli kasutajatele ja kõigile neile, kes vajavad vannitoa kasutamise ajal täiendavat tuge. Kasutaja peaks omama piisavat iseseisvust ja võimekust, et ta saaks kokkupandavast käetoest kindlalt kinni haarata.

OHUTUSHOIATUS JA MÄRKUSED:

- Paigaldusjuhendis märgitud maksimaalset kehamassi ei tohi ületada.
- Enne iga kasutamist veenduge, et kokkupandav käetugi on kindlalt seinale kinnitatud.
- Kokkupanekul järgige rangelt kasutusjuhendis näidatut.
- Ärge muutke kokkupandavat käetuge mitte mingil viisil.
- Ärge kasutage kokkupandavat käetuge, kui see on mingil viisil kahjustatud või muudetud.
- Ärge puudutage kokkupandavat käetuge rasvaste kätega. Libedal pinnal võib haardumine väheneda ja see võib omakorda põhjustada kukkumise.
- Ärge kasutage kokkupandavat käetuge muuks otstarbeks kui ette nähtud: seda ei tohi kasutada astmete asendamiseks.
- Kokkupandavat käetuge ei tohi hoida välitingimustes.
- Ärge asetage oma pead või käsi U-kujulisse torusse; võib tekkida mõningane kinnijäämise oht.
- Ärge asetage oma käsi ja sõrmi klappmehhanismide lähedale; liigutage käetuge alati ainult U-kujulisest torust kinni haarates.
- Käsitlege käetuge alati ettevaatlikult, kui liigutate seda vertikaalsest asendist horisontaalsesse asendisse ja vastupidi.

HOOLDUSINFO:

Toote hooldus koosneb puhastus- ja sanitaarprotseduuridest. Ohutu kasutamise ja piisava hügieenistandardi tagamiseks peaks kasutaja neid protseduure läbi viima enne iga kasutuskorda. Kasutaja peab veenduma seadme ja selle komponentide konstruktsiooni terviklikuses ning kontrollima, et kruvid oleks tihedasti kinni. Puhastus- ja sanitaarprotseduuride puhul järgige alljärgnevat samm:

1. Kandke kindaid.
2. Enne desinfitseerimise jätkamist eemaldage kõigepealt ilmne mustus.
3. Kasutage puhastamiseks vett või mitteagressiivset puhastusvahendit.
4. Pühkige kuiva ja puhta lapiga.

KORDUVKASUTUSE NÕUDED:

Toode sobib korduvkasutamiseks teistele kasutajatele. Enne taaskasutamist tuleb toode nõuetekohaselt puhastada ja desinfitseerida. Enne toote üleandmist teistele peab toode olema kontrollitud kvalifitseeritud edasimüüjate poolt.

ÕIGE JÄÄTMEKÄITLUS:

Ärge visake toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Küsige oma kohalikult omavalitsuselt, kuidas see õigesti ja keskkonnasõbralikult kõrvaldada.

VAHEJUHTUMITEST TEATAMINE:

Kui selle seadmega on toimunud tõsine vahejuhtum, võtke ühendust toote tootjaga aadressil info@kingbathrooms.com ja oma riigi vastutava asutusega.

ESEME KOOD	KIRJELDUS	LEHT
KING-FB60PC-KN	Kokkupandav käetugi 60 cm/24in pulbervärvitud terasest valge King	44-45
KING-FB70PC-KN	Kokkupandav käetugi 70 cm/28in pulbervärvitud terasest valge King	44-45
KING-FB80PC-KN	Kokkupandav käetugi 80 cm / 32in pulbervärvitud terasest valge King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Kokkupandav käetugi 60 cm/24in pulbervärvitud terasest must King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Kokkupandav käetugi 70 cm/28in pulbervärvitud terasest must King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Kokkupandav käetugi 80 cm / 32in pulbervärvitud terasest must King	44-45
KING-FB60IP-KN	Kokkupandav käetugi 60 cm/24in poleeritud roostevabast terasest King	44-45
KING-FB70IP-KN	Kokkupandav käetugi 70 cm/28in poleeritud roostevabast terasest King	44-45
KING-FB80IP-KN	Kokkupandav käetugi 80 cm / 32in poleeritud roostevabast terasest King	44-45
KING-FB60IB-KN	Kokkupandav käetugi 60 cm/24in harjatud roostevabast terasest King	44-45
KING-FB70IB-KN	Kokkupandav käetugi 70 cm/28in harjatud roostevabast terasest King	44-45
KING-FB80IB-KN	Kokkupandav käetugi 80 cm / 32in harjatud roostevabast terasest King	44-45
KING-PHPC-KN	Wc-paberi hoidja kokkupandavale käetoole pulbervärvitud terasest valge King	46-47
KING-PHBPC-KN	Wc-paberi hoidja kokkupandavale käetoole pulbervärvitud terasest must King	46-47
KING-PHIP-KN	Wc-paberihoidja kokkupandavale käetoole poleeritud roostevabast terasest King	46-47
KING-PHIB-KN	Wc-paberihoidja kokkupandavale käetoole harjatud roostevabast terasest King	46-47

IKON	KIRJELDUS
	Tehtud Itaalias
	Lihtne kokku panna
	Maksimaalne kasutaja kaal
	Garantii 2 aastat

KING SALOKĀMO STIENU

PULVERKRĀSAS PĀRKLĀJUMU, PULĒTA UN MATĒTA

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS:

*KING Salokāmo stien*u līnijas produkti ļauj lietotājam palielināt neatkarību un stabilitāti ikdienas vannas istabas vai, konkrētāk, tualetes poda lietošanā. Tie kalpo kā izturīgs un drošs tureklis, pie kura lietotājs var pieķerties, lai atslogotu daļu ķermeņa svara no kājām, samazinot muskuļu nogurumu, ko rada stāvus pozīcija, kā arī risku pāslidēt un savainoties. Pēc lietošanas salokāmo stieni var viegli novietot atpakaļ vertikālā stāvoklī un nofiksēt ar drošības āķi, novēršot nejaušu nokrišanu horizontālā stāvoklī. Salokāmais stienis ir pieejams no dažādiem materiāliem un dažādā garumā, un, pateicoties salokāmajiem un fiksācijas mehānismiem, tas ir piemērots arī kompaktām vannasistabām. Salokāmo stieni var aprīkot ar rullīša turētāju, kas ļauj to turēt vieglāk pieejamā vietā un izvairīties no mugurkaula kustību traucējumiem, lai to sasniegtu.

INDIKĀCIJAS UN KONTRINDIKĀCIJAS:

KING saliekamo stien

u produkti ir paredzēti vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ratiņkrēslos un visiem tiem, kam nepieciešams papildu atbalsts vannas istabas lietošanas laikā. Lietotājam jāspēj pietiekami stingri satvert saliekamo stieni, kā arī jābūt jāspēj būt neatkarīgam.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMS UN NORĀDES:

- Nepārsniegt uzstādīšanas instrukcijā norādīto maksimālo lietotāja svaru.
- Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka salokāmais stienis ir stingri piestiprināts pie sienas.
- Montāžas laikā stingri pieturieties pie tā, kas ir norādīts Lietošanas Pamācībā.
- Nekādi nemodificējiet salokāmo stieni.
- Nelietojiet salokāmo stieni, ja tas ir bojāts vai kaut kādā veidā pārveidots.
- Nepieskarieties salokāmajam stienim ar taukainām rokām. Slidena virsma var samazināt sākeri un radīt kritienu.
- Neizmantojiet salokāmo stieni citā nolūkā, nevis tam paredzētajā: to nedrīkst izmantot kāpnu vietā.
- Salokāmo stieni nedrīkst uzglabāt ārpus telpām.
- Nelieciet galvu vai rokas U-veida caurulē; tās var iesprūst.
- Nelieciet rokas un pirkstus tuvu lokāmajiem mehānismiem; vienmēr pārvietojiet stieni, satverot tikai U veida cauruli.
- Pārvietojot stieni no vertikālas pozīcijas uz horizontālu un otrādi, esiet uzmanīgi ar stieņa vadību.

INFORMĀCIJA PAR APKOPI:

Izstrādājuma apkope sastāv no tīrīšanas un sanitārajām procedūrām. Lai garantētu drošu lietošanu un atbilstošus higiēnas standartus, lietotājam šīs procedūras jāveic pirms katras lietošanas reizes. Lietotājam jāpārliecinās par ierīces un tās sastāvdaļu konstrukcijas integritāti, kā arī jāpārbauda skrūvju pievilkuma ciešums. Lai veiktu tīrīšanas un sanitārās procedūras, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Lietojiet cimdus.
2. Notīriet redzamos netīrumus pirms sīkākas dezinfekcijas veikšanas.
3. Tīrīšanas procedūrai izmantojiet ūdeni vai saudzējošu mazgāšanas līdzekli.
4. Noslaukiet ar sausu un tīru drānu.

PRASĪBAS ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI:

Izstrādājums ir piemērots tam, lai to atkārtoti izmantotu citi lietotāji. Pirms izstrādājumu atkārtoti izmanto citi, tas ir pareizi jānotīra un jādezinficē. Pirms produkta nodošanas citiem, produkts jāpārbauda kvalificētiem izplatītājiem.

PAREIZA NODOŠANAS ATKRITUMOS PROCEDŪRA:

Neizmetiet produktu parastajos sadzīves atkritumos. Pirms izmešanas, noskaidrojiet vietējās pašvaldības iestādēs, kā atbrīvoties no tā pareizā un videi draudzīgā veidā.

ZIŅOŠANA PAR NEGADĪJUMIEM:

Ja noticis nopietns, ar šo ierīci saistīts negadījums, sazinieties ar šī produkta ražotāju pa tālruni info@kingbathrooms.com un atbildīgo iestādi savā valstī.

LIETAS KODS	APRAKSTS	LAPPUSE
KING-FB60PC-KN	King saliekamais stienis 60 cm/24 collas no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu balts	44-45
KING-FB70PC-KN	King saliekamais stienis 70 cm/28 collas no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu balts	44-45
KING-FB80PC-KN	King saliekamais stienis 80 cm/32 collas no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu balts	44-45
KING-FB60BPC-KN	King saliekamais stienis 60 cm/24 collas no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu melns	44-45
KING-FB70BPC-KN	King saliekamais stienis 70 cm/28 collas no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu melns	44-45
KING-FB80BPC-KN	King saliekamais stienis 80 cm/32 collas no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu melns	44-45
KING-FB60IP-KN	King saliekamais stienis 60 cm/24 collas no pulēta nerūsējošā tērauda	44-45
KING-FB70IP-KN	King saliekamais stienis 70 cm/28 collas no pulēta nerūsējošā tērauda	44-45
KING-FB80IP-KN	King saliekamais stienis 80 cm/32 collas no pulēta nerūsējošā tērauda	44-45
KING-FB60IB-KN	King saliekamais stienis 60 cm/24 collas no matēta nerūsējošā tērauda	44-45
KING-FB70IB-KN	King saliekamais stienis 70 cm/28 collas no matēta nerūsējošā tērauda	44-45
KING-FB80IB-KN	King saliekamais stienis 80 cm/32 collas no matēta nerūsējošā tērauda	44-45
KING-PHPC-KN	King tualetes papīra turētājs salokāmajam stienim no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu balts	46-47
KING-PHBPC-KN	King tualetes papīra turētājs salokāmajam stienim no tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu melns	46-47
KING-PHIP-KN	King tualetes papīra turētājs saliekamajam stienim no pulēta nerūsējošā tērauda	46-47
KING-PHIB-KN	King tualetes papīra turētājs saliekamajam stienim no matēta nerūsējošā tērauda	46-47

IKONA	APRAKSTS
	Ražots Itālijā
	Viegli montējams
	Maksimālais lietotāja svars
	2 gadu garantija

KING TAITTOTUKI

JAUHEMAALATTU, KIILLOTETTU JA HARJATTU

KÄYTTÖTARKOITUS:

Taittotuki KING -malliston tuotteet lisäävät käyttäjän itsenäisyyttä ja vakautta kylpyhuoneen tai erityisesti WC-altaan päivittäisessä käytössä. Toimivat tukevana ja turvallisena kahvana, josta käyttäjä voi pitää kiinni keventääkseen jalkoihin kohdistuvaa kuormitusta sekä vähentääkseen seisoma-asennosta johtuvaa lihasväsymystä ja liukastumis- ja loukkaantumisvaaraa. Käytön jälkeen taittotuki voidaan helposti asettaa takaisin pystyasentoon ja lukita turvakoukulla, mikä estää vahingossa putoamisen vaaka-asentoon. Taittotuki on saatavilla eri materiaaleissa ja pituuksina, ja taitto- ja lukitusmekanismien ansiosta se sopii myös pieniin kylpyhuoneisiin. Taittotuki voidaan varustaa wc-paperitelineellä, jolloin rulla on helpommin käden ulottuvilla ja välttämään selkärangan kiertämiseltä sen tavoittamiseksi.

KÄYTTÖAIHEET JA VASTA-AIHEET:

Taittotuki KING -tuotteet on suunnattu vanhuksille, pyörätuolia käyttäville ja kaikille heille, jotka tarvitsevat lisätukea käydessään kylpyhuoneessa. Käyttäjältä edellytetään kykyä pitää tukevasti kiinni taittotuesta sekä riittävää itsenäisyyttä.

TURVALLISUUSVAROITUS JA -MERKINNÄT:

- Asennusohjeissa ilmoitettua käyttäjän enimmäispainoa ei saa ylittää.
- Varmista ennen jokaista käyttöä, että taittotuki on kiinnitetty tukevasti seinään.
- Noudata asennuksen aikana tarkasti käyttöohjeessa esitettyjä ohjeita.
- Älä muuta taittotukea millään tavalla.
- Älä käytä taittotukea, jos se on vahingoittunut tai sitä on muutettu millään tavalla.
- Älä koske taittotukeen rasvaisilla käsillä. Liukas pinta voi heikentää pitoa ja aiheuttaa kaatumisen.
- Älä käytä taittotukea muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen: sitä ei saa käyttää portaiden korvaamiseen.
- Taittotukea ei saa säilyttää ulkona.
- Älä aseta päätäsi tai käsiäsi U-muotoisen putken sisälle, sillä sen seurauksena voit vahingossa jäädä kiinni.
- Älä aseta käsiäsi ja sormiasi taittomekanismien lähelle; siirrä tankoa aina tarttumalla vain U-muotoiseen putkeen.
- Kuljeta tankoa aina varovasti, kun siirrät sitä pystyasennosta vaaka-asentoon ja päinvastoin.

HUOLTOTIEDOT:

Tuotteen kunnossapito koostuu puhdistus- ja hygieniatoimenpiteistä. Turvallisen käytön ja riittävän hygieniatason takaamiseksi käyttäjän on suoritettava nämä toimenpiteet ennen jokaista käyttöä. Käyttäjän on varmistettava laitteen ja sen osien rakenteellinen eheys, sekä tarkastettava ruuvien kireys. Puhdistus- ja hygieniatoimenpiteet tehdään alla olevien ohjeiden mukaisesti:

1. Käytä käsineitä.
2. Poista näkyvä lika, ennen kuin aloitat tarkan desinfioinnin.
3. Käytä puhdistukseen vettä tai ei-aggressiivista pesuainetta.
4. Pyyhi kuivalla ja puhtaalla liinalla.

UUDELLEENKÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET:

Tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi muille käyttäjille. Ennen kuin tuote siirtyy uudelleenkäytettäväksi jollekin toiselle käyttäjälle, se on puhdistettava ja desinfioitava asianmukaisesti. Ennen kuin tuote siirretään muille käyttöön, pätevän jälleenmyyjän on tarkastettava tuotteen kunto.

OIKEA HÄVITTÄMISTAPA:

Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Varmista paikallisilta viranomaisilta etukäteen oikea ja ympäristöystävällinen tapa sen hävittämiseen.

VAARATILANTEIDEN RAPORTOINTI:

Jos laitetta käyttäessä on tapahtunut vakava vaaratilanne, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan osoitteeseen info@kingbathrooms.com ja maasi vastuuviranomaiseen.

TUOTEKODI	KUVAUS	SIVU
KING-FB60PC-KN	Taittotuki 60 cm/24" jauhemaalattu teräs valkoinen King	44-45
KING-FB70PC-KN	Taittotuki 70 cm/28" jauhemaalattu teräs valkoinen King	44-45
KING-FB80PC-KN	Taittotuki 80 cm/32" jauhemaalattu teräs valkoinen King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Taittotuki 60 cm/24" jauhemaalattu teräs musta King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Taittotuki 70 cm/28" jauhemaalattu teräs musta King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Taittotuki 80 cm/32" jauhemaalattu teräs musta King	44-45
KING-FB60IP-KN	Taittotuki 60 cm/24" kiillotettu ruostumaton teräs King	44-45
KING-FB70IP-KN	Taittotuki 70 cm/28" kiillotettu ruostumaton teräs King	44-45
KING-FB80IP-KN	Taittotuki 80 cm/32" kiillotettu ruostumaton teräs King	44-45
KING-FB60IB-KN	Taittotuki 60 cm/24" harjattu ruostumaton teräs King	44-45
KING-FB70IB-KN	Taittotuki 70 cm/28" harjattu ruostumaton teräs King	44-45
KING-FB80IB-KN	Taittotuki 80 cm/32" harjattu ruostumaton teräs King	44-45
KING-PHPC-KN	Wc-paperiteline taittotukeen jauhemaalattu teräs valkoinen King	46-47
KING-PHBPC-KN	Wc-paperiteline taittotukeen jauhemaalattu teräs musta King	46-47
KING-PHIP-KN	Wc-paperiteline taittotukeen kiillotettu ruostumaton teräs King	46-47
KING-PHIB-KN	Wc-paperiteline taittotukeen harjattu ruostumaton teräs King	46-47

KUNNAT

KUNNAT



Valmistettu Italiassa



Helppo koota



Max käyttäjän paino



2 vuoden takuu

KING VIKBAR STÅNG

PULVERLACKERAT, POLERAT OCH BORSTAT

AVSEDD ANVÄNDNING:

Produkterna i serien *KING Folding Bars* gör det möjligt för användaren att öka sitt oberoende och sin stabilitet under den dagliga användningen av badrummet eller toalettskålen. De fungerar som ett robust och säkert handtag som användaren kan hålla i för att avlasta benen från en del av kroppsvikten, vilket minskar muskeltrötthet på grund av stående position samt halk- och skaderisker. Efter användning kan den vikbara stången enkelt sättas tillbaka i vertikalt läge och låsas med säkerhetskroken, vilket förhindrar oavsiktliga fall i horisontellt läge. Den vikbara stången finns i olika material och längder, och tack vare vik- och låsmekanismerna passar den även i kompakta badrum. Den vikbara stången kan förses med en rullhållare, vilket gör att den hålls i ett mer lättillgängligt läge och att man slipper vrida på ryggen för att nå den.

INDIKATIONER OCH KONTRAIKATIONER:

Produkterna från Folding Bars KING riktar sig till äldre personer, rullstolsanvändare och alla som behöver ytterligare stöd när de använder badrummet. Användaren ska ha tillräcklig förmåga att hålla fast i den vikbara stången och tillräcklig självständighet.

SÄKERHETSVARNING OCH INDIKATIONER:

- Den maximala användarvikten som anges i monteringsanvisningarna får inte överskridas.
- Före varje användning ska du se till att den vikbara stången är ordentligt fäst vid väggen.
- Följ noggrant vad som anges i bruksanvisningen under montering.
- Ändra inte den vikbara stången på något sätt.
- Använd inte den vikbara stången om den är skadad eller förändrad på något sätt.
- Rör inte den vikbara stången med feta händer. En hal yta kan försämma greppet och orsaka ett fall.
- Använd inte den vikbara stången för ett annat ändamål än det avsedda: den får inte användas för att ersätta en trappa.
- Den vikbara stången får inte förvaras utomhus.
- Placera inte huvudet eller armarna i det U-formade röret, eftersom det kan finnas risk för att du fastnar.
- Placera inte händer och fingrar nära vikmekanismerna, utan flytta alltid stången genom att ta tag i det U-formade röret.
- Led alltid stången försiktigt när du flyttar den från vertikalt till horisontellt läge och vice versa.

UNDERHÅLLSINFORMATION:

Produktunderhållet består av rengöring och sanering. För att garantera en säker användning och en tillräcklig hygienisk standard bör användaren utföra dessa procedurer före varje användning. Användaren måste försäkra sig om att anordningen och dess komponenter har en strukturell integritet, och skruvarnas täthet måste kontrolleras. Följ nedanstående steg för rengöring och sanering:

1. Använd handskar.
2. Ta bort uppenbar smuts och fortsätt sedan med noggrann desinficeringen.
3. Använd vatten eller ett icke-aggressivt rengöringsmedel för rengöringen.
4. Torka av med en torr och ren trasa.

ÅTERANVÄNDNINGSKRAV:

Produkten kan återanvändas av andra användare. Innan produkten återanvänds av andra måste den rengöras och desinficeras på rätt sätt. Innan produkten överläts till andra måste den kontrolleras av kvalificerade återförsäljare.

KORREKT BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDE:

Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Fråga din kommun i förväg om hur den ska kasseras på ett korrekt och miljövänligt sätt.

RAPPORTERING AV INCIDENTER:

Om en allvarlig incident inträffar med den här enheten, kontakta tillverkaren av den här produkten på följande adress info@kingbathrooms.com och den ansvariga myndigheten i ditt land.

PRODUKTKOD	BESKRIVNING	SIDA
KING-FB60PC-KN	Vikbar stång 60 cm/24in pulverlackerat stål vit King	44-45
KING-FB70PC-KN	Vikbar stång 70 cm/28in pulverlackerat stål vit King	44-45
KING-FB80PC-KN	Vikbar stång 80 cm/32in pulverlackerat stål vit King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Vikbar stång 60 cm/24in pulverlackerat stål svart King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Vikbar stång 70 cm/28in pulverlackerat stål svart King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Vikbar stång 80 cm/32in pulverlackerat stål svart King	44-45
KING-FB60IP-KN	Vikbar stång 60 cm/24in polerat rostfritt stål King	44-45
KING-FB70IP-KN	Vikbar stång 70 cm/28in polerat rostfritt stål King	44-45
KING-FB80IP-KN	Vikbar stång 80 cm/32in polerat rostfritt stål King	44-45
KING-FB60IB-KN	Vikbar stång 60 cm/24in borstat rostfritt stål King	44-45
KING-FB70IB-KN	Vikbar stång 70 cm/28in borstat rostfritt stål King	44-45
KING-FB80IB-KN	Vikbar stång 80 cm/32in borstat rostfritt stål King	44-45
KING-PHPC-KN	Toalettpappershållare för vikbar stång pulverlackerat stål vit King	46-47
KING-PHBPC-KN	Toalettpappershållare för vikbar stång pulverlackerat stål svart King	46-47
KING-PHIP-KN	Toalettpappershållare för vikbar stång polerat rostfritt stål King	46-47
KING-PHIB-KN	Toalettpappershållare för vikbar stång borstat rostfritt stål King	46-47

IKON	BESKRIVNING
	Gjord i Italien
	Lätt att montera
	Max användarvikt
	2 års garanti

KING VOUWSTANG

GEPOEDERCOAT, GEPOLIJST EN GEBORSTELD

BEDOELD GEBRUIK:

Met de producten van de *Folding Bars KING* line kan de gebruiker zijn onafhankelijkheid en stabiliteit vergroten tijdens het dagelijkse gebruik van de badkamer of meer bepaald de toiletput. Ze werken als een robuuste en veilige handgreep, waaraan de gebruiker zich kan vasthouden om een deel van het lichaamsgewicht van de benen te ontlasten, waardoor de spierversmoeidheid door de staande positie en het risico op uitglijden en letsel wordt vermindert. Na gebruik kan de vouwstang gemakkelijk weer in verticale positie worden gebracht en vergrendeld met de veiligheidshaak, zodat vallen in horizontale positie wordt voorkomen. De vouwstang is verkrijgbaar in verschillende materialen en lengtes, en dankzij de vouw- en vergrendelingsmechanismen ook geschikt voor compacte badkamers. De vouwstang kan worden voorzien van een rolhouder, zodat deze beter bereikbaar is en er geen kronkelige bewegingen bij kunnen worden gemaakt.

INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES:

De producten van Folding Bars KING zijn gericht op ouderen, rolstoelgebruikers en al diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van de badkamer. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij de vouwstang stevig kan vastpakken en over voldoende zelfstandigheid beschikt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING EN AANWIJZINGEN:

- Het in de montagehandleiding aangegeven maximale gebruikersgewicht mag niet worden overschreden.
- Controleer voor elk gebruik of de vouwstang stevig aan de muur is bevestigd.
- Houd u bij de montage strikt aan de aanwijzingen in de handleiding.
- Verander niets aan de vouwstang.
- Gebruik de vouwstang niet als deze beschadigd of op enigerlei wijze gewijzigd is.
- Raak de vouwstang niet aan met vette handen. Een glad oppervlak kan de grip verminderen en een val veroorzaken.
- Gebruik de klapbalk niet voor een ander doel dan waarvoor hij bedoeld is: hij mag niet worden gebruikt ter vervanging van een trap.
- De vouwstang mag niet buiten worden opgeslagen.
- Plaats uw hoofd of armen niet in de U-vormige buis; er kan beknellingsgevaar ontstaan.
- Plaats uw handen en vingers niet in de buurt van de vouwmechanismen; beweeg de stang altijd alleen door de U-vormige buis vast te pakken.
- Leid de stang altijd voorzichtig wanneer u hem van de verticale naar de horizontale positie brengt en omgekeerd.

ONDERHOUDSINFO:

Het onderhoud van het product bestaat uit reinigings- en hygiëneprocedures. Om een veilig gebruik en een adequate hygiëne te garanderen, moet de gebruiker deze procedures vóór elk gebruik uitvoeren. De gebruiker moet zich vergewissen van de structurele integriteit van het apparaat en zijn onderdelen, en de dichtheid van de schroeven moet worden gecontroleerd. Volg de onderstaande stappen voor de reinigings- en hygiëneprocedures:

1. Handschoenen moeten worden gedragen.
2. Verwijder het duidelijke vuil alvorens over te gaan tot de meest nauwkeurige desinfectie.
3. Gebruik voor het schoonmaken water of een niet-agressief reinigingsmiddel.
4. Veeg af met een droge en schone doek.

EISEN VOOR HERGEBRUIK:

Het product is geschikt voor hergebruik door andere gebruikers. Alvorens door anderen te worden hergebruikt, moet het product correct worden gereinigd en ontsmet. Voordat het product aan anderen wordt overgedragen, moet het door gekwalificeerde dealers worden gecontroleerd.

CORRECTE VERWIJDERINGSPROCEDURE:


Gooi het product niet bij het gewone huisvuil. Vraag uw gemeente vooraf naar de juiste en milieuvriendelijke manier om het te verwijderen.

INCIDENT RAPPORTAGE:


Als er een ernstig incident met dit apparaat heeft plaatsgevonden, neem dan contact op met de fabrikant van dit product op info@kingbathrooms.com en met de verantwoordelijke autoriteit in uw land.

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING	BLADZIJDE
KING-FB60PC-KN	Vouwstang 60 cm/24in gepoedercoat staal wit King	44-45
KING-FB70PC-KN	Vouwstang 70 cm/28in gepoedercoat staal wit King	44-45
KING-FB80PC-KN	Vouwstang 80 cm/32in gepoedercoat staal wit King	44-45
KING-FB60BPC-KN	Vouwstang 60 cm/24in gepoedercoat staal zwart King	44-45
KING-FB70BPC-KN	Vouwstang 70 cm/28in gepoedercoat staal zwart King	44-45
KING-FB80BPC-KN	Vouwstang 80 cm/32in gepoedercoat staal zwart King	44-45
KING-FB60IP-KN	Klapbalk 60 cm/24in gepolijst roestvrij staal King	44-45
KING-FB70IP-KN	Klapbalk 70 cm/28in gepolijst roestvrij staal King	44-45
KING-FB80IP-KN	Klapbalk 80 cm/32in gepolijst roestvrij staal King	44-45
KING-FB60IB-KN	Klapbalk 60 cm/24in geborsteld roestvrij staal King	44-45
KING-FB70IB-KN	Klapbalk 70 cm/28in geborsteld roestvrij staal King	44-45
KING-FB80IB-KN	Klapbalk 80 cm/32in geborsteld roestvrij staal King	44-45
KING-PHPC-KN	Toiletpapierhouder voor vouwstang gepoedercoat staal wit King	46-47
KING-PHBPC-KN	Toiletpapierhouder voor vouwstang gepoedercoat staal zwart King	46-47
KING-PHIP-KN	Toiletpapierhouder voor klapbalk gepolijst roestvrij staal King	46-47
KING-PHIB-KN	Toiletpapierhouder voor klapbalk geborsteld roestvrij staal King	46-47


ICOON	BESCHRIJVING
	Gemaakt in Italië
	Eenvoudig te monteren
	Maximaal gebruikersgewicht
	2 jaar garantie



1




2




3



4



5




6



125 kg
275 lb




«CLICK!»




1




2



3



4



5





MANUFACTURED BY:



LM Global Design Ltd.
Suite 123, The Capel Building
Mary's Abbey,
Dublin 7, D07 VY68, Ireland

KING DISTRIBUTORS:

FRANCE Identitès

Boulevard de la Chanterie, ZA Pôle 49,
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou,
France

Tel.: +33 2 41 96 18 48
Website: www.identites.eu

SPAIN Ayudas Dinámicas

Carrer Llobregat, 12,
08130 Santa Perpètua de Mogoda,
Barcelona, Spain

Tel.: +34 935 74 74 74
www.ayudasdinamicas.com

ITALY Movi S.p.A. Divisione Wimed

Via Dione Cassio, 15
Milano, Italy

Tel.: +39 02 50 90 51
Website: www.wimed.it

CZECH REPUBLIC Patron Bohemia a.s.

Českolipská 3419
Mělník, Mladice
PSČ: 276 01

Tel.: +420 316 630 111
Website: www.patron.eu

CROATIA Famax d.o.o.

Ulica grada Mainza 13, Zagreb (HQ)
Nehajaska 42, Zagreb (Sales & Service)

Tel.: +385 1 6548 624
Website: www.famax.hr

POLAND Timago International Group

Sp. z o.o. i Sp. – Sp. kom.
Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

Tel.: +48 33 499 50 00
Website: www.timago.com

UKRAINE OSD Shidna Evropa Tov

Naberezhno-Luhova St. 5 Kyiv,
Ukraine

Tel.: +38 067 440 81 20
Website: www.osd.co.ua

LEBANON HealthLine Shop

Sodeco Square Center Block A,
Beirut, Lebanon

Tel: 961-1351333
Website: www.healthlineshop.com

TAIWAN Forever Young

3F.-5, No.366, Sec. 1, Wenhua 3rd Rd.,
Linkou Dist., New Taipei City 244,
Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2608-8925
Website: www.foreveryoung.com.tw



www.kingbathrooms.com
info@kingbathrooms.com