


MANUALE D'USO

Cover

Cover soft tonda Elite

Cod. 24010013



INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI: pg.3
2. AVVERTENZE: pg.4
3. DESCRIZIONE: pg.5
4. MANUTENZIONE E PULIZIA: pg.6
5. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: pg.7
6. CARATTERISTICHE TECNICHE: pg.7
7. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI: pg.8
8. SMALTIMENTO: pg.9
9. NOTA: pg.9
10. RECLAMI E INCIDENTI: pg.10
11. CERTIFICATO DI GARANZIA: pg.10

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,

desideriamo ringraziarla per l'acquisto e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un uso quotidiano, pratico e sicuro di questo prodotto.

L'articolo è un Dispositivo Medico di Classe I conforme al Regolamento Europeo 2017/745 del 5 Aprile 2017.



Attenzione!

Leggere attentamente il manuale in ogni sua parte al fine di evitare danni a causa di un utilizzo errato.

Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

2. AVVERTENZE:



- NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- L'articolo è particolarmente indicato per persone anziane, utenti su sedia a rotelle, persone con mobilità ridotta degli arti inferiori, della zona lombare e dell'anca, e per tutte quelle persone che potrebbero avere difficoltà a mantenere una posizione eretta durante l'uso della doccia per l'igiene personale quotidiana. È necessario che l'utente abbia capacità di mantenere l'equilibrio durante le fasi di seduta e alzata, nonché avere un'adeguata capacità di mantenere la seduta. Non è consigliabile utilizzare lo sgabello in caso di disturbi della percezione o problemi di equilibrio.
- Conservare e utilizzare il dispositivo lontano da fiamme libere e da fonti di calore.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del dispositivo prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il dispositivo non deve essere utilizzato.
- Il peso massimo indicato per l'utente nelle istruzioni di montaggio non deve essere superato.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la sedia per bagno sia correttamente assemblata e posizionata in modo stabile. Inoltre, assicurarsi che il cuscino morbido sia correttamente agganciato allo sgabello mediante il fermo di bloccaggio previsto e che quest'ultimo sia completamente innestato come mostrato nelle figure che seguono nel manuale.
- Lo sgabello può essere utilizzato solo su superfici prive di ostacoli.
- Durante il montaggio attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel manuale.
- Tenere presente che durante l'assemblaggio si rappresenta un rischio di lesioni alle dita.
- Non dondolare sullo sgabello in quanto questo potrebbe provocarne lo slittamento, il ribaltamento o il cedimento delle gambe. Tenere sempre la sedia stabile sulle 4 gambe.

- Non modificare in alcun modo lo sgabello per doccia e i suoi componenti.
- Non utilizzare lo sgabello se danneggiato o modificato in qualsiasi modo. Crepe e deformazioni possono influire notevolmente sulle prestazioni e sulla sicurezza del dispositivo.
- Dopo aver utilizzato lo sgabello nel piatto doccia, questo dovrebbe essere rimosso per evitare ostruzioni.
- Non utilizzare lo sgabello per uno scopo diverso da quello previsto.
- Lo sgabello non deve essere conservato all'aperto.

3. DESCRIZIONE:

Il Cuscino Morbido è un accessorio complementare per lo sgabello girevole.

Rende la seduta più comoda, morbida e accogliente.

Il cuscino morbido copre lo sgabello proteggendolo dallo sporco e facilitandone la pulizia. Le proprietà antibatteriche certificate del materiale limitano la proliferazione, rendendo l'utilizzo adatto in ambienti umidi e bagnati.

Il cuscino morbido può essere facilmente applicato e rimosso dallo sgabello.

4. MANUTENZIONE E PULIZIA:

La manutenzione del prodotto consiste unicamente nelle procedure di pulizia e sanificazione. Al fine di garantire un uso sicuro e un adeguato livello di igiene, l'utente deve eseguire queste procedure prima di ogni utilizzo. L'utente deve verificare l'integrità strutturale del dispositivo e dei componenti.

Per la pulizia e sanificazione attenersi alle seguenti procedure:


1. Indossare guanti.
2. Rimuovere lo sporco evidente prima di procedere con la disinfezione più accurata.
3. Per la pulizia utilizzare acqua o un detergente non aggressivo.
4. Pulire con un panno asciutto e pulito.

In alternativa, il prodotto può essere pulito in lavastoviglie domestiche alla temperatura massima.

REQUISITI DI RIUTILIZZO:

Il prodotto può essere riutilizzato da altri utenti. Prima del riutilizzo da parte di altri utenti il prodotto deve essere pulito e sanificato correttamente. Prima di trasferire il prodotto ad altri, questo deve essere controllato da un rivenditore qualificato.

5. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:



6. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Diametro: 28 cm

Spessore: 1,4 cm

7. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

COVER TONDA PER SGABELLO
ROUND COVER FOR STOOL

REF 24010013

MD



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

LOT 204000xxx

202X

150 Kg



	FABBRICANTE	EC REP	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO NELLA COMUNITA EUROPEA
	DATA DI FABBRICAZIONE	LOT	LOTTO
REF	CODICE PRODOTTO	SN	NUMERO DI SERIE
	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO		ATTENZIONE! CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO PER IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA QUALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI
	DATA DI SCADENZA		NON RIUTILIZZARE
	FRAGILE, MANEGGIARE CON CURA		MANTENERE ASCIUTTO
MD	DISPOSITIVO MEDICO	CE	PRODOTTO CONFORME ALLE DIRETTIVE/REGOLAMENTI EUROPEI DI SETTORE
	QUESTO LATO VERSO L'ALTO		PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
	CARICO LAVORO IN SICUREZZA	~	CORRENTE ALTERNATA

	APPARECCHIO DI CLASSE II		PARTE APPLICATA DI TIPO B
	PARTE APPLICATA DI TIPO BF		RACCOLTA SEPARATA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
	PORTATA		

8. SMALTIMENTO:

Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Chiedere alle autorità locali competenti in materia le modalità per il corretto smaltimento. La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base al D.Lgs 151/2005. In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

9. NOTA:

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza ulteriore preavviso qualsiasi particolare, peso, misura o dato del prodotto indicati in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:

Movi SpA - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

10. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

11. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto.

Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dagli articoli. 128-135 del Codice del Consumo (D.lgs 206 del 2005).

Movi S.p.A.- Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Cover Cover soft tonda Elite

Cod. 24010013

Rev.0 03/04/2023



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com