

MANUALE D'USO

COMODINO - Cod. 15000040




WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:	pg.4
3. DESCRIZIONE:	pg.5
4. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.5
5. MANUTENZIONE E PULIZIA:	pg.5
6. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:	pg.6
7. SMALTIMENTO:	pg.7
8. NOTA:	pg.7
9. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.7
13. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.8

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto e per la fiducia accordata ai nostri prodotti.

Il presente manuale fornisce informazioni utili all'acquirente e all'utilizzatore per tutte le funzioni che garantiscono un uso quotidiano, pratico e sicuro di questo prodotto.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.



**NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PRIMA DI AVERE LETTO IL MANUALE
D'USO**

**Movi S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un
uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel
presente manuale.**

2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali o all'ambiente circostante.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del prodotto e una migliore comprensione delle istruzioni.



- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PRIMA DI AVER LETTO IL MANUALE D'USO.
- Per motivi igienici l'utilizzo del prodotto dovrebbe essere riservato a un unico utente.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Conservare e utilizzare il prodotto lontano da fiamme libere e da fonti di calore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Controllare sempre lo stato d'integrità del prodotto prima di utilizzarlo mediante accurata ispezione visiva. Se tale ispezione, dovesse rilevare una qualunque anomalia, il prodotto non deve essere utilizzato.

3. DESCRIZIONE:

Pratico ed elegante comodino.

- Tavolino scorrevole, cassetto e antina a due ripiani
- Dotato di serratura per riporre gli effetti personali in sicurezza
- 4 Ruote piroetanti per facilitarne gli spostamenti

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza: 83 cm

Profondità: 47 cm

Lunghezza: 47 cm

5. MANUTENZIONE E PULIZIA:

La pulizia e la disinfezione sono aspetti fondamentali. In generale, una pulizia regolare del Comodino in caso di utilizzo da parte di un singolo paziente è sufficiente in termini di igiene.

Ogni volta che il Comodino viene utilizzato da una nuova persona, deve essere obbligatoriamente pulito e disinfettato mediante strofinamento accurato!

Detergere con acqua tiepida e sapone neutro. Non utilizzare solventi, sostanze corrosive o spugne abrasive. Asciugare con un panno morbido e asciutto.

6. ETICHETTATURA E LEGENDA SIMBOLI:

A ogni prodotto viene applicata una targhetta di identificazione corredata dai dati costruttivi e dalla marcatura CE, secondo la direttiva vigente.

COMODINO PER LETTO CM 47X46X83
CABINET FOR BED CM 47X46X83

LOT XXXXXXXX

REF 150000040

20XX 

 **MOVI S.p.A. - Divisione Wimed**
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN VIETNAM



7. SMALTIMENTO:

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/o locali riguardanti la raccolta differenziata. Per lo smaltimento dei materiali rivolgersi alle autorità comunali preposte allo smaltimento che lo riceveranno gratuitamente, o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste norme contribuisce a risparmiare preziose risorse e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni in base al D.Lgs 151/2005.

In caso di riconosciuta contaminazione del dispositivo, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.

8. NOTA:

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare senza ulteriore preavviso qualsiasi particolare, peso, misura o dato del prodotto indicati in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza e sulla efficacia dello stesso.

Per informazioni sul dispositivo rivolgersi a:
Movi SpA - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

9. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityeregulatory@pec.movigroup.com

13. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate

- 
- sulla scheda tecnica del dispositivo);
- Negligenza o abusi, atti dolosi;
 - Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
 - Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movì S.p.A.;
 - Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movì S.p.A.;
 - Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

COMODINO - Cod. 15000040
Rev.2 28/01/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com