

TALLONIERA A STIVALE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Talloneria in polimero di visco elastico ad alta densità (80 Kg/m3), assicura morbida protezione attorno all'arto ed aiuta a stabilizzare sia in caso di piede equino sia di torsione del tallone o dell'anca.
Zero pressione al tallone.
Riduce le pressione di contatto attorno all'arto.
Permette uno stabile posizionamento del piede.

DESTINAZIONE D'USO

Aiuta a prevenire il piede equino

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
P903T1HW	TALLONIERA A STIVALE VISCOFLEX	2632649	V0811
P903HW	COPERTURA	N.A.	N.A.

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

TALLONIERA A STIVALE

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Lunghezza: 63,5 cm Altezza: 31 cm Larghezza: 22 cm
Portata massima	1,7 Kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Polimero Viscoelastico 80 Kg/m3
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Pulire con acqua e sapone e riacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave a vapore fino a 134°C.

SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA

Materiale della copertura	Copertura impermeabile in Polymaille. Traspirante, bi - elastica. Riduce frizioni e forze di taglio e stiramento. Trattamento anti - microorganismi. Chiusura con cerniera posto al di sotto del posizionatore. Massima protezione interna. Base antiscivolo
Pulizia	Lavabile a 90°, non utilizzare candeggina e non stiare. Lavaggio a secco con solventi di tipo P. Asciugare in asciugatrice e temperature moderate.