


MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO PLURI-CARE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Il materasso PLURI-CARE è un dispositivo medico destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

- Prodotto in schiuma poliuretana micro cellulare a cellula aperta, con densità differenziate
- I diversi materiali e le diverse densità utilizzati per questo materasso garantiscono il miglior sostegno degli utenti grazie alla base più rigida che evita l'effetto "bottom down"
- Stabilizzatori laterali che facilitano l'entrata e l'uscita dal letto e assicurano il contenimento dell'utente
- Ottimo comfort e prevenzione di piaghe da decubito grazie all'inserito superiore in memory foam che si adatta al corpo dell'utente
- Non contiene lattice ed è stato trattato per ostacolare la formazione di batteri, microbi, acari e muffe
- Protezione chimica dagli odori assicurata
- Perfetta stabilità e adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione; ottima riduzione delle pressioni di contatto ed elevato comfort per il paziente
- Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito
- Disponibile come accessorio il coprimaterasso ignifugo 1IM, lavabile, con cerniera (COD. 17/08 per rete 90 cm)

DESTINAZIONE D'USO

Indicato per pazienti a medio rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
9400302535	MATERASSO ANTIDECUB. PLURI-CARE	2736868	V080702



MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO PLURI-CARE

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni reali materasso	195 x 85 x 14 cm (materasso idoneo per rete 90x200 cm)
Peso	12 Kg
Materiale del materasso	Mescola pressofusa di poliuretano espanso ad alta densità e alta resilienza. Densità: stratificazione inferiore 30 Kg/mc stratificazione superiore 35 Kg/mc estremità laterali 25 Kg/mc
Portata Terapeutica	160 Kg
Pulizia / Disinfezione	Pulire la superficie con un panno umido morbido. Per disinfettare utilizzare soluzioni a base di ammonio quaternario. Non utilizzare soluzioni a base di Fenoli o ipercarbonati.
C.F.C.	Completamente assente
Lattice	Free



MATERASSO ANTIDECUBITO IN POLIURETANO PLURI-CARE

SPECIFICHE TECNICHE SISTEMA

Smaltimento

Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.