



Alzacoperte VLA 350 Acciaio Cromato

Cod. 90590350



Prodotto Conforme **CE**

MANUALE D'USO

VAIMAS SRL
Via Volpato, 39
36035 Marano Vicentino VI

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

Regolamento 2017/745/UE
Ausili Medici Classe I
Rev. 1,3

DESTINAZIONE D'USO

Ausilio utilizzato per sollevare le coperte o lenzuola al fine di evitare contatti con il corpo del paziente

DATI TECNICI e REGOLAZIONI

Struttura in tubo di acciaio cromato, diametro 18 con innesti

- Altezza 37 cm
- Profondità 38 cm
- Larghezza est max. 48 cm
- Peso struttura 1,5 Kg ferro


Etichette CE	Descrizione Simboli	
		Codice Prodotto
		Serial Number
		Data di Produzione
		Unique Device Identifier
		Peso massimo sostenibile
		Consultare le istruzioni per l'uso
		Medical Device Dispositivo Medico
		Prodotto Conforme CE

MONTAGGIO

Attrezzatura: non è richiesta alcuna attrezzatura.

Liberate dall'imballo il solleva coperte, quindi incastrare le estremità dei tubi, inserendo la parte più stretta in quella più larga come da immagine a lato.

Assicurarsi di inserire fino al termine gli innesti



MANUTENZIONE

L'alzacoperte non richiede particolare manutenzione se non una ordinaria pulizia.

USO e PULIZIA

Pulire l'alzacoperte con un panno leggermente inumidito con normali detergenti, non abrasivi.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

SICUREZZA

- **PORTATA MAX 15 Kg**
- **Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante.**
- **Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni alla salute del paziente.**
- **Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall'utilizzo scorretto o non previsto nel presente manuale.**
- **Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante.**

AVVERTENZE: le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.