

CUSCINO DUOFORM_P341Cxx



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi automodellanti.

- Base preformata in schiuma compatta ad alta densità ed alta resilienza e strato di gel fluido viscoelastico
- Ideale per pazienti che necessitano di un supporto particolarmente efficace e confortevole
- Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante antiscivolo impermeabile ma permeabile al vapore ed all'aria

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
P341C42421HW	CUSCINO DUOFORM CM42X42 BLU	2631851	V08030102
P341C42461HW	CUSCINO DUOFORM CM42X46 BLU	2739371	V08030102
P341C45421HW	CUSCINO DUOFORM CM45X42 BLU	2739378	V08030102
P341C45461HW	CUSCINO DUOFORM CM45X46 BLU	2738690	V08030102
P341C51461HW	CUSCINO DUOFORM CM51X46 BLU	2739382	V08030102

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia
--------------------	--



CUSCINO DUOFORM_P341Cxx

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--	---

SPECIFICHE TECNICHE

Portata massima	110 Kg per il codice P341C42421HW 120 Kg per i codici P341C42461HW e P341C45421HW 140 Kg per il codice P341C45461HW 160 Kg per il codice P341C51461HW
------------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE COPERTURA

Materiale della copertura	Fodera esterna in polymaille
Pulizia	Il telo di copertura (completamente asportabile) può essere lavato e disinfettato in lavatrice, non utilizzare temperature superiori a 95° C. Dopo il lavaggio lasciar asciugare completamente all'aria prima di utilizzare nuovamente.