

ALZAWATER MARLIN



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Alzawater adatto a tutti i tipi di water.

- L'area di seduta è ergonomicamente corretta per ridurre le pressioni di appoggio ed offrire il maggior comfort all'utente.
- Il profilo della seduta incorpora un'apertura frontale per permettere una maggiore accessibilità per l'igiene personale
- L'alzawater viene bloccato sul water da un meccanismo di bloccaggio anteriore e posteriore
- La superficie lucida è facile da lavare e resiste alle macchie e agli odori

GAMMA PRODOTTI

| Codice prodotto | Descrizione | BD/RDM | CND |
|------------------|--|---------|---------|
| 24450012 | ALZAWATER MARLIN | 2435740 | Y091215 |
| 24451012 | ALZAWATER MARLIN - BRACCIOLI FISSI | 2435756 | Y091215 |
| 24451012R | ALZAWATER MARLIN - BRACCIOLI RIBALTABILI | 2435758 | Y091215 |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|---|
| FABBRICANTE | Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia |
|--------------------|---|

DATI REGOLATORI

ALZAWATER MARLIN

| | |
|--------------------------------------|---|
| CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO | I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 |
|--------------------------------------|---|

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|---|
| Colore | BIANCO |
| Dimensioni | Dimensioni: 42 cm x 40,5 cm Altezza: 12,5 cm Apertura foro: 26 cm x 19 cm |
| Portata massima | 130 Kg |