

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21031_BLOCCO ABDUTTORE PER GINOCCHIO_P9703B1HW

NOME PRODOTTO BLOCCO ABDUTTORE PER GINOCCHIO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Cuscino in microsfere di polistirolo con fodera incernierata e rimovibile.

DESTINAZIONE D'USO

Cuscino indicato per il posizionamento dei pazienti a letto

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

P9703B1HW

DESCRIZIONE

BLOCCO ABDUTTORE PER GINOCCHIO
BD/RDM: 882674
CND: Y033309

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

SYST'AM System Assistance Medical SAS
ZAE Route de Casseneuil
Le Lédat
47300 Villeneuve sur Lot
Francia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Copertura

Materiale della copertura

Polymaille traspirante e idrorepellente

Materiale della copertura elemento terapeutico

Poliestere spalmato



Peculiarità del rivestimento	Traspirante idrorepellente
-------------------------------------	----------------------------

Pulizia	Lavabile a 95°
----------------	----------------

Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile a 95°
---	----------------

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	62x32 cm
-------------------	----------

Peso	0,5 Kg
-------------	--------

Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
----------------------------------	--

Permeabilità della Copertura	>500 gr/m2/24h
-------------------------------------	----------------

Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
--	---

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio