

SPECIFICHE LAMA CHIRURGICA STERILE AL CARBONIO

Fornito in scatole da 100 pezzi

Lame in questa gamma:

6, 9, 10, 10A, 11, 11P, E/11, Sabre E/11, 12, 12D, 13, 14, 15, Sabre D/15, 15A, 15C, 15T, 16, 40
Attacco manici N.3 Graduato, 3L, B3, N.7, N.9

18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 36
Attacco manici N.4 Graduato, 4L

COMPONENTE	MATERIALE
LAMA	Acciaio al carbonio <u>ANALISI:</u> CARBONIO: 1.2% - 1.3% SILICONE: 0.10% - 0.35% MANGANESE: 0.2% - 0.45% CROMO: 0.10% - 0.40% ZOLFO: 0,025% max FOSFORO: 0.035% max
LAMINA SUPERIORE	Alluminio stampato con polietilene
LAMINA INFERIORE	Forma della lama in alluminio stampato con laminato CPP
INIBITORE DELLA RUGGINE	Carta kraft cerata impregnata VCI
SCATOLA CONTENITORE UNITARIO	Truciolato rivestito di bianco con vernice litografica

I prodotti sono realizzati in conformità alle norme BS 2982 e BS EN 27740 (ove applicabile).

Tutti i componenti sono prodotti in Europa.

Tutte le confezioni e le scatole sono contrassegnate con il numero di lotto corrente e le date di scadenza per consentirne la tracciabilità; le scatole sono codificate a barre, ove applicabile.

I prodotti sono sterilizzati mediante radiazioni di Cobalto 60 da:-Swann-Morton (Services) Limited, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ