

SPECIFICHE RIMUOVI LAME

Sterili forniti singolarmente in scatole da 50

Non sterili forniti in scatole da 100 o 500

COMPONENTE	MATERIALE
RIMUOVI LAME	Resina Phillips K / Grado K R01 butadiene stirene
RETE SUPERIORE - STERILE	Pet / PE MLP12A / 38V (nylon pol.)
CARTA INFERIORE - STERILE	Carta kraft sbiancata da 60 g/m ² con vernice a griglia da 10 g/m ² .
SCATOLE CONTENITORI UNITARI STERILI	Truciolato rivestito di bianco patinato con vernice litografica
SCATOLE CONTENITORI UNITARI - NON STERILI	Truciolato rivestito di bianco patinato con vernice UV. I rimuovi lame non sterili sono confezionati in un doppio sacchetto di polietilene.
SACCHETTO IN POLIESTIRENE NON STERILE	Polietilene

Tutti i componenti sono prodotti in Europa.

Tutte le confezioni e le scatole sono contrassegnate con il numero di lotto corrente e le date di scadenza per la tracciabilità.

I prodotti sterili sono sterilizzati mediante radiazioni gamma di cobalto 60 da:-Swann-Morton (Services) Limited, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ