

SCHEMA TECNICA N° WI H_ST 21028_CUSCINO UNIVERSALE SMALL_P9700B1HW

NOME PRODOTTO CUSCINO UNIVERSALE SMALL

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE Cuscino in microsfere di polistirolo con fodera incernierata e rimovibile.

DESTINAZIONE D'USO Cuscino indicato per il posizionamento dei pazienti a letto

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P9700B1HW	CUSCINO UNIVERSALE SMALL BD/RDM: 882534 CND: Y033303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

SYST'AM System Assistance Medical SAS
ZAE Route de Casseneuil
Le Lédat
47300 Villeneuve sur Lot
Francia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE Copertura

Materiale della copertura Polymaille traspirante e idrorepellente

Materiale della copertura elemento terapeutico Poliestere spalmato



Peculiarità del rivestimento	Traspirante idrorepellente
-------------------------------------	----------------------------

Pulizia	Lavabile a 95°
----------------	----------------

Disinfezione fodera supporto terapeutico / base PU	Lavabile a 95°
---	----------------

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	35x26 cm
-------------------	----------

Peso	0,5 Kg
-------------	--------

Materiale della copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
----------------------------------	--

Permeabilità della Copertura	>500 gr/m2/24h
-------------------------------------	----------------

Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
--	---

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio